

RECOGIDA DE HEMOCULTIVOS POR AGUJA Y JERINGUILLA



EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS*

- No usar botellas dañadas o caducadas.
- Retire el tapón. Desinfecte y deje secar al aire.
- Recoja 2-3 sets.
- 10 ml de sangre por botella de adulto.
- Volumen basado en el peso para pacientes pediátricos**.
- Transporte al laboratorio lo más rápido posible.

RECOMENDACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS

	<p>1 CONFIRME LA IDENTIDAD DEL PACIENTE Y PREPARE LOS MATERIALES</p>	<p>2 PREPARAR EL KIT DE TOMA DE MUESTRA</p> <p>Lávese las manos o utilice desinfectante con alcohol. RETIRE el tapón de plástico. Desinfecte el tapón de la botella y deje secar al aire.</p>	<p>3 PREPARAR EL SITIO DE VENOPUNCIÓN</p> <p>Palpe para hallar la vena. Utilice guantes de examen limpios. Desinfecte la piel. Deje la zona secar al aire.</p>	<p>4 VENOPUNCIÓN CON AGUJA Y JERINGUILLA</p> <p>Acople la aguja a una jeringuilla. Para evitar contaminación, no vuelva a palpar la vena. Inserte la aguja en la vena preparada.</p>
<p>5 INOCULACIÓN DE LA BOTELLA DE HEMOCULTIVO</p> <p>Empiece con la botella anaerobia primero.*** Asegure de que la botella está correctamente llena hasta la marca de nivel de llenado adecuado, como se muestra en la figura. Repita con la botella aerobia.</p>	<p>6 FINALIZAR EL PROCEDIMIENTO</p> <p>Grabe la fecha de la extracción, tiempo y sitio. Etiquete las botellas siguiendo las recomendaciones del fabricante. Transporte las botellas inoculadas a temperatura ambiente al laboratorio lo más rápidamente posible.</p>	<p>7 ETIQUETADO CORRECTO</p>	<p>EVITE</p> <p>Dejar el algodón sobre la tapa Retaponar Colocar la etiqueta en el lugar incorrecto</p>	

* Las buenas prácticas pueden variar entre instalaciones sanitarias; consulte las directrices aplicables a su instalación. Estas recomendaciones ilustran las buenas prácticas de recogida para hemocultivo basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy, 2010. ISBN 978 92 4 159922 1).

** Botellas pediátricas disponibles.

*** Primero llene la botella de anaerobios, y si hay suficiente volumen de sangre llene la botella de aerobios con el volumen de sangre recomendado.

CHECKLIST PARA RECOGIDA POR AGUJA Y JERINGUILLA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desinfectante para piel aprobado <input type="checkbox"/> Set de hemocultivos (ideal 2 a 3 sets; 1 set = 1 botella aerobia + 1 botella anaerobia) <input type="checkbox"/> Aguja y Jeringuilla <input type="checkbox"/> Tubos de extracción de sangre (si la sangre es necesaria para otras pruebas de laboratorio) <input type="checkbox"/> Adaptador de tubo de extracción de sangre (si es necesario) <input type="checkbox"/> Guantes <input type="checkbox"/> Paño desechable | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Torniquete <input type="checkbox"/> Gasas <input type="checkbox"/> Apósito <input type="checkbox"/> Contenedor para recogida de desechables <input type="checkbox"/> Lápiz para registrar la fecha, hora y sitio de extracción |
|---|---|

NOTA: SIEMPRE extraiga el hemocultivo PRIMERO