




Kompatibilität von bioMérieux Medien und VITEK® 2 Karten

VITEK 2 "Systems Produkt Information on line"			bioMérieux Medienangebot	
VITEK2 Karte	VITEK2 Code	Bezeichnung des Mediums	Medien Code	Bestell-Nr.
GN	TSA	Trypcase Soja Agar	TSA	43011/43019
	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	MAC	MacConkey Agar	MCK	43141/43149
	BCP	BCP Agar	BCP	43021
	CET	Cetrimide Agar	CET	43565
	CLED	CLED Agar	CLED	43331/43339
	CHOC	Chocolate Agar		
	CHOC PVX	Chocolate Agar + PolyViteX	PVX	43101/43109
	CHBA	Columbia Agar + 5% Pferdeblut	COH	43050
	CNT	Count-Tact Agar	CT	43501
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173
	DENA	DE Neutralizing agar		
	DRIG	Drigalski Agar	DRIG	43341
	HEK	Hektoen Agar	HEKT	43111/43119
	SM ID2	chromID Salmonella Agar	SM2	43621/43629
	TSAHB	Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	TSH	43061
	TSAB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	TSS	43001/43009
	TSAL	TSA mit Lecithin und P80 (Polysorbate 80)		
	VRBG	Violet Red Bile Glucose Agar		
	XLD	XLD Agar	XLD	43563/43564
GN und AST GN Paar	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173
	MAC	MacConkey Agar	MCK	43141/43149
	TSAB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	TSS	43001/43009
GP	TSAB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	TSS	43001/43009
	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	TSA	Trypcase Soja Agar	TSA	43011/43019
	BP	Baird Parker	BP	43521/43529
	CHBA	Columbia Agar + 5% Pferdeblut	COH	43050/43059
	CHOC	Chocolate Agar		
	CHOC PVX	Chocolate Agar + PolyViteX	PVX	43101/43109
	CNT	Count-Tact Agar	CT	43501
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173
	MRSA ID	chromID MRSA		
	MSA	Mannitol Kochsalz Agar (Chapman-2-Agar)	MSA2	43451/43459
	SAID	chromID S.aureus	SAID	43671/43679
	TSAHB	Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	TSH	43371
	TSAL	TSA mit Lecithin und P80 (Polysorbate 80)		43061
GP und AST GP Paar	TSAB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	TSS	43011/43019
	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173
YST	SDA	Sabouraud Dextrose Agar		
	SDA-E	Sabouraud Dextrose Agar (Emmons)		
	TSAB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	TSS	43001/43009
	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	IMA	Inhibitory Mould Agar		
	TSA	Trypcase Soja Agar	TSA	43011/43019
	CHBA	Columbia Agar + 5% Pferdeblut	COH	43050/43059
	CID	chromID Candida Agar	CAN2	43631/43639
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173
YST und AST-YST Paar	SDA	Sabouraud Dextrose Agar		
	SDA-E	Sabouraud Dextrose Agar (Emmons)		
	TSAB	Trypcase Soja Agar mit 5% Schafblut	TSS	43001/43009
	CBA	Columbia Agar + 5% Schafblut	COS	43041/43049
	TSA	Trypcase Soja Agar	TSA	43011/43019
	CHBA	Columbia Agar + 5% Pferdeblut	COH	43050/43059
	CID	chromID Candida Agar	CAN2	43631/43639
	CPS ID	chromID CPS Agar	CPS	418284/416172 418206/416173



NH	<i>Campylobacter</i> : TSAB CBA CHBA TSAHB	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Pferdeblut Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	TSS COS COH TSH	43001/43009 43041/43049 43050/43059 43061
	<i>Haemophilus</i> : CHOC CHOC PVX CBA CHOC + B	Chocolate Agar Chocolate Agar + PolyViteX Columbia Agar + 5% Schafblut Chocolate Agar mit Bbacintracin	PVX COS	43101/43109 43041/43049
	<i>Neisseria</i> : CHOC CHOC PVX CHOC VCAT2 CHBA ML NYC TM TSAB	Chocolate Agar Chocolate Agar + PolyViteX Chocolate Agar + PolyViteX VCAT3 Columbia Agar + 5% Pferdeblut Martin-Lewis Agar New York City Medium Thayer-Martin Agar Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut	PVX VCA3 COH TSS	43101/43109 43611 43050/43059 43001/43009
	<i>Andere anspruchsvolle Keime</i> : CHOC CHOC PVX CBA CHBA ML TM TSAB TSAHB	Chocolate Agar Chocolate Agar + PolyViteX Columbia Agar + 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Pferdeblut Martin-Lewis Agar Thayer-Martin Agar Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	PVX COS COH TSS TSH	43101/43109 43041/43049 43050/43059 43001/43009 43061
	<i>Corynebacteria</i> : CBA CNA TSAB TSAHB	Columbia Agar + 5% Schafblut Columbia ANC Agar + 5% Schafblut Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	COS CNA TSS TSH	43041/43049 43071/43079 43001/43009 43061
ANC	<i>Anaerobier</i> : CBA CDC BRU	Columbia Agar + 5% Schafblut CDC Anaerobe Agar mit 5% Schafblut Brucella Agar mit 5% Schafblut, Hemin & Vitamin K	COS	43041/43049
	CHBA TSAB TSAHB	Columbia Agar + 5% Pferdeblut Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut	COH TSS TSH	43050/43059 43001/43009 43061
	<i>Nur Gram-Positive Anaerobier</i> : CNA CDC PEA PEA	Columbia ANC Agar + 5% Schafblut CDC Blut Agar mit PEA Phenylethyl Alkohol Agar mit 5% Schafblut	CNA	43071/43079
BCL	TSA CNT	Trypcase Soja Agar Count-Tact Agar	TSA CT	43011/43019 43501
AST Gram-Negative	TSAB CBA CPS ID	Trypcase Soja Agar mit 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Schafblut chromID CPS Agar	TSS COS CPS	43001/43009 43041/43049 418284/416172 418206/416173
	MAC	MacConkey Agar	MCK	43141/43149
AST Gram-Positive	TSAB CBA CPS ID	Trypcase Soja Agar mit 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Schafblut chromID CPS Agar	TSS COS CPS	43001/43009 43041/43049 418284/416172 418206/416173
	SDA SDA+	Sabouraud Dextrose Agar Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar	SGC2	43555 43651/43659
AST Hefen	CBA CHBA TSAHB BCP TSA	Columbia Agar + 5% Schafblut Columbia Agar + 5% Pferdeblut Trypcase Soja Agar + 5% Pferdeblut BCP Agar Trypcase Soja Agar	COS COH TSH BCP TSA	43041/43049 43050/43059 43061 43021 43011/43019
	CHOC PVX	Chocolate Agar + PolyViteX	PVX	43101/43109



	TSAB CID2 CPS ID	Trypcase Soja Agar + 5% Schafblut chromID Candida Agar chromID CPS Agar	TSS CAN2 CPS	43001/43009 43631/43639 418284/416172 418206/416173
	SAB GLU	Sabouraud Agar mit 2% Glucose (Emmons)		