






PROBEN. PATHOGENE. ENTSCHEIDUNGEN. CULTURE OF CONFIDENCE



PIONEERING DIAGNOSTICS

“Publikationsauswahl”

Um mehr über verfügbare Literatur zu erfahren, kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen bioMérieux-Kundenberater.




Broschüren zum Downloaden
unter www.biomerieux.de/kundenportal/klinische_broschueren
oder fragen Sie Ihren bioMérieux-Kundenberater.

LEADING THE CHARGE


Erreger mit medizinischer Bedeutung

MANAGEMENT VON HARNWEGSINFEKTIONEN



CHROMID® CPS® Elite


Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder präsumtive Identifizierung pathogener Erreger von Harnwegsinfektionen.
Für die Ablesung ab 16 Std. validiert.



CHROMID® CPS® Elite/Columbia CNA + 5 % Schaffblut


Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder präsumtive Identifizierung pathogener Erreger von Harnwegsinfektionen. Selektive Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Hämolysebestimmung.

MANAGEMENT GASTROINTESTINALER INFESTIONEN




CHROMID® Salmonella Elite

Selektive Isolierung und Identifizierung von *Salmonella*-Spezies.
Wachstum von *Salmonella* einschließlich *S. arizonae* & *S. Typhi*.




CHROMID® C. difficile

Nachweis und Identifizierung von *Clostridioides difficile*.
Höhere Sensitivität: Medium enthält Taurocholat für die Sporenbildung.



CASA™


Selektivmedium zum Nachweis von *Campylobacter*



CHROMID® Vibrio

Selektive Isolierung von *Vibrio* und präsumtive Identifizierung von *V. cholerae* und *V. parahaemolyticus* in 24 Std.

MANAGEMENT BEI CANDIDOSE UND PILZINFESTION



CHROMID® Candida/SGC2*

Selektive Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen und Identifizierung von *Candida albicans* in nur 24 Std.
Wachstum von *C. auris* und *C. krusei*.


* Sabouraud-Gentamicin-Chloramphenicol 2



CHROMID® Candida


Selektive Isolierung von Hefen. Direkte Identifizierung von *C. albicans* in nur 24 Std.
Wachstum von *C. auris* und *C. krusei*.

MANAGEMENT VON S. AUREUS INFESTIONEN



CHROMID® SMART MRSA/S. aureus


Kombiniertes Medium zur Identifizierung von *S. aureus* und zum direkten Nachweis der Methicillinresistenz aus Nasen-/Rachen-/Perineum-/Wund- und Leistenabstrichen und positiver Blutkultur innerhalb von 18-24 Std.



CHROMID® S. aureus Elite


Selektive Isolierung und direkte Identifizierung von *Staphylococcus aureus*. Medium angereichert mit Thymidin zum Nachweis von *S. aureus*, einschließlich Small Colony Variants.

PRÄVENTION NEONATALER INFESTIONEN



CHROMID® Strepto B


Screening auf Gruppe B-Streptokokken bei Schwangeren: hochsensitiver Nachweis von Gruppe B-Streptokokken, einschließlich nicht-hämolyisierender Stämme.



Granada™


Screening und Identifizierung von Gruppe B-Streptokokken bei Schwangeren. Schnelle Lösung zur Optimierung des Workflows.

MONITORING VON LUNGENERKRANKUNGEN



CHROMID® P. aeruginosa

Direkte Identifizierung von *Pseudomonas aeruginosa*. Validiert für das Monitoring respiratorischer Proben von Patienten mit zystischer Fibrose.




NTM Elite

Selektivmedium zur Isolierung von nicht-tuberkulösen Mykobakterien (NTM) aus respiratorischen Proben einschl. Proben von Patienten mit zystischer Fibrose.

LEADING THE CHARGE


Multiresistente Erreger

RESISTENZ-SCREENING AUF GRAMNEGATIVE BAKTERIEN




CHROMID® CARBA SMART

Screening auf ALLE Carbapenemase-bildenden *Enterobacterales* in klinischen Proben - Stuhl oder Rektalabstriche - innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® CARBA

Screening auf Carbapenemase-bildende *Enterobacterales* in klinischen Proben - Stuhl oder Rektalabstriche - innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® OXA-48

Screening auf Carbapenemase OXA-48 bildende *Enterobacterales* aus klinischen Stämmen und Stuhlproben innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® Colistin R

Screening auf *Enterobacterales* mit Colistinresistenz in klinischen und veterinären Proben innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® ESBL

Screening auf ESBL-bildende *Enterobacterales* innerhalb von 18-24 Std. in klinischen Proben - Rektalabstriche, Urin- und respiratorische Proben.



BLSE


Selektivmedium zum Screening auf präsumtive ESBL-produzierende *Enterobacterales* und multiresistente gramnegative Bakterien in Stuhlproben, Rektalabstrichen, Urin und respiratorischem Sekret.



CHROMID® ESBL/chromID® VRE


Kombiniertes Medium zur Identifizierung von ESBL und VRE in nur einem Arbeitsschritt in derselben Probe.

RESISTENZ-SCREENING AUF GRAMPOSITIVE BAKTERIEN




CHROMID® MRSA SMART

Screening auf methicillinresistente *Staphylococcus aureus* in Nasen-, Rachen-, Perineum-, Wund- und Leistenabstrichen und positiver Blutkultur innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® SMART MRSA/S. aureus

Kombiniertes Medium zur Identifizierung von *S. aureus* und zum direkten Nachweis von Methicillinresistenz aus Nasen-/Rachen-/Perineum-/Wund- und Leistenabstrichen und positiver Blutkultur innerhalb von 18-24 Std.




CHROMID® VRE

Screening auf VRE mit typischer Färbung von *Enterococcus faecalis* und *Enterococcus faecium* in Stuhlproben und Rektalabstrichen innerhalb von 24 Std.




CHROMID® ESBL/CHROMID® VRE

Kombiniertes Medium zur Identifizierung von ESBL und VRE in nur einem Arbeitsschritt in derselben Probe.



CHROMID® MRSA

Screening auf Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* in Nasen-, Rachen-, Perineum-, Wund- und Leistenabstrichen und positiver Blutkultur innerhalb von 18-24 Std.



CHROMID® MRSA/CHROMID® S. aureus

Screening auf Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA), selektive Isolierung von *Staphylokokken* und direkter Nachweis von *S. aureus*.



Für weitere Information konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung.
Zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen bioMérieux-Mitarbeiter.

LEADING THE CHARGE

Erreger mit medizinischer Bedeutung

MANAGEMENT VON HARNWEGSINFEKTIONEN

CHROMID® CPS® Elite Translucent	Ref. 418284	20 Platten
CHROMID® CPS® Elite Translucent	Ref. 416172	100 Platten
CHROMID® CPS® Elite Opaque	Ref. 418206	20 Platten
CHROMID® CPS® Elite Opaque	Ref. 416173	100 Platten
CHROMID® CPS® Elite/Columbia CNA + 5 % Schafblut	Ref. 418229	20 Bi-Plates

MANAGEMENT VON GASTROINTESTINALEN INFEKTIONEN

CHROMID® Salmonella Elite	Ref. 412108	20 Platten
CHROMID® Salmonella/Hektoen	Ref. 43465	20 Bi-Plates
CHROMID® Vibrio	Ref. 43762	20 Platten
CASA™	Ref. AEB520270	20 Platten
CHROMID® C. difficile	Ref. 43871	20 Platten

MANAGEMENT VON CANDIDOSE UND PILZINFEKTIONEN

CHROMID® Candida	Ref. 43631	20 Platten
CHROMID® Candida	Ref. 43639	100 Platten
CHROMID® Candida/Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2	Ref. 43464	20 Bi-Plates

MANAGEMENT BEI S. AUREUS -INFEKTION

CHROMID® S. aureus Elite	Ref. 419042	20 Platten
CHROMID® SMART MRSA/S. aureus	Ref. 419398	20 Bi-Plates

PRÄVENTION NEONATALER INFEKTIONEN

Granada™	Ref. 43712	20 Platten
CHROMID® Strepto B	Ref. 43461	20 Platten

MONITORING VON LUNGENERKRANKUNGEN

CHROMID® P. aeruginosa	Ref. 43462	20 Platten
CHROMID® S. aureus Elite	Ref. 419042	20 Platten
NTM Elite Agar	Ref. 423144	20 Platten

ESwab® FÜR DIE PROBENENTNAHME

ESwab®	Ref. 490CE.A	50 Einheiten
FecalSwab™	Ref. 470CE.A	50 Einheiten

VITEK® 2, VITEK® 2 COMPACT, VITEK® MS, ETEST® STREIFEN, RAPIDEC® CARBA NP

Kompatibilität geprüft

Multiresistente Erreger

KULTURMEDIENTEN FÜR DAS MRSA-SCREENING

CHROMID® MRSA SMART	Ref. 413050	20 Platten
CHROMID® MRSA SMART	Ref. 413051	100 Platten
CHROMID® SMART MRSA/S. aureus	Ref. 419398	20 Bi-Plates
CHROMID® MRSA	Ref. 43451	20 Platten
CHROMID® MRSA	Ref. 43459	100 Platten
CHROMID® MRSA/CHROMID® S. aureus	Ref. 43466	20 Bi-Plates

KULTURMEDIENTEN FÜR DAS CPE**-SCREENING

CHROMID® CARBA SMART	Ref. 414685	20 Bi-Plates
CHROMID® CARBA	Ref. 43861	20 Platten
CHROMID® OXA 48	Ref. 414011	20 Platten

KULTURMEDIENTEN FÜR ERGÄNZENDES MDRO***-SCREENING

CHROMID® Colistin R	Ref. 421170	20 Platten
CHROMID® VRE	Ref. 43004	20 Platten
CHROMID® ESBL/CHROMID® VRE	Ref. 43470	20 Bi-Plates
CHROMID® ESBL	Ref. 43481	20 Platten
BLSE Agar	Ref. AEB525770	20 Bi-Plates


** CPE: Carbapenemase-produzierende Enterobakterien

*** MDRO: Multi Drug Resistant Organisms (Multiresistente Erreger)





BIOMÉRIEUX-LÖSUNGEN UNTERSTÜTZEN DAS ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP



bioMérieux Deutschland GmbH • Weberstraße 8 • 72622 Nürtingen • Tel.: +49 7022 3007-0 • Fax: +49 7022 36110

www.biomerieux.de

bioMérieux Austria GmbH • Harry Glück Platz 2 • 1100 Wien • Tel.: +43 (1) 8650 650 • Fax: +43 (1) 8650 661

www.biomerieux.at

bioMérieux (Suisse) SA • Avenue de Morgines 10 • 1213 Petit Lancy • Tel.: +41 22 9065760 • Fax: +41 22 9065 742

www.biomerieux.ch