



BIOMÉRIEUX FERTIGPLATTEN

bioMérieux Fertigplatten, die bei Raumtemperatur
(= 4 Wochen bei 15 – 25 °C) im Originalkarton gelagert werden können.

Produkte mit eingeschränkter Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur
(Dauer, Umverpackung) sind separat mit *, ** oder *** gekennzeichnet.
Die Erläuterung finden Sie am Ende der Tabelle.

- Stand: März 2016 -

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Packungsgröße
43021	Bromkresolpurpur-Laktose-Agar	20 Platten
43671	Chapman-2-Agar (Mannitol-Kochsalz-Agar)	20 Platten
43101	Chocolat-Agar mit PolyViteX	20 Platten
43109	Chocolat-Agar mit PolyViteX	100 Platten
43611	Chocolat-Agar mit PolyViteX und VCAT3	20 Platten
418284	CHROMID® CPS® Elite*** (transparentes Medium)	20 Platten
416172	CHROMID® CPS® Elite*** (transparentes Medium)	100 Platten
418206	CHROMID® CPS® Elite*** (opakes Medium)	20 Platten
416173	CHROMID® CPS® Elite*** (opakes Medium)	100 Platten
43331	CLED-Agar	20 Platten
43339	CLED-Agar	100 Platten
43341	Drigalski-Agar	20 Platten
43031	Legionella GVPC Agar*	20 Platten
43032	Legionella GVPC Agar*	100 Platten
43141	Mac Conkey-Agar mit Kristallviolett	20 Platten
43149	Mac Conkey-Agar mit Kristallviolett	100 Platten
43651	Sabouraud-Gentamicin-Chloramphenicol-2-Agar	20 Platten
43659	Sabouraud-Gentamicin-Chloramphenicol-2-Agar	100 Platten
43091	SS-Agar	20 Platten
43099	SS-Agar	100 Platten
43811	Trypcase Soja 3P® Agar bestrahlt, mit Enthemmern**	20 Platten
43819	Trypcase Soja 3P® Agar bestrahlt, mit Enthemmern**	100 Platten

* = 1 Woche bei 15 – 25 °C

** = 1 Woche bei RT (im letzten Umverpackungsbeutel)

*** = 2 Wochen bei 15 – 25 °C (im Originalkarton)

bioMérieux Deutschland GmbH