



VITEK® 2 AST KARTEN



☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AST-N428				189357640021040451			
							
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐				

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMNEGATIV – STANDARDKARTEN



				424320 AST N428	424322 AST N430	424321 AST N429	424196 AST N427
Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich				
Monobactam	Aztreonam	atm01n	1 – 64			X	X
Amino-penicilline	Ampicillin	am01n	2 – 32	X	X		
Amino-penicilline + β-lactamase inhib.	Ampicillin/Sulbactam	sam04n	2 – 32	X	X		
Ureido-penicilline	Piperacillin	pip02n	4 – 128	X		X	
Ureido-penicilline + β-lactamase inhib.	Piperacillin/Tazobactam	tzp03n	4/4 – 128/4	X	X	X	X
Cephalosporine - 5 + β-lactamase inhib	Ceftolozan/Tazobactam	ct01n	0,25 – 32				X
Cephalosporine - 4	Cefepim	fep03n	0,12 – 32			X	X
Cephalosporine - 3	Cefotaxim	ctX02n	0,25 – 64	X	X	X	
Cephalosporine - 3 oral	Cefpodoxim	cpd01n	0,25 – 8		X		
Cephalosporine - 3	Ceftazidim	caz02n	0,12 – 64	X	X	X	X
Cephalosporine - 2	Cefuroxim	cxm01n	1 – 64	X	X		
Carbapeneme	Ertapenem	etp02n	0,12 – 8	X			
Carbapeneme	Imipenem	ipm05n	0,25 – 16	X	X	X	X
Carbapeneme	Meropenem	mem02n	0,25 – 16	X	X	X	X
Chinolone	Ciprofloxacin	cip02n	0,06 – 4	X	X	X	X
Chinolone	Levofloxacin	lev02n	0,12 – 8				X
Aminoglykoside	Amikacin	an03n	1 – 64			X	X
Aminoglykoside	Tobramycin	tm02n	1 – 16			X	X
Aminoglykoside	Gentamicin	gm02n	1 – 16	X	X	X	X
Glycylcycline	Tigecycline	tgc02n	0,5 – 8	X	X	X	X
Sulfa	Trimethoprim/Sulfa	sXt02n	20 (1/19) – 320 (16/304)	X	X	X	X
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512		X		
Sonstige	Fosfomycin	fos02n	16 – 256		X	X	
Sonstige	Colistin	cs02n	0,25 – 8				X
Erkennung von Resistenz- mechanismen	Bestätigungstests ESBL	esb01n	+/-	X	X		
MDRO Version 2 Kompatibel				X	X	X	


VITEK® 2 AST KARTEN – MDRO KARTE (VERSION 2 - 2022)



424351
AST XN24

Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich	
Cephalosporine - 3 + β-lactamase inhib.	Ceftazidime/Avibactam	cza02n	0,125 – 16	X
Cephalosporine - 5 + β-lactamase inhib	Ceftolozane/Tazobactam	ct01n	0,25 – 32	X
Sonstige	Colistin EUCAST	cs02n	0,25 – 8	X
Tetracyclines	Eravacycline	erv01n	0,12 – 4	X
Penem + β- lactamase inhib	Imipenem/Relabactam	ipr01n	0,25/4 – 16/4	X
Penem + β- lactamase inhib	Meropenem/Vaborbactam	mev01n	0,5/8 – 64/8	X
Penicillins	Temocillin	tem01n	4 – 32	X

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMNEGATIV – URINDIAGNOSTIK




424323 AST N431 424324 AST N432 424811 AST N461 425286 AST N498

noch verfügbar verfügbar ab Q1 2026


Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich	424323 AST N431	424324 AST N432	424811 AST N461	425286 AST N498
Amino-penicillins	Ampicillin	am01n	2 – 32	X	X	X	X
Amino-penicillins + β-lactamase inhib.	Amoxicillin/Clav.säure	amc03n	4/2 – 64/2	X	X	X	X
Ureido-penicillins + β-lactamase inhib.	Piperacillin/Tazobactam	tzp03n	4/4 – 128/4	X	X	X	X
Cephalosporine - 4	Cefepim	fep03n	0,125 – 32	X		X	
Cephalosporine - 3	Cefotaxim	ctX02n	0,25 – 64	X	X	X	X
Cephalosporine - 3 oral	Cefpodoxim	cpd01n	0,25 – 8	X	X		X
Cephalosporine - 3	Ceftazidim	caz02n	0,125 – 64	X	X	X	X
Cephalosporine - 2	Cefuroxim	cxm01n	1 – 64	X	X	X	X
Cephalosporine - 1	Cefalexin	cn01n	4 – 64			X	
Carbapeneme	Ertapenem	etp02n	0,125 – 8	X	X		X
Carbapeneme	Meropenem	mem02n	0,25 – 16	X	X	X	X
Aminoglykoside	Gentamicin	gm02n	1 – 16			X	
Chinolone	Ciprofloxacin	cip02n	0,06 – 4	X	X	X	X
Sonstige	Fosfomycin	fos02n	16 – 256	X	X		
Sonstige	Fosfomycin neu	fos03n	4 – 256			X	X
Penicillins	Mecillinam	mec01n	1 – 64	X	X	X	X
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512	X	X		
Sonstige	Nitrofurantoin	ft04n	16 – 512			X	X
Nitrochinolone	Nitroxolin	ni01n	4 – 64			X	X
Sulfa	Trimethoprim	tmp01n	0,5 – 16	X	X		X
Sulfa	Trimethoprim/Sulfa	sxt02n	20 (1/19) – 320 (16/304)	X	X	X	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Bestätigungstests ESBL	esb01n	+/-		X		
MDRO Version 2 Kompatibel				X	X		X

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMPOSITIV – STAPHYLOKOKKEN




				22233 AST P580	22336 AST P608	421912 AST P654
Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich			
Penicillins	Benzylpenicillin staph	p04n	0,03 – 0,5	X	X	X
Isoxazolyl-penicillins	Oxacillin	ox101n	0,25 – 4	X	X	X
Aminoglykoside	Gentamicin	gm01n	0,5 – 16	X	X	X
Aminoglykoside	Tobramycin	tm01n	1 – 16	X	X	
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	cip01n	0,5 – 8		X	
Fluorchinolone	Levofloxacin	lev02n	0,125 – 8	X	X	X
Fluorchinolone	Moxifloxacin	mxf02n	0,25 – 8	X	X	
Makrolide	Erythromycin	e02n	0,25 – 8	X	X	
Makrolide	Erythromycin EUCAST	e05n	0,25 – 8			X
Lincosamides	Clindamycin	cm01n	0,25 – 8	X	X	
Lincosamides	Clindamycin neu	cm04n	0,125 – 4			X
Glykopeptide	Teicoplanin	tec01n	0,5 – 32	X	X	
Glykopeptide	Teicoplanin	tec02n	0,5 – 32			X
Glykopeptide	Vancomycin	va04n	0,5 – 32	X	X	X
Glykopeptide	Daptomycin	dap02n	0,125 – 8			X
Tetracyclines	Tetracycline	te03n	1 – 16	X	X	X
Glycylcycline	Tigecyclin	tgc02n	0,125 – 2	X		X
Sonstige	Trimethoprim/Sulfa	sxt02n	10 – 320	X	X	X
Sonstige	Linezolid	lnz02n	0,5 – 8	X	X	X
Sonstige	Fosfomycin	fos01n	8 – 128	X	X	X
Sonstige	Fusidinsäure	fa01n	0,5 – 32	X	X	X
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512	X	X	
Sonstige	Rifampicin	ra01n	0,5 – 32	X	X	
Sonstige	Rifampicin EUCAST	ra03n	0,03 – 4			X
Sonstige	Mupirocin	mup01n	2 – 8	X		
Sonstige	Mupirocin inkl HL	mup02n	2 – 512		X	
Sonstige	Mupirocin neu	mup03n	1 – 512			X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Induzierbare Clindamycin-Resistenz Test	lcr02n	+/-	X	X	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Cefoxitin Screen	oxsf01n	+/-	X	X	X

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMPOSITIV – STAPHYLOKOKKEN/ENTEROKOKKEN UND ENTERO/B-STREPTOKOKKEN




				22287 AST P592	22358 AST P611	421913 AST P655	410223 AST P616
				Staphylokokken/Enterokokken		Enterokokken/ B-Streptokokken	
Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich				
Penicillins	Benzylpenicillin staph	p04n	0,03 – 0,5	X	X		
Penicillins	Benzylpenicillin enterok.	p02n	0,125 – 64			X	X
Amino-penicillins	Ampicillin	am01n	0,25 – 32	X	X	X	X
Isoxazolyl-penicillins	Oxacillin	ox101n	0,25 – 4	X	X		
Amino-penicillins + β -lactamase inhib.	Ampicillin/Sulbactam CLSI	sam01n	2/1 – 32/16			X	X
Cephalosporine 2	Cefuroxim/Cefuroxim-axetil	cxm01n	1 – 64			X	X
Carbapeneme	Imipenem	ipm02n	1 – 16	X	X	X	X
Aminoglykoside	Gentamicin	gm01n	0,5 – 16	X	X		
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	cip01n	0,5 – 8	X	X		X
Fluorchinolone	Levofloxacin	lev01n	0,125 – 8			X	X
Fluorchinolone	Moxifloxacin	mxf02n	0,25 – 8	X	X	X	X
Makrolide	Erythromycin CLSI	e02n	0,25 – 8	X	X		X
Makrolide	Erythromycin EUCAST	e05n	0,25 – 8			X	
Lincosamides	Clindamycin	cm01n	0,25 – 8	X	X		X
Lincosamides	Clindamycin neu	cm04n	0,125 – 4			X	
Streptogramins	Quinupristin/Dalfopristin	qda01n	0,25 – 16			X	
Glykopeptide	Teicoplanin	tec01n	0,5 – 32	X		X	X
Glykopeptide	Vancomycin	va04n	0,5 – 32	X	X	X	X
Glykopeptide	Daptomycin	dap02n	0,125 – 8		X		
Tetracyclines	Tetracycline	te03n	1 – 16	X	X	X	X
Glycylcycline	Tigecyclin	tgc02n	0,125 – 2	X	X	X	X
Sonstige	Trimethoprim/Sulfa	sxt02n	10 – 320	X	X	X	X
Sonstige	Linezolid	lnz02n	0,5 – 8	X	X	X	X
Sonstige	Fosfomycin	fos01n	8 – 128	X	X		
Sonstige	Fusidinsäure	fa01n	0,5 – 32	X	X		
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512			X	X
Sonstige	Rifampicin	ra01n	0,5 – 32	X	X		
Erkennung von Resistenzmechanismen	Gentamicin HL CLSI	hlg01n	500	X	X		X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Gentamicin HL EUCAST	ghlr01n	>128			X	
Erkennung von Resistenzmechanismen	Streptomycin HL CLSI	hls01n	2000	X			
Erkennung von Resistenzmechanismen	Induzierbare Clindamycin-Resistenz Test	lcr02n	+/-	X	X		
Erkennung von Resistenzmechanismen	Cefoxitin Screen	oxsf01n	+/-	X	X		

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMPOSITIV – PNEUMOKOKKEN



421040
AST ST03

Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich	
Penicilline	Benzylpenicillin	p01n	0,06 – 8	X
Aminopenicilline	Ampicillin	am01n	0,25 – 16	X
Cephalosporine 3	Cefotaxim	ctx01n	0,12 – 8	X
Cephalosporine 3	Ceftriaxon	cro01n	0,12 – 8	X
Fluorchinolone	Levofloxacin	lev01n	0,25 – 16	X
Fluorchinolone	Moxifloxacin	mxf01n	0,06 – 4	X
Lincosamide	Clindamycin	cm01n	0,25 – 1	X
Makrolide	Erythromycin	e01n	0,12 – 8	X
Glykopeptide	Teicoplanin	tec01n	0,12 – 4	X
Glykopeptide	Vancomycin	va04n	0,12 – 8	X
Tetracycline	Tetracyclin	te01n	0,25 – 16	X
Glycylcycline	Tigecyclin	tgc01n	0,06 – 1	X
Sonstige	Trimethoprim/Sulfamethoxazol	sxt01n	10 – 320	X
Sonstige	Linezolid	lnz01n	2 – 8	X
Sonstige	Rifampicin	ra01n	0,06 – 4	X
Sonstige	Chloramphenicol	c01n	1 – 16	X
Aminoglykoside	Gentamicin HL	gm01n	64 – 512	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Induzierbare Clindamycin-Resistenz Test	icr01n	+/-	X




VITEK® 2 AST KARTEN – HEFEN



420739
AST YS08

Antibiotikum	Code	MHK-Bereich	
Amphotericin B	ab01n	0,25 – 16	X
Fluconazol	flu02n	0,5 – 64	X
Flucytosin	fct02n	1 – 64	X
Voriconazol	vrc01n	0,12 – 8	X
Caspofungin	cas02n	0,12 – 8	X
Micafungin	mcf02n	0,06 – 4	X

VITEK® 2 AST KARTEN – GRAMNEGATIVE – VETERINÄRMEDIZIN




422000
AST GN97



421849
AST GN96

				Hund und Katze	Nutztiere und Pferd
Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich		
Amino-penicillins	Ampicillin	am01n	2 – 32	X	X
Amino-penicillins + β-lactamase inhib.	Amoxicillin/Clav.säure	amc01n	2 – 32	X	X
Carboxy-penicillins + β-lactamase inhib.	Ticarcillin/Clav.säure	tcc01n	8 – 128		X
Cephalosporine - 1	Cefalexin	cn01n	4 – 64	X	X
Cephalosporine - 1	Cefalotin	cf01n	2 – 64	X	X
Cephalosporine - 1	Cefovecin	cfo01n	0,5 – 8	X	
Cephalosporine - 3	Cefoperazone	cfp01n	4 – 64		X
Cephalosporine - 3 oral	Cefpodoxime	cpd01n	0,25 – 8	X	
Cephalosporine - 3	Cefquinome	ceq01n	0,5 – 8		X
Cephalosporine - 2	Ceftiofur	cft01n	1 – 8	X	X
Aminoglykoside	Amikacin	an01n	2 – 64	X	
Aminoglykoside	Gentamicin	gm01n	1 – 16	X	X
Aminoglykoside	Neomycin	n01n	2 – 64	X	X
Chinolone	Enrofloxacin	enr01n	0,12 – 4	X	X
Chinolone	Marbofloxacin	mrb01n	0,5 – 4	X	X
Chinolone	Flumequine	ub01n	1 – 32		X
Fluorchinolone 3	Pradofloxacin	pra01n	0,12 – 4	X	
Tetracyclines	Tetracycline	te01n	1 – 16	X	X
Tetracyclines	Doxycycline	do01n	0,5 – 16	X	
Sulfa	Trimethoprim/Sulfa	sXt02n	20 (1/19) – 320 (16/304)	X	X
Sonstige	Chloramphenicol	c01n	2 – 64	X	
Sonstige	Florfenicol	ffc01n	1 – 32		X
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512	X	
Sonstige	Polymyxin b	pb01n	0,25 – 16		X
Carbapeneme	Imipenem	ipm04n	0,25 – 16	X	X



VITEK® 2 KARTEN – GRAMPOSITIV – VETERINÄRMEDIZIN



421826
AST GP80

421825
AST GP79

Gruppe	Antibiotikum	Code	MHK-Bereich		
Amino-penicillins	Ampicillin	am01n	2 – 32		X
Amino-penicillins + β -lactamase inhib.	Amoxicillin/Clav.säure	amc01n	2 – 32	X	X
Penicillins	Benzylpenicillin	p05n	0,03 – 0.5	X	X
Isoxazolyl-penicillins	Oxacillin	ox101n	0,25 – 4	X	X
Cephalosporins 1	Cefalothin	cf02n	2 – 32	X	X
Cephalosporins	Cefovecin	cfo01n	0,5 – 8	X	
Cephalosporins 3	Cefquinome	ceq01n	1 – 64		X
Cephalosporins 2	Ceftiotur	cft01n	0,5 – 8	X	X
Lincosamides	Clindamycin	cm04n	0,125 – 4	X	X
Tetracyclines	Doxycycline	do01n	0,5 – 16	X	
Chinolone	Enrofloxacin	enr01n	0,5 – 4	X	X
Chinolone	Marbofloxacin	mrb01n	0,5 – 4	X	
Fluorochinolone	Pradofloxacin	pra01n	0,12 – 4	X	
Aminoglykoside	Amikacin	an01n	2 – 64		X
Aminoglykoside	Gentamicin	gm01n	0,5 – 16	X	X
Aminoglykoside	Kanamycin	k01n	4 – 64	X	X
Aminoglykoside	Neomycin	n01n	2 – 32	X	X
Tetracycline	Tetracycline	te03n	1 – 16	X	X
Makrolide	Erythromycin CLSI	e02n	0,25 – 8	X	X
Makrolide	Tilmicosin	til01n	0,25 – 4	X	
Makrolide	Tylosin	ti01n	1 – 32		X
Sonstige	Chloramphenicol	c03n	4 – 64	X	
Sonstige	Florfenicol	ffc01n	4 – 32		X
Sonstige	Nitrofurantoin	ft01n	16 – 512	X	
Sonstige	Trimethoprim/Sulfa	sxt02n	10 – 320	X	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Cefoxitin Screen	oxsf01n	+/-	X	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Induzierbare Clindamycin-Resistenz Test	icr02n	+/-	X	X
Erkennung von Resistenzmechanismen	Streptomycin HL CLSI	hls01n	+/-		X

03-24 Dieses Dokument und/oder Bilder sind rechtlich nicht bindend. B10MÉRIEUX behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen / B10MÉRIEUX, das blaue Logo und VITEK sind verwendete, angemeldete und/oder eingetragene Marken von B10MÉRIEUX S.A., einer ihrer Niederlassungen oder eines ihrer Unternehmen / Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer / bioMérieux S.A. 673 620 399 RCS Lyon

BE A GAME CHANGER

LEARN MORE

PIONEERING DIAGNOSTICS