

STARTSEITE

- Hilfe
- bioMérieux: Wer wir sind
- Auftragsbearbeitung
- Versandkosten und Lieferung
- BIOMÉRIEUX+
- Resource Center
- Unser Kundenservice
- bioMérieux Website
- Produktqualität und Sicherheit
- Unternehmensverantwortung
- AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- Rechtlicher Hinweis

STARTSEITE

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ Layout und Navigation
 - ▶ Produkt- und Preissuche
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Layout und Navigation

Zur besseren Orientierung sind die Seiten dieser Produktkatalog in drei Sektionen unterteilt.

1. Kopfzeile

Wählen Sie auf jeder Seite befinden sich vier Registerkarten mit Überschriften.

Fahren Sie mit dem Pfeil auf das gewünschte Register, die Ansicht des Pfeils wechselt von  auf . Klicken Sie mit der Maus das ausgewählte Register an, es öffnet sich eine zweite Navigationsleiste. Hier finden Sie die bekannte Unterteilung der Produkte in Kapitel.

2. Kapitel

Jedes Kapitel ist in weitere Gruppen unterteilt. Diese Aufteilung ist im linken Teil des Fensters abgebildet.

Auf dieser Ebene ist der komplette Inhalt des in der Kopfzeile ausgewählten Bereichs abgebildet.

Wenn Sie eine Überschrift anklicken, wechselt die Ansicht automatisch auf die entsprechende Seite in dem Dokument. Weitere Untergruppen werden im linken Verzeichnis abgebildet, wenn dieses Kapitel mehrere Seiten enthält.

Wie auch in der Kopfzeile können Sie anhand der farblichen Markierung auf einen Blick erkennen, wo Sie sich gerade befinden.

3. Inhalt

Der Inhalt des ausgewählten Menüs ist im großen rechten Bereich des Fensters abgebildet.




Mit diesem Icon wechseln Sie in den Vollbildmodus und wieder zurück.



Mit diesem Icon gelangen Sie zurück zur zuletzt angesehenen Seite.



Mit diesem Icon können Sie vor- und zurückblättern.



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
 - ▶ Layout und Navigation
 - ▶ Produkt- und Preissuche
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Produkt- und Preissuche

Sie haben zwei Möglichkeiten, Produkte in dieser Produktkatalog zu finden.


1. Auswahl über die entsprechenden Register

Klicken Sie in der obersten Leiste das Register mit dem gewünschten Bereich an. Treffen Sie dann im linken Verzeichnis Ihre Auswahl oder blättern Sie rechts unten mit den Pfeilen ► vor und zurück ◀ Sie können auch mit dem Scroll-Rad der Maus vor- und zurückblättern.

Suchen Sie zum Beispiel ein Produkt aus dem VIDAS® Portfolio, finden Sie dieses wie bisher unter dem Kapitel „AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS“. Klicken Sie dieses Kapitel mit der Maus an, öffnet sich ein neues Fenster. Im linken Bereich ist die Übersicht aller Produkte dieses Kapitels abgebildet. Klicken Sie VIDAS an, öffnet sich direkt die Seite mit dieser Produktlinie.

2. Auswahl über die Adobe Reader Suchfunktion

Über die Suchfunktion im Adobe Reader können Sie Produkte aufrufen, indem Sie die Produktbezeichnung oder die Bestellnummer in das Suchfeld eingeben.



Das Suchfeld liegt normalerweise in der oberen Funktionsleiste. Ist es nicht abgebildet, öffnen Sie dieses über „Bearbeiten“ und „Suchen“ oder drücken Sie die Tastenkombination:

+ wenn Sie mit Windows PC arbeiten

+ wenn Sie mit Apple arbeiten

Geben Sie den gesuchten Namen teilweise oder komplett in das Suchfeld ein.

Das abgebildete Suchergebnis hängt davon ab, mit welcher Software Sie arbeiten. Überwiegend wird der am nächsten liegende Treffer auf der Seite hervorgehoben markiert. Die nächsten Treffer können Sie sich mit der Funktionstaste „Weitersuchen“ anzeigen lassen.

Mit dieser Suchfunktion finden Sie am schnellsten und einfachsten Produkte über die Eingabe der Bestellnummer, ebenso jedes Produkt wie z.B. aus dem VIDAS Portfolio. Dies ist auch die flexibelste Suchfunktion in der PDF-Produktkatalog.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Acrobat die Suche von der angezeigten Seite ab vorwärts bis zur letzten Seite aufbaut und danach vom Dokumentanfang bis zur angezeigten Seite die Suche vervollständigt.

STARTSEITE


- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

bioMérieux: Wer wir sind

Als Familienunternehmen hat sich bioMérieux zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der *in vitro* Diagnostik entwickelt. Unser unternehmerisches Abenteuer, das vor über einem Jahrhundert begann, wird von einem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit weltweit angetrieben.

Seit 1963 ebnen wir den Weg auf dem Gebiet der *in vitro* Diagnostik und haben wesentlich dazu beigetragen, die öffentliche Gesundheit zu verbessern und die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen.

Die Lösungen, die unsere Teams erfinden, entwickeln und herstellen, sind von entscheidender Bedeutung, damit medizinisches Fachpersonal und Branchenakteure sichere Entscheidungen treffen können, um die Patientenergebnisse zu verbessern und die Verbrauchersicherheit zu gewährleisten.



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Auftragsbearbeitung



Fragen zu Ihrer Bestellung

Für Fragen zu Ihrer Bestellung oder Daueraufträgen und Ersatzteillieferungen erreichen Sie uns:

022 906 57 11

ch_adv@biomerieux.com

Wir sind für Sie da: Montag bis Freitag von 08:00–12:30 Uhr und 13:30–17:00 Uhr.

Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Kundennummer bereit oder teilen Sie uns diese in Ihrer E-Mail mit.



BIOMÉRIEUX+

Die Plattform für Ihre Bestellungen, Bestellhistorie, Rechnungen, Angebote und vieles mehr

Geben Sie eine Bestellung auf und verfolgen Sie den Status Ihrer Aufträge.

Alles, was Sie an bioMérieux schätzen und mehr. Entdecken Sie [BIOMÉRIEUX+](#).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Auftragsbearbeitung unter: ch_adv@biomerieux.com



Bestellung

Senden Sie Ihre vollständige Bestellung inklusive Ihrer Kundennummer, den Produktbezeichnungen und Referenznummern sowie den Mengen per E-Mail an: ch.order@biomerieux.com

Bestellen Sie direkt in unserem Kundenportal BIOMÉRIEUX+, haben Sie den Status Ihrer Aufträge immer im Blick.



Kontakt

bioMérieux (Suisse) SA
Avenue des Morgines 10, Case Postale
1213 Petit-Lancy 1 Schweiz

022 906 57 60

ch.admin@biomerieux.com

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ **Versandkosten und Lieferung**
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Versandkosten und Lieferung

Lieferung in 48 Stunden ist unser Standard

Alle Bestellungen, welche wir vor 12:00 Uhr erhalten, werden in 48 Stunden (im Rahmen der verfügbaren Bestände) angeliefert.

Auslieferung

Auslieferungstage sind Dienstag bis Freitag (kein Versand am Freitag, dementsprechend keine Lieferung am Montag).

Lieferbedingungen – Reagenzien

	PREIS
Lieferkosten Bestellung unter 549.99 CHF	auf Anfrage
Lieferkosten Bestellung über 550.00 CHF	auf Anfrage
Bearbeitungskosten pro digitale Bestellung	auf Anfrage
Bearbeitungskosten pro Standardbestellung	auf Anfrage

Lieferbedingungen – Produkt

	PREIS
ARGENE®	auf Anfrage

Sonderlieferungen

	ZUSATZKOSTEN
Temperaturüberwachte Lieferung	auf Anfrage
Lot Reservationen	auf Anfrage
Expresskosten (Best. bis 9:30 Auslieferung am Folgetag)	auf Anfrage

Lieferbedingungen – CHEMUNEX® Produkte

	PREIS
0.00 kg bis 20.00 kg	auf Anfrage
20.01 kg bis 40.00 kg	auf Anfrage
40.01 kg bis 70.00 kg	auf Anfrage
70.01 kg bis 300.00 kg	auf Anfrage
300.01 kg bis 800.00kg	auf Anfrage

Transport von Geräten

Für den Versand, die Abholung und die Vernichtung von Instrumenten/Zubehör werden Gebühren erhoben (die Preise werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt).
--



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ **BIOMÉRIEUX+**
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

BIOMÉRIEUX+

Was bietet das BIOMÉRIEUX+?

Die neue Normalität verändert unsere Lebensweise und sicherlich auch die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen. In diesen sich verändernden Zeiten gewinnt die Anwendung technologischer Lösungen immer mehr an Bedeutung.

Damit Sie noch einfacher mit uns in Kontakt treten können, gibt es das [BIOMÉRIEUX+](#) für Sie – ein digitales Portal, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Unser Ziel ist es, Ihnen mit den verschiedenen Funktionen und Vorteilen des Kundenportals ein besseres Benutzererlebnis zu bieten.

Wichtige Funktionen



Zugriff auf Ihre Profil-Daten



Eine Bestellung aufgeben oder eine Nachbestellung vornehmen



Den Status Ihrer Aufträge verfolgen und Rechnungen downloaden



Support anfordern und vergangene/aktuelle Anfragen verfolgen



Ihre Verkaufs- und Service-Termine koordinieren



Informationen zu den installierten bioMérieux-Systemen abrufen

Chat-Funktion... und das rund um die Uhr!

BIOMÉRIEUX+

Alles, was Sie an bioMérieux schätzen, **und mehr**.



Sie wünschen weitere Informationen?

- ▶ Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Auftragsbearbeitung unter: ch_adv@biomerieux.com
- ▶ Zugang zum Webportal erhalten Sie über [BIOMÉRIEUX+](#)

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Resource Center

Unsere gesamte technische Produktdokumentation befindet sich im [Resource Center](#). Über dieses Portal können Sie jederzeit Qualitätskontrollzertifikate, Packungsbeilagen, Sicherheitsdatenblätter und Benutzerhandbücher für Systeme abrufen oder lokal speichern.

Diese Website enthält ein wachsendes Angebot an Produktinformationen und Dienstleistungen:

- ▶ Für einen schnellen Zugriff können Sie Produkte in Ihrem persönlichen Dashboard speichern.
- ▶ Kunden können sich mit ihrem Konto verbinden und für jede Lieferung die QK-Zertifikate herunterladen.

Es ist unser Ziel, Ihnen eine moderne und zuverlässige Schnittstelle zu unseren Produktinformationen anzubieten. Das Resource Center beinhaltet nicht nur mehr Inhalte als bisher, sondern auch eine intuitivere Suchfunktion. Der Zugriff ist ausschließlich unseren Kunden vorbehalten.

Dieser Service der papierlosen Form ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

Ihre Fragen beantworten wir gerne. Schreiben Sie uns an ch.admin@biomerieux.com



[HIER](#) geht es direkt zum Resource Center



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Unser Kundenservice

Anwendungsberatung

Technischer Kundendienst

Es ist das Ziel und die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters von bioMérieux, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und Ihre Erwartungen durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Leistungen zu erfüllen und zu übertreffen: Mit qualitativ hochwertigen, innovativen Produkten und Dienstleistungen, weltweit die öffentliche Gesundheit verbessern.

bioMérieux verfügt über ein umfassendes Produktangebot für labordiagnostische Fragestellungen. Wir verstehen uns nicht als bloßer Lieferant von Tests und Geräten, sondern als Dienstleister, auf den Sie in allen diagnostischen Fragestellungen zählen können. Denn die kritischen Erfolgsfaktoren von medizinischen und industriellen Laboratorien liegen heute in der Optimierung des Proben-, Arbeits- und Datenflusses. Sowohl Betriebsstörungen als auch eine ungenügende Einbindung neuer Methoden verursachen vermeidbare Kosten. In exklusiver Kooperation mit einem erfahrenen Partner bieten wir eine Palette zusätzlicher Dienstleistungen für die Labroptimierung an. Drei Ihrer Hauptanforderungen verstehen wir als Kernkompetenz unserer Service-Abteilungen: Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Professionalität.

Die Hotline - Der schnellste Weg zu Anwendungsberatung und Technik. Unsere Profis beantworten Ihre Anfragen direkt oder vermitteln Sie an Fach-Experten.

Anwendungsberatung – Unsere Profis für Sie schnell zur Stelle

Für alle produktbezogenen und wissenschaftlichen Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungsberater im Innen- und Außendienst zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter kennen Ihr Labor und realisieren Lösungen für Ihre ganz speziellen Anforderungen:

- ▶ Beratung und Betreuung
- ▶ Erstellung von Laboranalysen
- ▶ Durchführung von Geräteintegrationen
- ▶ Unterstützung bei Software-Updates
- ▶ Auf- und Ausbau mikrobiologischer und molekularbiologischer Diagnostik



Montag bis Donnerstag von 08:00–17:00 Uhr
Freitag von 08:00–16:00 Uhr

Tel.: 022 906 57 96 *

Fax: 022 906 57 42

anwendungsberatung@biomerieux.com

* In den Serviceverträgen ist die telefonische wissenschaftliche Beratung inbegriffen.
Ohne Vertrag kann eine telefonische Beratung kostenpflichtig sein.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Unser Kundenservice

Anwendungsberatung

Technischer Kundendienst

Es ist das Ziel und die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters von bioMérieux, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und Ihre Erwartungen durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Leistungen zu erfüllen und zu übertreffen: Mit qualitativ hochwertigen, innovativen Produkten und Dienstleistungen, weltweit die öffentliche Gesundheit verbessern.

bioMérieux verfügt über ein umfassendes Produktangebot für labordiagnostische Fragestellungen. Wir verstehen uns nicht als bloßer Lieferant von Tests und Geräten, sondern als Dienstleister, auf den Sie in allen diagnostischen Fragestellungen zählen können. Denn die kritischen Erfolgsfaktoren von medizinischen und industriellen Laboratorien liegen heute in der Optimierung des Proben-, Arbeits- und Datenflusses. Sowohl Betriebsstörungen als auch eine ungenügende Einbindung neuer Methoden verursachen vermeidbare Kosten. In exklusiver Kooperation mit einem erfahrenen Partner bieten wir eine Palette zusätzlicher Dienstleistungen für die Labroptimierung an. Drei Ihrer Hauptanforderungen verstehen wir als Kernkompetenz unserer Service-Abteilungen: Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Professionalität.

Die Hotline - Der schnellste Weg zu Anwendungsberatung und Technik. Unsere Profis beantworten Ihre Anfragen direkt oder vermitteln Sie an Fach-Experten.

Technischer Kundendienst – Der Störung immer einen Schritt voraus

Unsere Techniker im Innen- und Außendienst sichern die Leistungsfähigkeit Ihrer bioMérieux Laborgeräte durch das Bereithalten umfassender Leistungen:

- ▶ 7 Tage Technische Hotline, auch an Feiertagen *
- ▶ Erfahrene Servicetechniker in Ihrer Nähe
- ▶ Präventiv-Wartung
- ▶ Ferndiagnose Ihres bioMérieux Gerätes über VILINK® Remote Access
- ▶ Flexible Serviceverträge



Montag bis Donnerstag von 08:00–18:00 Uhr
Freitag von 08:00–17:00 Uhr

Tel.: 022 906 57 69 *

Fax: 022 906 57 58

ch_instruments@biomerieux.com

* Die Hotline am Abend und Wochenende ist nur für die entsprechenden Verträge verfügbar.


STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

bioMérieux Website

Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette und Services unter www.biomerieux.com

Hier erhalten Sie einfachen Zugang zu Produktinformationen, Broschüren, Newsletter und Zertifikate für unser Leistungsangebot in der Klinischen Diagnostik: von Immunoassays über die Mikrobiologie bis hin zur Molekularbiologie.



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ **Produktqualität und Sicherheit**
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Produktqualität und Sicherheit

Weltweit entscheidet täglich die Qualität unserer diagnostischen Tests über die von einem Arzt verordnete Therapie oder die Freigabe eines Lebensmittels für den Verkauf.

In vitro Diagnostika spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen. Wir haben die Verantwortung, unseren Kunden zu helfen, gute Arbeit zu leisten, indem wir ihre Erfordernisse kennen und Ergebnisse liefern, die es dem Arzt erlauben, Therapieentscheidungen zu treffen. Unsere Qualitätsrichtlinien sind für die Erreichung dieses Ziels von entscheidender Bedeutung.

Neue Unternehmenszweige, neue Niederlassungen, neue Produkte: Das Ausmaß unseres Wachstums und die Komplexität unserer Geschäftstätigkeit in einem stark regulierten Umfeld erfordern außerordentlich schnelles Handeln und gleichzeitig die Erfüllung anspruchsvollster Standards überall in der Welt.

Unsere Qualitätspolitik

Unsere Qualitätspolitik lenkt unsere internen Prozesse. Auf dieser Grundlage können wir unsere Leistung und unsere Effizienz stetig verbessern und die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben gewährleisten. Unsere Unternehmensstandorte und Niederlassungen in aller Welt setzen sich für diese Qualitätspolitik ein. So können wir sicherstellen, dass unser Qualitätsansatz von allen Mitarbeitern verstanden und umgesetzt wird.

Diese Qualitätspolitik hilft uns:

- ▶ die öffentliche Gesundheit weltweit zu verbessern,
- ▶ die Erfordernisse unserer Kunden zu verstehen und zu erfüllen,
- ▶ Ziele und Verantwortlichkeiten mit allen Mitarbeitern zu teilen,
- ▶ unsere Prozesse und unsere Performance zu verbessern.

Wenn es um unsere Qualitätspolitik geht, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Unser Ziel ist es, sämtliche Aspekte unserer Arbeit unter dem Blickwinkel der Qualität zu sehen und diese in unser Handeln zu integrieren.

Wir haben ein weltweites Qualitätsmanagementsystem eingerichtet, um unsere Prozesse zu kontrollieren und Risiken zu steuern. Dieser Ansatz hilft uns, die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Darüber hinaus werden unsere Produktionszykluszeiten reduziert und Nichtkonformitäten von Produkten limitiert. Auf diese Weise können wir unsere Lieferkette optimieren, um die Erfordernisse unserer Kunden zu erfüllen.

[HIER](#) geht es zu unseren Qualitätszertifikaten.

Für die Qualität ist jeder mitverantwortlich

Qualität ist nicht nur Sache des Qualitätsmanagements: sie liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter des Unternehmens. Wir haben Teams eingerichtet, die an einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung arbeiten und ihre Best-Practice Lösungen weltweit im gesamten Unternehmen weitergeben.



STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln
- ▶ Rechtlicher Hinweis

Unternehmensverantwortung



Gesundheit

Wir sind Pioniere der *in vitro* Diagnostik zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit weltweit.

Unsere globale Gesundheitsstrategie konzentriert sich auf:

- ▶ Bewältigung der großen gesundheitlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten.
- ▶ Aufrechterhaltung der Qualität und Sicherheit unserer Lösungen auf hohem Niveau.
- ▶ Erleichterung des Zugangs zu unseren Lösungen.



Planet

Wir setzen umweltbewusste Maßnahmen um für die Erhaltung des Planeten als gesunden Ort zum Leben:

- ▶ bioMérieux hat sich dazu verpflichtet, die direkten Treibhausgasemissionen bis 2030 um mehr als 50 % zu reduzieren.
- ▶ Wir setzen eine Vielzahl von Optimierungsinitiativen um und stellen sicher, dass alle unsere neuen Anlagen verbrauchsarm sind und respektieren Umweltqualitätsstandards.
- ▶ Wir wenden einen Ökodesign-Ansatz zur Reduzierung der Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte im Entwicklungsprozess an.



Ökosystem des Gesundheitswesens

Wir streben eine Verringerung der Risiken durch non-compliance an, bemühen uns Erkenntnisse zu gewinnen, die in unserer Organisation angewendet werden können, um als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der öffentlichen Gesundheit anerkannt zu sein.

Wir leiten Aktionen mit dem Ziel:

- ▶ Förderung des Austauschs mit Patienten, Verbrauchern und KOLs zu wichtigen gesundheitlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten.
- ▶ Sensibilisierung der Öffentlichkeit und öffentliche Entscheidungsträger über den medizinischen und wirtschaftlichen Wert der *in vitro* Diagnostik.
- ▶ Sicherstellung eines ethischen Geschäftsgebarens und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- ▶ Gewährleistung eines verantwortungsvollen Datenmanagements.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 5

Teil 2 von 5

Teil 3 von 5

Teil 4 von 5

Teil 5 von 5

Allgemeine Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA (nachstehend „bioMérieux“) Stand: 01.01.2025

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA betreffen den Verkauf von Geräten, Reagenzien und Verbrauchsmaterial (die Produkte) von bioMérieux. Sie regeln jede Kundenbestellung. Sie ersetzen die allgemeinen Bedingungen des Kunden, die bioMérieux nicht entgegengehalten werden können und dies selbst dann, wenn bioMérieux diese nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Mit einer Bestellung verpflichtet sich der Kunde, die vorliegenden Verkaufsbedingungen von bioMérieux voll und ganz und ohne Vorbehalte zu akzeptieren. In Abweichung der obenstehenden Bestimmungen geht jedoch ein zwischen bioMérieux und dem Kunden geschlossener Vertrag, der die Bestellung von Produkten zum Inhalt hat, den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen vor, vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesem Vertrag.

1. BESTELLUNGEN

Bestellungen sind grundsätzlich über das Kundenportal BIOMERIEUX+ einzugeben, bei dem sich der Kunde registrieren kann.

Jede Bestellung muss die Kontonummer des Kunden, die Liefer- und Rechnungsadresse, die Referenznummer des Artikels, seine vollständige Bezeichnung, den Preis, die Anzahl in bioMérieux Verkaufseinheiten und das Versanddatum oder das gewünschte Lieferdatum enthalten. bioMérieux behält sich das Recht vor, Bestellungen nicht zu akzeptieren oder zu stornieren, falls sie der Meinung ist, dass die Situation des Kunden für die Deckung der Forderungen von bioMérieux ein Risiko darstellt oder das Produkt nicht verfügbar ist.

Für jede Bestellung wird eine Bearbeitungsgebühr gemäß Preisliste in Rechnung gestellt.

Mehrere Bestellungen können durch bioMérieux in einer Lieferung konsolidiert werden. Abweichend von der Bestimmung DDP berechnet bioMérieux auch bei konsolidierten Lieferungen dem Kunden eine Frachtpauschale pro Bestellung.

2. ABONNEMENT-REGELUNGEN

Für alle regelmässig benötigten Produkte kann ein Abonnement abgeschlossen werden.

Für jedes Abonnement wird eine Pauschalgebühr gemäß Preisliste in Rechnung gestellt.

Für spezielle Produkte sowie Blutpräparate und Tiererythrozyten ist ein Abonnement zwingend.

3. LIEFERUNG

Die Lieferung wird DAP durchgeführt (Fracht und Versicherung bis zum vereinbarten Bestimmungsort bezahlt, Incoterms® 2010 ICC) bis zum angegebenen Auslieferungsort gemäss Bestellung.

Für jede Lieferung werden Transportkosten gemäß dem gültigen Tarif in Rechnung gestellt. bioMérieux verpflichtet sich, dem Kunden die auf der Bestellung angegebenen und von bioMérieux akzeptierten Produkte zu liefern. Die Produkte werden Gegenstand der Lieferung und Installation sein, je nach den Modalitäten, welche bei der Bestellung definiert und von bioMérieux akzeptiert wurden.

bioMérieux verpflichtet sich, die Produkte so bald wie möglich zu liefern. Die Lieferung wird, im Ermessen von bioMérieux, per Paket oder per Palette ausgeführt.

Im Falle einer momentanen Nichtverfügbarkeit wird dem Kunden eine Benachrichtigung üblicherweise per E-Mail verschickt. Der Versand des Saldos auf der Bestellung wird geliefert, sobald dieser zur Verfügung steht.

Im Rahmen des Verkaufs von Automaten mit Anschlüssen werden die Dienstleistungen für die Anschlüsse der Geräte, welche bioMérieux im Auftrag des Kunden bei einem IT- Dienstleister oder einer Informatikfirma (SSII) gemäss Wahl des Kunden wird bestellen müssen, von der SSII gemäss Pflichtenheft des Kunden nach Validierung der Beteiligten ausgeführt werden. bioMérieux wird nicht für die Verzögerung der durch die SSII installierten Anschlüsse haftbar gemacht werden können.

bioMérieux weist darauf hin, dass die Lieferung bestimmter Waren die Installation eines remote Zugangs über die von bioMérieux angebotene Software, derzeit VILINK®, voraussetzt. Einzelheiten hierzu sind im Angebot erläutert. Der Kunde wird dafür sorgen, dass bioMérieux die Installation und der Zugriff auf das Gerät über VILINK ermöglicht wird. Fehlt ein Zugang über VILINK, können Service- und Wartungsdienstleistungen ggf. nur eingeschränkt erbracht werden. Der Kunde trägt das Risiko der eingeschränkten Wartung. Service- und Wartungsdienstleistungen, die vor Ort erbracht werden müssen, werden mit einem erhöhten Preis (derzeit +20 %) berechnet.

4. PREISE

Die ohne Steuern festgelegten Preise werden netto ab Werk (Incoterms 2010-ICC) aufgeführt, zuzüglich Mehrwertsteuer zu dem Prozentsatz, der am Tag der Versendung in Kraft ist.

Die Preise der Reagenzien, des Verbrauchsmaterials und des Zubehörs sind diejenigen, welche am Tag des Versands in Kraft sind, und können ohne Vorankündigung nach Ermessen von bioMérieux geändert werden. Die Preise der Geräte sind im Kostenvoranschlag oder im Verkaufsvertrag angegeben.

Ohne ausdrückliche, gegenteilige Verfügung werden alle Versandkosten von bioMérieux vorbezahlt und dem Kunden in Rechnung gestellt, selbst bei Teillieferungen.

5. RECHNUNGEN

Reagenzien, Verbrauchsmaterial und Zubehör werden zum Datum der Auslieferung in Rechnung gestellt sowie auch die Standardausrüstung, welche vom Kunden direkt eingesetzt werden kann. Die Geräte, welche nur durch das Personal von bioMérieux in Betrieb genommen werden können, werden zum Datum der Unterzeichnung des Zertifikats der Übernahme in Rechnung gestellt. Die Rechnungen werden in Papierform oder elektronisch übergeben. Ohne gegenteilige Vereinbarung behält sich bioMérieux das Recht vor, am Ende jeden Monats Rechnung zu stellen, indem die effektiven Lieferungen des betreffenden Monats zusammengefasst werden.

Ohne Beanstandung der Rechnung bei der Verkaufsabteilung von bioMérieux durch den Kunden innerhalb von 10 Tagen ab Ausstelldatum, gilt der Betrag der Rechnung als angenommen.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 5

Teil 2 von 5

Teil 3 von 5

Teil 4 von 5

Teil 5 von 5

Allgemeine Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA (nachstehend „bioMérieux“) Stand: 01.01.2025

6. ZAHLUNG

Sofern bioMérieux nicht vor der Lieferung eine Barzahlung verlangt, muss die Rechnung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum mit orangem Einzahlungsschein oder per Banküberweisung ohne Skonto bezahlt werden. Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde bioMérieux von Rechts wegen Verzugszinsen ab dem darauffolgenden Tag nach Fälligkeitsdatum der Zahlung gemäss Rechnung. Der Betrag dieser Verzugszinsen beläuft sich in Übereinstimmung mit dem Schweizer Obligationenrecht auf 5 % des geschuldeten Betrags. Ebenfalls wird eine Aufwandsentschädigung von 50.00 CHF als Mahngebühr erhoben. bioMérieux wird eine zusätzliche Entschädigung für die gesamten Ausgaben der Schuldeinforderung beanspruchen können.

Unbeschadet des Vorangegangenen, im Falle des Zahlungsausfalls einer einzigen Fälligkeit durch den Kunden, bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder im Falle, dass bioMérieux der Ansicht ist, dass die finanzielle Situation des Kunden ein Risiko für die Begleichung der Schuldforderungen darstelle, kann bioMérieux sich das Recht vorbehalten:

- ▶ sofort alle Zahlungserleichterungen und vereinbarten Sonderkonditionen für ungültig zu erklären
- ▶ ohne Vorankündigung und Schadenersatz jede laufende Bestellung auszusetzen oder zu stornieren
- ▶ für jede weitere Lieferung eine Barzahlung oder jedes andere Zahlungsmittel nach Wahl von bioMérieux vor jeder Auslieferung zu fordern; oder
- ▶ die sofortige Zahlung des gesamten noch ausstehenden Betrags einzufordern.

7. KREDITVERTRAG

Im Fall der Finanzierung eines Geräts über einen Kreditvertrag übernimmt die Finanzierungsorganisation die in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechte und Pflichten in ihrer Eigenschaft als Kunde und wird die Einhaltung dieser hier vorliegenden Rechte und Pflichten des Endnutzers garantieren.

8. GEFAHRENÜBERGANG UND EIGENTUMSVORBEHALT

Jedes verkaufte Produkt, inklusive Zubehör, bleibt Eigentum von bioMérieux bis zur gesamten Bezahlung. bioMérieux behält sich das Recht vor, im Falle der Nichtbezahlung alle Mittel in Anspruch zu nehmen, um den Besitz des Produktes zurückzuerlangen.

bioMérieux übernimmt die Transportrisiken des Produkts. Die Risiken gehen mit der Auslieferung auf den Kunden über und ab diesem Zeitpunkt ist der Kunde verantwortlich für die Produkte oder alle Beschädigungen, die bei den Produkten unerwartet eintreten können. Der Kunde muss daher dafür sorgen, dass seine Versicherung das zu diesem Zeitpunkt ausgelieferte Produkt deckt.

9. RÜCKVERFOLGBARKEIT

Die von bioMérieux verkauften Produkte haben technische Spezifikationen, die die Beachtung der Regeln der Rückverfolgbarkeit erfordern.

Daher behält sich bioMérieux das Recht vor, ihre Produkte exklusiv an Professionelle zu verkaufen, welche die Genehmigung haben, Ergebnisse von biologischen Analysen weiterzugeben. Der Kunde verpflichtet sich, alle Regeln der Rückverfolgbarkeit, welche bei den von ihm bestellten oder genutzten Produkten Anwendung finden, zu respektieren. bioMérieux kann nicht für die Nichteinhaltung dieser Regeln über den bei der Bestellung vom Kunden angegebenen Ort der Lieferung hinaus verantwortlich gemacht werden.

10. BEANSTANDUNGEN

Allfällige Beanstandungen sind innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung der Produkte der Verkaufsabteilung von bioMérieux zu melden. Die Originalverpackung muss vom Kunden im Falle einer Transportreklamation aufbewahrt werden. Fotos von der Innen- und Außenseite des Kartons werden angefordert. Mangels Beanstandung innert der obengenannten Frist, wird das Produkt als in guter Beschaffenheit, ohne Mängel oder Schäden erachtet und gilt als in diesem Zustand angenommen. Ohne vorgängige Absprache mit bioMérieux, die in alleinigem Ermessen über den Ersatz entscheiden kann, kann kein Produkt zurückgegeben werden. Die Höhe der Erstattung im Fall einer von bioMérieux akzeptierten Rücknahme des Produkts liegt im Ermessen von bioMérieux.

Bei einer Rückgabe der Produkte werden die Rückgabekosten dem Kunden auferlegt.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 5

Teil 2 von 5

Teil 3 von 5

Teil 4 von 5

Teil 5 von 5

Allgemeine Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA (nachstehend „bioMérieux“) Stand: 01.01.2025

11. GEWÄHRLEISTUNG UND WARTUNG

- a) Reagenzien :
- Die Reagenzien von bioMérieux sind für die Verwendung der *In Vitro* Diagnostik bestimmt.
- Die Übereinstimmung im Hinblick auf die in den technischen Datenblättern angegebenen Spezifikationen ist bis zum Verfall des Haltbarkeitsdatums gewährleistet.
- b) Geräte:
- Ab Unterzeichnung des Zertifikats der Übernahme durch den Kunden beträgt die Herstellergarantie 12 Monate.

Die Garantie von bioMérieux für ein Produkt, das manipuliert, nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen von bioMérieux verwendet wurde oder durch einen nicht dazu autorisierten Dienstleister gewartet bzw. repariert wurde, wird ausgeschlossen. Die oben genannten Garantien und diejenige der verdeckten Mängel sind die einzigen von bioMérieux angebotenen Garantien und werden vom Kunden akzeptiert, unter Ausschluss jeder anderen Garantie, sei sie schriftlich, mündlich, ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart worden, einschliesslich insbesondere jeder Garantie in Bezug auf die Anpassung der Produkte für eine besonderen Zweck.

Der Kunde hat die Wartung des Geräts gemäß den anwendbaren Bestimmungen während und nach dem Ablauf der Garantie auf eigene Kosten sicherzustellen, um die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten.

Ein angemessener Wartungsvertrag für Geräte wird seitens bioMérieux regelmäßig in einem separat zu schließenden Vertrag angeboten.

12. ABFALL UND ENTSORGUNG

Es wird vereinbart, dass bioMérieux die Beseitigung und Behandlung der Abfälle aus Geräten, welche als Elektrogeräte und elektronisch identifiziert und bezeichnet werden, sicherstellt. Für die fachmännische Entsorgung der Geräte ist bioMérieux berechtigt, Kosten in Höhe von max. 500.00 CHF pro Gerät in Rechnung zu stellen.

Die Verpflichtungen des Kunden (insbesondere bezüglich Dekontamination, wie zum Beispiel die sichere Aufbewahrung vor der Beseitigung, die Löschung von Patientendaten,...), welche der Kunde zwingend übernehmen muss, sind in der „Gebrauchsanweisung“ des entsprechenden Geräts definiert. Auf Anfrage werden dem Kunden die Konditionen für die Bereitstellung der Geräte sowie die zu diesen Leistungen dazugehörigen Tarife mitgeteilt. Es wird daran erinnert, dass der Kunde für die Unversehrtheit des Geräts sowie dessen Bereitstellung zum Nutzen von bioMérieux verantwortlich sein wird. Alle entstandenen Kosten oder Nachteile aufgrund der Nachlässigkeit des Kunden und/oder der Verstösse gegen seine vorher genannten Verpflichtungen wird Anlass für Entschädigung zu Gunsten von bioMérieux sein.

Der Kunde vereinbart ausdrücklich, dass im Fall eines Wiederverkaufs von Material, das von bioMérieux geliefert wurde und/oder jeglicher Übertragung der Verwahrung, auf welche Art auch immer, im Rahmen einer Leihgabe oder einer Vermietung, gratis oder entgeltlich, einer Spende oder jeglicher anderer Modalitäten auf Schweizer oder anderem Territorium, bioMérieux faktisch von seiner finanziellen und organisatorischen Verpflichtung der Entsorgung der genannten Abfälle befreit sein wird. bioMérieux verpflichtet sich, jede notwendige Information zu den betreffenden Arbeitsgeräten mitzuteilen. Der Kunde wird voll und ganz für die Verwaltung der Dokumentation, der Technik und der Administration verantwortlich sein. Er wird bioMérieux gegenüber dafür garantieren und bioMérieux von jeder schädlichen Konsequenz, wie Kosten, Handlungen Dritter, einschliesslich betroffener Behörden, im Fall schlechter Ausübung dieser Verpflichtung unbeschadet halten.

13. HAFTUNG

Der Kunde, in seiner Eigenschaft als Professioneller der medizinischen Biologie, wird alle Massnahmen treffen, damit die Geräte, die Reagenzien und die Software unter Einhaltung der gesetzlichen Normen und Vorschriften verwendet werden, insbesondere die Installation der Geräte und die Durchführung der Analysen. Er wird die Geräte nicht nur ordnungsgemäss unter strenger Einhaltung der Empfehlungen von bioMérieux nutzen, sondern wird auch für jede Auslegung und Verwendung der gelieferten Ergebnisse verantwortlich sein. Der Kunde schützt bioMérieux gegen jede Aktion von Dritten, die eine nicht konforme Anwendung der Produkte zur Folge haben würde.

Die Haftung von bioMérieux für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus welchem Grund auch immer, einschliesslich Nachlässigkeit, ergeben könnte, wird auf keinen Fall höher sein als der Verkaufspreis der Produkte, die Gegenstand der Beanstandung sind, oder, im Ermessen von bioMérieux, die Reparatur oder der Ersatz der genannten Produkte und der dazugehörigen Versandspesen. bioMérieux kann nicht für indirekte oder zusätzliche Schäden haftbar gemacht werden, unabhängig davon, ob die Handlung aus vertraglicher Verantwortlichkeit, aus Strafbarkeit oder sonstigen Gründen entstanden ist.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 5

Teil 2 von 5

Teil 3 von 5

Teil 4 von 5

Teil 5 von 5

Allgemeine Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA (nachstehend „bioMérieux“) Stand: 01.01.2025

14. GERÄTESOFTWARE UND GERÄTE RECHNER

Soweit bioMérieux dem Kunden als Teil der Geräteelieferung einen PC einschließlich Betriebssoftware zur Verfügung stellt („Geräte Rechner“) enthält dieser die zur Nutzung des Vertragsgegenstands erforderliche Software, d.h. Betriebssystem und Anwendungssoftware („Gerätesoftware“). Der Geräte Rechner und die Gerätesoftware sind zur Nutzung des Geräts bestimmt und nicht dazu vorgesehen, von Seiten des Kunden anderweitig genutzt zu werden und ohne schriftliche Zustimmung durch bioMérieux verändert, angepasst oder mit weiterer Software bespielt zu werden. Der Kunde nutzt die Gerätesoftware auf eigenes Risiko und trägt die Verantwortung für die vollständige und regelmäßige Sicherung seiner Daten.

Die in der Preisliste aufgeführte Gerätesoftware ist Gegenstand einer nicht exklusiven Benutzerlizenz: diese Software kann weder reproduziert, verändert, überlassen, unterlizenziert, noch adaptiert werden ohne ausdrücklichen Zustimmung von bioMérieux. Mit Ausnahme des oben erwähnten Nutzungsrechts kann sich der Kunde auf keinen Fall irgendein Recht auf geistiges Eigentum, einen Titel oder einen Vorteil an der Gerätesoftware zunutze machen.

Während einer Dauer von 30 Tagen vom Zeitpunkt der Unterschrift des Zertifikats der Übernahme durch den Kunden ist die Informatikunterstützung mit Ausnahme eines Fabrikationsfehlers oder Mangels gewährleistet.

Bei Lieferung ist die Gerätesoftware von bioMérieux frei von bekannten Computerviren. Die Eingriffe durch bioMérieux werden mit Hilfe von Tools durchgeführt, welche durch eine Anti-Virus Software bis zum Tag der Unterzeichnung geschützt sind. Es gehört zur Aufgabe des Kunden, für die Zukunft einen Plan zum gesamten Datenschutz seines Informationssystem (Informatikressourcen des Kunden) gegen solche Risiken bereitzustellen.

Der Kunde muss die Kompatibilität seiner Hardware mit derjenigen, die bioMérieux vorschlägt, sicherstellen. Für jegliche Virenkontamination kann letztere nicht haftbar gemacht werden. Übrigens behält sich bioMérieux das Recht vor, zusätzliche Dienstleistungen infolge von mit Viren verseuchter Hardware des Kunden in Rechnung zu stellen.

bioMérieux übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Vertragsgegenstand oder der Gerätesoftware durch die von dieser Vereinbarung abweichende Nutzung des Geräte Rechners oder der Gerätesoftware oder durch eine Änderung, Ergänzung oder durch aufgespielte Fremdsoftware verursacht wurden, es sei denn, diese Schäden wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig von bioMérieux verursacht. Des Weiteren ist die Haftung für Schäden an Software, Hardware oder anderen Geräten des Kunden, ein Verlust oder Veränderung von Informationen und Daten einschließlich durch die Gerätesoftware generierter Daten des Kunden ausgeschlossen, welche durch das Verändern der Gerätesoftware oder die Installation oder Nutzung von Fremdsoftware über den Geräte Rechner oder die Verbindung des Rechners mit anderen Geräten des Kunden ohne Zustimmung von bioMérieux wenigstens mitverursacht werden. bioMérieux übernimmt keine Haftung für die Verspätung oder Nichterfüllung von Updates und Upgrades und damit verbundener Betriebsunterbrechungen oder fehlende Nutzbarkeit des Vertragsgegenstands. Ausgeschlossen wird auch die Haftung für entgangenen Gewinn und andere Folgeschäden jeglicher Art.

15. PERSONENBEZOGENE DATEN

- a) Personenbezogene Daten des Kunden
Im Rahmen der Vertragsbeziehung zwischen den Parteien verarbeitet bioMérieux und die mit bioMérieux verbundenen Unternehmen die zur Vertragsanbahnung, -durchführung und -beendigung erforderlichen personenbezogenen Daten des Kunden bzw. von dessen Mitarbeitern (Anschrift, geschäftliche Emailadressen, geschäftliche Telefonnummern, „Kundendaten“) im Einklang mit anwendbarem Schweizerischem Datenschutzrecht, und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, Datenschutzgrundverordnung, „DSGVO“.

Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung und ein Formular zur Wahrnehmung ihrer Rechte finden Sie unter: [Data Privacy | Pioneering Diagnostics \(biomerieux.com\)](https://www.biomerieux.com/Data-Privacy-Pioneering-Diagnostics). Zur Wahrnehmung ihrer Rechte können Betroffene den globalen Datenschutzbeauftragten von bioMérieux kontaktieren: privacyofficer@biomerieux.com.

- b) Kunden- und Patientendaten
Im Rahmen von Serviceleistungen (Gewähr oder Wartung) am Gerät oder einer Fernwartung kann der Kunde als Verantwortlicher bioMérieux als Auftragsverarbeiter sofern für die Erbringung der Leistungen erforderlich einen darauf zeitlich begrenzten Zugriff auf Patientendaten gewähren. bioMérieux wird die Patientendaten entsprechend den geltenden Regelungen und Vorschriften und gemäß den schriftlich dokumentierten Vorgaben des Kunden und ausschließlich zum Zweck der Erbringung der Leistungen verarbeiten.

Sofern bioMérieux innerhalb der zum Kunden bestehenden Vertragsbeziehung, z. B. im Rahmen der Leistungsbeziehung, Wahrnehmung von Garantien, Wartungen oder Qualitätskontrollen verkaufter Systeme als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 4 Nr. 8 DSGVO personenbezogene Daten des Kunden bzw. von den Patienten des Kunden verarbeitet, schließen die Parteien auf Betreiben des Verantwortlichen die nach Art. 28 DSGVO erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. bioMérieux wird die im Auftrag zu verarbeitenden personenbezogenen Daten des Kunden ausschließlich nach den für Auftragsverarbeiter geltenden Vorschriften verarbeiten.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
- ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 5

Teil 2 von 5

Teil 3 von 5

Teil 4 von 5

Teil 5 von 5

Allgemeine Verkaufsbedingungen von bioMérieux (Suisse) SA (nachstehend „bioMérieux“) Stand: 01.01.2025

16. ABTRETUNG

Dem Kunden ist es untersagt, auf welche Art auch immer alle oder einen Teil der Rechte und Pflichten, die aus der Bestellung hervorgehen, abzutreten und zu übertragen. In der Annahme, dass der Kunde eine Änderung der Kontrolle oder eine Restrukturierung (ausgenommen innerhalb der Gruppe) wie zum Beispiel eine Fusion vornimmt, wird die Bestellung nur mit der vorgängigen und ausdrücklichen Einwilligung von bioMérieux weiter Anwendung finden. Der Kunde akzeptiert bereits jetzt, dass bioMérieux die Bestellung übertragen oder eine Änderung der Kontrolle zu Gunsten eines Dritten vornehmen kann.

17. ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND

In Bezug auf die Rechtsgültigkeit, deren Auslegung und Erfüllung unterstehen die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen dem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980. Im Fall eines Rechtsstreits sind die Gerichte Genf als einziger Ort zuständig, dies gilt auch im Fall von mehreren Beklagten oder bei Entscheidungen zu der Garantie. Die Beschwerde ans Bundesgericht in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen bleibt vorbehalten.

Im Falle etwaiger Widersprüche zwischen den beiden Sprachversionen dieser Bedingungen hat die französische Version gegenüber der deutschen Version Vorrang.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

1. BEREITZUSTELLENDEN DIENSTLEISTUNGEN

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Instandhaltung und Reparatur (nachfolgend „AGB“) regeln die Ausführung der Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen (nachfolgend als „DIENSTLEISTUNGEN“ bezeichnet) durch bioMérieux (Suisse) SA (nachfolgend „bioMérieux“) an der Ausstattung des Kunden, die aus Hardware, Software, Firmware, den zugehörigen analytischen Modulen und Peripheriegeräten, wie zum Beispiel einem Drucker, (nachfolgend die „GERÄTE“) besteht, und in der angebotenen Leistungsbeschreibung (nachfolgend „ANGEBOT“), in dem bestätigten Auftrag bzw. Wartungs- oder Servicevertrag (nachfolgend „VERTRAG“) beschrieben sind. Die Erteilung eines Auftrages für eine DIENSTLEISTUNGEN, gleichgültig ob in Folge einer vertraglichen Garantiepflicht im Zuge des Kaufes eines GERÄTES oder als Annahme eines angebotenen Servicevertrages, gilt als vollständige und vorbehaltlose Zustimmung des Kunden zu diesen AGB. Sie gelten, soweit sie sich nicht ausdrücklich auf Serviceverträge beziehen auch für alle von Fall zu Fall durch den Kunden beauftragten Serviceleistungen.

2. GELTUNG

Der Vertrag und diese AGB als Bestandteil gelten ab dem in dem ANGEBOT genannten Zeitpunkt, spätestens aber mit Installation des betreffenden Geräts beim Kunden, für die Dauer des darin genannten Zeitraums. Sie verlängern sich automatisch um ein (1) weiteres Jahr, sofern sie nicht sechs (6) Monate mit einer Frist von drei (3) Monaten vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt werden. Soweit nicht anders vereinbart, erhöht sich die jeweils geltende Vergütung für die Serviceleistungen eines Servicevertrages jährlich jeweils zu Beginn eines Vertragsjahres um 1,9 % sowie ab dem 6. Jahr nach Beginn der Laufzeit des Servicevertrages um jährlich 8 %. Falls keine Vertragslaufzeit bestimmt wurde, so gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende. Ungeachtet der Bestimmung in Klausel 15b), kann der Vertrag einvernehmlich mit einer Kündigungsfrist von einem Monat ohne Ersatzverpflichtung aufgelöst werden.

3. ERFASSTE GERÄTE

Das gemäß diesen AGB bzw. dem VERTRAG zwischen dem Kunden und bioMérieux zur Verfügung stehende DIENSTLEISTUNGEN ist nur auf die im VERTRAG genannten, von bioMérieux bereitgestellten GERÄTE anzuwenden. Für den Fall, dass zumindest dreißig (30) Tage verstrichen sind nach dem späteren Ereignis von: (a) dem letzten Servicefall, (b) dem Ende der Gewährleistung, oder (c) dem Ende des vorangegangenen Wartungs- oder Servicevertrages, hat bioMérieux das Recht auf Vornahme einer vorvertraglichen Eignungsüberprüfung der GERÄTE, die zu verrechnen ist auf Grundlage eines entsprechenden besonderen Angebotes zuzüglich allfälliger zusätzlicher (Ersatz-) Teile, Verbrauchsmaterial und Arbeitszeit, die erforderlich sind, um die GERÄTE auf das Niveau der Anforderungen des Herstellers zu bringen.

4. PREISE – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Preise gelten zuzüglich der bei Erbringung der DIENSTLEISTUNGEN geltenden Steuern. Soweit nicht anderweitig ausdrücklich durch bioMérieux festgelegt, hat der Kunde den Preis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Zahlungen sind durch Lastschriftinzug oder mittels Banküberweisung vorzunehmen. Die Vergütung für die Dienstleistungen gelten vorbehaltlich der Installation der Fernwartungssoftware und darauffolgend der autorisierten Zugriffsmöglichkeit über die Fernwartungssoftware zu jeder Zeit, wenn erforderlich („VILINK® Implementierung“). Wenn die VILINK Implementierung gleich aus welchem Grund bei der Installation des Systems oder zu einem späteren Zeitpunkt während der Laufzeit eines Servicevertrages oder zur Fälligkeit einer im Einzelfall beauftragten Serviceleistung nicht vorliegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Versäumnis des Kunden, die Fernwartungssoftware zu aktualisieren oder den Zugang zu autorisieren, wenn er zum Zwecke der Erbringung der Dienstleistung angefordert wird, erhöhen sich die Preise für den Service für dieses System um 20 %. Für im Einzelfall beauftragte Servicedienstleistungen wird der erhöhte Preis in jedem Fall der fehlenden VILINK Implementierung berechnet. Für Serviceverträge gilt folgendes: Fehlt in einem Servicejahr die VILINK Implementierung, wird der erhöhte Servicepreis mit der nächsten im Voraus zu zahlenden Servicegebühr für das jeweilige System berechnet. Falls der Kunde die VILINK-Implementierung in einem Servicejahr erneut erreicht und die VILINK-Implementierung für den Rest des Jahres beibehält, sinken die Servicepreise für dieses System wieder, wenn die Servicegebühr für das folgende Servicejahr im Voraus in Rechnung gestellt wird. Im Falle des Lastschriftinzugs gilt die Rechnung als Belastungsanzeige. Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde bioMérieux von Rechts wegen Verzugszinsen ab dem darauffolgenden Tag nach Fälligkeitsdatum der Zahlung gemäß Rechnung. Der Betrag dieser Verzugszinsen beläuft sich in Übereinstimmung mit dem Schweizer Obligationenrecht auf 5 % des geschuldeten Betrags. Ebenfalls wird eine Aufwandsentschädigung von 50.00 CHF als Mahngebühr erhoben. bioMérieux behält sich vor, zusätzlichen Ersatz der gesamten Ausgaben der Schuldeinforderung zu verlangen.

Unbeschadet des Vorstehenden, im Falle des Zahlungsausfalls einer einzigen Fälligkeit durch den Kunden, bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder im Falle, dass bioMérieux der Ansicht ist, dass die finanzielle Situation des Kunden ein Risiko für die Begleichung ausstehender Forderungen darstellt, behält sich bioMérieux vor :

- ▶ sofort alle Zahlungserleichterungen und vereinbarten Sonderkonditionen für ungültig zu erklären
- ▶ die sofortige Zahlung des gesamten noch ausstehenden Betrags einzufordern

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

5. VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN

Der Kunde ist verpflichtet: (a) alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die GERÄTE, einschließlich der Software, gemäß den von bioMérieux bereitgestellten Instruktionen und Empfehlungen verwendet werden; (b) dafür zu sorgen, dass die im Anwenderhandbuch oder im Wartungsprotokoll enthaltenen Kontrollen, Überprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen geführt werden; (c) Daten in anwendungsadäquaten Intervallen regelmäßig mindestens einmal täglich zu sichern so dass diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können (d) bioMérieux alle erforderlichen Informationen in Bezug auf die technischen Merkmale der IT-Umgebung des Kunden, einschließlich der Hardware sowie der Hardware-, Software- und Netzwerkinfrastruktur des Kunden („Kundensystem“) übermitteln. Der Kunde wird auf eigene Kosten einen sicheren Zugang zum Internet-Netzwerk einrichten und aufrechterhalten, der den Anschluss von bioMérieux mithilfe der Fernwartungssoftware ermöglicht und das Eindringen unbefugter Dritter in das System verhindert. (d) dafür zu sorgen, dass alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die GERÄTE, deren eigene Daten und/oder Software und deren eigene Hardware unter anderem gegen Virusinfektionen, die im Internet zirkulieren sowie gegen unberechtigtes Eindringen und/oder Vandalismus zu schützen; (e) die Installation der Fernwartungssoftware und anderer Software bzw. von Software Updates oder Upgrades zu validieren und dies bioMérieux zu bestätigen. bioMérieux gewährt dem Kunden Zugang zu den Qualifizierungsverfahren, die es ihm ermöglichen, das System zu qualifizieren, nachdem der Kunde seine Virenschutz- und kritischen Sicherheitsupdates für das Betriebssystem des Betriebssystems installiert und aktualisiert hat (e) die Umweltbedingungen den Installationserfordernissen von bioMérieux aufrechtzuerhalten; (f) anzuerkennen, dass die GERÄTE Service durch qualifiziertes Personal erfordern, das für das Service der GERÄTE ausgebildet wurde und zu unterlassen, weder direkt noch indirekt irgendein Service durch eine dritte Partei zu verlangen oder anzunehmen, die von bioMérieux nicht zur Vornahme von Service zugelassen ist; (g) unter seiner Verantwortung dafür zu sorgen, dass die für den ordnungsgemäßen Betrieb der GERÄTE notwendigen Mittel bereitgestellt werden; (h) während der Bereitschaftsstunden gemäß diesen AGB, wie sie im Detail im VERTRAG und der BESCHREIBUNG festgelegt sind („Bereitschaftsstunden“) den vollen und freien Zugang zu den GERÄTEN und den Zugang zu und die Verwendung von allen Maschinen, Zubehör und anderer Ausstattung des Kunden zu ermöglichen, die zur Erbringung des SERVICE notwendig sind; (i) den/die Anwender der GERÄTE für bioMérieux erreichbar zu machen, damit er/sie deren Technikern alle Informationen betreffend die aufgetretenen Probleme mitteilen kann/können; (j) bioMérieux oder dessen Vertreter zu ermächtigen, die für die Ausführung des SERVICE an den GERÄTEN erforderlichen Software- und IT-Verbindungen zu installieren oder deren Installation zu veranlassen; und (k) die Sicherheit des Vertreters von bioMérieux sicherzustellen, insbesondere sind GERÄTE, die in Kontakt mit Patientenproben und irgendwelchen anderen möglicherweise infektiösen Materialien stehen, vor dem Serviceeinsatz gemäß den anerkannten Standardverfahren zu säubern und zu desinfizieren.

6. VERPFLICHTUNGEN VON bioMérieux

Gemäß den im ANGEBOT bzw. VERTRAG und den BESCHREIBUNGEN festgelegten Service-Bedingungen hat bioMérieux alle wirtschaftlich sinnvollen Anstrengungen zu unternehmen, um dem Kunden eine instand haltende Wartung und Fehlerbehebung wie folgt zu bieten: (a) Erbringung instand haltender Wartungsdienstleistungen entsprechend den BESCHREIBUNGEN und Gepflogenheiten und technischen Empfehlungen von bioMérieux (b) unter der Voraussetzung, dass die GERÄTE das zulassen, zusätzlich zur telefonischen Unterstützung die Ausführung einer Fernwartung, um die Fehlfunktionen zu untersuchen und, falls möglich, Fehler zu beheben; (c) nach der Entscheidung von bioMérieux, dass ein Besuch vor Ort notwendig ist, die Ausführung der Wartung zur Instandhaltung, einschließlich Arbeitszeit, Reisezeit, Auslagen und Ersatzteile, die von bioMérieux für notwendig erachtet werden, wobei alle Ersatzteile (deren Auswahl der ausschließlichen und alleinigen Entscheidung von bioMérieux obliegt) auf einer Austauschbasis zur Verfügung gestellt werden und nach Wahl von bioMérieux dem aktuellen Standard entsprechen bzw. entsprechend überholte Teile oder Teile sein müssen, die den Qualitätsanforderungen entsprechen.

Diese AGB umfassen keinen Ersatz oder Austausch von GERÄTEN oder Teilen davon wegen Veralterung/Obsoleszenz oder den Fall, dass verbesserte Geräte auf den Markt kommen. Falls bioMérieux während der Bereitschaftsstunden der Zutritt verwehrt wird, und falls, nach der alleinigen Entscheidung von bioMérieux, technische Änderungen zur Erhaltung der GERÄTE in einem guten Betriebszustand notwendig sind, sind Arbeiten, die nicht während der Bereitschaftsstunden ausgeführt werden, zu den dann gültigen Reise- und Arbeitszeitkosten von bioMérieux zu verrechnen und vom Kunden zu bezahlen. Jede Verbringung der GERÄTE an einen anderen Platz erfordert die vorherige Zustimmung von bioMérieux. Sollte diese ohne Zustimmung von bioMérieux erfolgen, ist bioMérieux nicht mehr zur Erbringung der DIENSTLEISTUNGEN verpflichtet. Jede Leistung von bioMérieux, die im Zusammenhang mit einer autorisierten Verbringung erbracht wird, wird entsprechend den dann geltenden Preisen von bioMérieux berechnet.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

7. SERVICELEISTUNGEN PER FERNWARTUNG.

Die Erbringung der Serviceleistungen steht unter dem Vorbehalt, sofern dies für das jeweilige System technisch möglich ist, nach Wahl von bioMérieux während der Regelarbeitszeit des Kunden als Fernwartungsdienstleistung erbracht zu werden. Der Kunde verpflichtet sich in jedem Fall, telefonische Hilfestellung zu geben bzw. die Remoteverbindung zur Fehlersuche zu autorisieren, bevor eine Reparatur vor Ort durchgeführt wird. Der Kunde stimmt mit Abschluss eines Servicevertrags der Installation und Aufrechterhaltung des Zugangs über die dazu von bioMérieux angebotene Software („Fernwartungssoftware“, derzeit VILINK®) zu.

bioMérieux gewährt dem Kunden hierzu einen nicht exklusiven, nicht übertragbaren und eingeschränkten Zugang zu VILINK („VILINK“), ausschließlich zum Zwecke der Nutzung der Fernwartungsdienste von bioMérieux, um ihn bei Folgendem zu unterstützen:

- ▶ Produkt-Unterstützung. bioMérieux kann aus der Ferne auf die Produkte zugreifen, um (i) Fehler oder Leistungsprobleme zu untersuchen, zu beheben, zu diagnostizieren oder zu beheben und (ii) Kunden Schulungen und Unterstützung anzubieten. Jeder VILINK-Fernzugriff kann nur mit ausdrücklicher Autorisierung des Kunden gestartet werden.
- ▶ Operatives Datenmanagement. bioMérieux kann nicht personenbezogene betriebliche oder technische Daten im Zusammenhang mit der Nutzung oder Leistung des Produkts sammeln, um die Leistung des Produkts zu überwachen sowie für andere damit zusammenhängende analytische, statistische oder Benchmarking-Zwecke. bioMérieux kann diese nicht personenbezogenen Daten verwenden, (i) zu Verbesserung oder Erweiterung ihres Angebots von Waren oder Dienstleistungen, (ii) für Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit neuen Produkten, Funktionen oder Dienstleistungen und (iii) für andere interne geschäftliche und betriebliche Zwecke.
- ▶ Bereitstellung von Software-Updates. bioMérieux kann Patches, Modifikationen, Erweiterungen, Korrekturen und/oder Sicherheitsverbesserungen für Software bereitstellen („Software-Updates“). Die Verpflichtung von bioMérieux gemäß diesem Abschnitt beschränkt sich auf die Fernlieferung von Software-Updates an das Produkt. bioMérieux wird den Kunden über ein entsprechendes Update vorab informieren. Der Kunde ist für die Installation der Software-Updates auf dem Produkt verantwortlich. Der Kunde wird zu diesem Zweck alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um eine derartige Verbindung herzustellen insbesondere eine ausreichende Internetverbindung. bioMérieux hat eine Ferndiagnose durchzuführen und, falls diese Methode des Einschreitens angemessen ist, mittels Fernwartung auf die GERÄTE des Kunden zuzugreifen. In diesem Zusammenhang gilt jegliche zur Erbringung der SERVICES erforderliche Fernverbindung von bioMérieux mit den GERÄTEN des Kunden, in welcher Form auch immer, insbesondere der IT Support und/oder die Installation von Software als ausdrücklich durch den Kunden autorisiert und wird unter seiner Verantwortung durchgeführt. Der Kunde muss insbesondere sicherstellen, dass die GERÄTE zur laufenden Analyse zugänglich sind und für diese Wartungsleistung zur Verfügung stehen.

8. AUSNAHMEN

Die folgenden Umstände sind ausdrücklich von den DIENSTLEISTUNGEN ausgenommen, und diese beinhalten keinerlei Dienste und andere Verpflichtungen von bioMérieux im Rahmen, mit Beziehung zu oder folgend aus: (a) einem Irrtum, einer Nachlässigkeit oder einer missbräuchlichen Verwendung beim Betrieb oder der Handhabung der GERÄTE oder einer Verwendung zu einem anderen als dem bestimmten Zweck durch den Kunden oder irgendeine dritte Partei; (b) der Unterlassung oder Versäumnis des Kunden, für eine geeignete Umgebung der GERÄTE zu sorgen oder in angemessener Weise alle Erfordernisse einzurichten, die vom Installationshandbuch des Herstellers verlangt werden, einschliesslich aber nicht beschränkt auf ordnungsgemäße elektrische Anschlüsse, Klimaanlage und Überprüfung der Luftfeuchtigkeit; (c) der Unterlassung oder Versäumnis des Kunden, die GERÄTE gemäß den Erfordernissen einer laufenden Wartung, die in irgendwelchen, die GERÄTE betreffenden Handbüchern festgelegt sind, instand zu halten; (d) einer ohne schriftlicher Zustimmung von bioMérieux von irgendeiner anderen Person als dem zugelassenen Personal von bioMérieux vorgenommenen oder versuchten Reparatur oder Wartung; (e) nicht von bioMérieux oder dessen bevollmächtigtem Vertreter vorgenommenen Änderungen wie etwa jede Abweichung vom physischen, mechanischen oder elektrischen Konzept des Herstellers der GERÄTE; (f) der Vornahme von Service und/oder Unterstützung/Betreuung an einem LIS Interface (sofern dem nicht schriftlich zugestimmt wurde); (g) der Verwendung von Software, die nicht von bioMérieux zur Verfügung gestellt wurde, der Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht vom Hersteller und/oder von bioMérieux geliefert oder genehmigt wurde, und den Folgen ihrer Verwendung oder von Computerviren, die vom Kunden eingeschleppt oder aktiviert wurden, und derart verursachte Schäden; (h) jeder nicht genehmigten Ortsveränderung der GERÄTE; und (i) Unfällen oder Unglücksereignissen, insbesondere höherer Gewalt, wie etwa Feuer, Überschwemmung, Wasser, Wind, Blitzschlag, Erdbeben, oder die Unterbrechung der Stromzufuhr oder Spannungsspitzen. Serviceleistungen, die von bioMérieux vorgenommen werden und alle damit verbundenen Reisekosten, Arbeitszeit und Ersatzteile, die zur Behebung von Störungen der GERÄTE erforderlich sind, die aus den vorstehend festgelegten Gründen entstanden sind, sind von bioMérieux an den Kunden zu den dann gültigen Sätzen in Rechnung zu stellen und vom Kunden zu bezahlen.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

9. SOFTWARE

Die von der Leistung umfasste Software unterliegt einer Lizenz zur nicht-exklusiven Nutzung: diese Software darf ohne schriftliche Zustimmung von bioMérieux weder reproduziert noch abgeändert, abgetreten, unterlizensiert oder angepasst werden. Mit Ausnahme des obengenannten Nutzungsrechts erwirbt der Kunde kein Recht an dem intellektuellen Eigentum, Eigentumsrecht oder andere Rechte an der Software.

Die von bioMérieux zur Verfügung gestellte Software ist zum Zeitpunkt der Herstellung und der Lieferung frei von jedweden bekannten Viren. Der Kunde verpflichtet sich alle notwendigen Maßnahmen zur elektronischen und physischen Absicherung seines Computersystems, einschliesslich seiner Geräte und Software zu treffen. Der Kunde stellt sicher, dass in seiner IT Umgebung keine Schadsoftware einschliesslich Viren, Trojaner und andere ähnliche Elemente geschrieben, installiert oder eingebracht werden und dass sein Computersystem mit der von bioMérieux Vorgeschlagenen kompatibel ist. bioMérieux trifft keine Haftung im Fall einer Virenkontamination und behält sich vor, Zusatzkosten aufgrund von Kontaminationen in Rechnung zu stellen.

10. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Für jegliche gemäß diesem VERTRAG gelieferte Ausstattung jedweder Art besteht Gewährleistung gegen Fehler in der Herstellung oder am Material für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab der Bestätigung des Kunden des Übernahmeprotokolls. Gewährleistungsansprüche für die erbrachten Dienstleistungen verjähren innerhalb von drei (3) Monaten nach Leistungserbringung. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Kunden ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung der ihm obliegenden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. Gemäß dieser Gewährleistung schuldet bioMérieux ausschliesslich nach seiner Wahl die Reparatur oder den Ersatz von GERÄTEN, welche als fehlerhaft festgestellt wurden. Der Kunde hat bioMérieux die zur Prüfung des Mangels und der geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Das mangelhafte Ersatzteil geht in das Eigentum von bioMérieux über und ist bioMérieux herauszugeben. Die Gewährleistung (i) entfällt, wenn das GERÄT manipuliert oder nicht entsprechend den Gebrauchsanweisungen von bioMérieux verwendet wurde und (ii) gilt nicht für jede andere Leistung am GERÄT, insbesondere der präventiven Wartung, Transport, Aktualisierung oder Entwicklung von GERÄTEN ebenso wie der Wiederherstellung von Passwörtern, Integration von Middleware, Handlungen betreffend Datenbanken, Problemlösung bei der LIS oder jede andere Änderung oder Entwicklung. Die Haftung beschränkt sich auf die unten genannte Haftung und die Haftung für versteckte Mängel, jegliche andere Haftung oder Gewährleistung, ob schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder implizit, insbesondere jegliche Haftung bezüglich einer Anpassung der Geräte für einen bestimmten Gebrauch, ist ausgeschlossen. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht Ausbau- und Einbaukosten), trägt bioMérieux, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Anderenfalls kann bioMérieux vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

11. HAFTUNG

IN KEINEM FALL HAT DIE HAFTUNG VON bioMérieux GEGENÜBER DEM KUNDEN AUS IRGEND EINEM ANSPRUCH DEN BETRAG ZU ÜBERSTEIGEN, DER FÜR DIE GERÄTE ODER EINER (1) JAHRESGEBÜHR DES SERVICE BEZAHLT WURDE, WELCHE(S) GEGENSTAND DES ANSPRUCHES IST.

bioMérieux TRIFFT KEINE HAFTUNG FÜR GESCHÄFTSAUSFÄLLE ODER ENTGANGENE GEWINNE ODER ANDERE INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, WELCHER ART AUCH IMMER.

In keinem Fall ist bioMérieux für zufällige oder Folgeschäden, für direkte oder indirekte Verluste (etwa durch Verwendung, Zusammenbruch oder das Versagen der Geräte) einschliesslich den Verlust von Daten und Informationen haftbar. Demgemäß kann von bioMérieux auch in keinem Fall verlangt werden, (i) auf ihre Kosten Daten oder Informationen durch irgendwelche Methoden (Wiederherstellung, Rekonstruktion, etc.) zurückzugewinnen oder (ii) in dem Fall, dass Informationen auf Grund von Handhabungsfehlern oder einer Funktionsstörung des IT Systems oder Netzwerkes des Kunden verloren gehen, offengelegt oder unbrauchbar geworden sind, entstandene Verluste zu ersetzen. Soweit bioMérieux für einen Schaden als verantwortlich befunden wird, ist jeglicher Ersatz der Kunden, unabhängig von dessen Natur, Ursache und Geltendmachung, in jedem Fall auf zwölf (12) Monate der jährlichen Gebühren beschränkt.

12. HÖHERE GEWALT

bioMérieux haftet darüber hinaus nicht für irgendwelche Verluste, Schäden oder Verzögerungen bei der Bereitstellung von DIENSTLEISTUNGEN, die verursacht wurden durch Ereignisse höherer Gewalt, wie, Handlungen von Regierungen, Streiks, Feuer, Explosionen, Epidemien oder Pandemien, Diebstähle, Aufruhr, Überschwemmungen, Bürgerkriege, Krieg, ungewöhnlich heftige Witterungsereignisse, die Versäumnis anderer, Ersatzteile, Materialien oder Teile zeitgerecht zu liefern, oder durch irgendeinen anderen Grund ausserhalb des vernünftigen Einflusses von bioMérieux.

13. VERSICHERUNG

- a) bioMérieux sichert zu, dass sie durch eine ausreichende Versicherungspolizze abgesichert ist, die die vorhersehbaren Auswirkungen einer möglichen zivilrechtlichen Haftung für den Fall von Körperverletzungen und/oder Vermögensschäden abdeckt, die im Zusammenhang mit der Ausführung der DIENSTLEISTUNGEN entstehen können.
- b) Der Kunde muss jederzeit in der Lage sein, eine Versicherungsbestätigung vorzulegen als Nachweis, dass er über eine gültige Versicherungsdeckung seiner zivilrechtlichen Haftung während der gesamten Dauer der DIENSTLEISTUNG verfügt.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ **Rechtlicher Hinweis**

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

14. DATENSCHUTZ

- a) Personenbezogene Daten des Kunden
Der Kunde stimmt zu, dass Name, Adresse und Telefonnummern von natürlichen Personen aus seinen Quellen durch bioMérieux und andere Gesellschaften der bioMérieux Gruppe entsprechend lokalen Gesetzen und Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere in der Europäischen Union und in der Schweiz, verarbeitet werden. Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich durch die bioMérieux Gruppe genutzt, um bestmöglich auf Bedürfnisse und Fragen des Kunden antworten zu können. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung und ein Formular zur Wahrnehmung ihrer Rechte finden Sie unter: [Data Privacy | Pioneering Diagnostics \(biomerieux.com\)](https://www.biomerieux.com/data-privacy). Zur Wahrnehmung ihrer Rechte können Betroffene den globalen Datenschutzbeauftragten von bioMérieux kontaktieren: privacyofficer@biomerieux.com.
- b) Personenbezogene Daten von Patienten
Der Kunde gewährt im Rahmen der Produktgewährleistung, Service oder Qualitätskontrolle von durch bioMérieux vertriebenen Systemen bioMérieux Zugang zu Patientendaten des Kunden für einen Zeitraum, der für die Erfüllung der obengenannten Leistungen notwendig ist. bioMérieux wird entsprechend geltenden Gesetzen und Regelungen und entsprechend den schriftlichen Weisungen des Kunden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit angemessene Sicherheitsmaßnahmen und Abläufe einrichten, um die Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten von Patienten zu gewährleisten.
- c) Subdienstleister
Soweit bioMérieux entscheidet, alle oder einen Teil der Verarbeitung oder Speicherung personenbezogener Daten des Kunden oder von Patienten an Subdienstleister zu vergeben, ist bioMérieux berechtigt (i) Subdienstleister ohne vorheriges Einverständnis des Kunden als Verantwortlichem zu beauftragen, wobei bioMérieux den Kunden über jegliche beabsichtigte Einschaltung oder Ersatz von Subdienstleistern informieren wird und dem Kunden damit als Verantwortlichem die Möglichkeit gibt, entsprechend Art. 28 (2) Règlement Général sur la Protection des Données („RGPD“) und Art. 10a de la loi fédérale suisse sur la protection des données („LPD“) zu widersprechen und verpflichtet sich (ii) dafür zu sorgen, dass die obengenannten Subdienstleister Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen haben, (iii) wird angemessene Maßnahmen zur Absicherung der sicheren Verarbeitung und Speicherung unternehmen, (iv) ausschließlich Subdienstleister mit schriftlichem Einverständnis des Kunden als Verantwortlichem und entsprechend einem schriftlichen Vertrag einschalten, (v) den Kunden als Verantwortlichen unterstützen und natürlichen Personen erlauben, die sie betreffenden personenbezogenen Daten einzusehen und ihre Rechte entsprechend den geltenden Gesetzen und Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten auszuüben, (vi) den Kunden als Verantwortlichen bei der Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen im Bereich der Sicherheit von personenbezogenen Daten, Meldungen und einer Einschätzung von deren Auswirkungen im Fall von Verletzungen betreffend personenbezogene Daten zu unterstützen (vii) zum Ende des Vertragsverhältnisses auf Anforderung alle personenbezogenen Daten des Kunden als Verantwortlichem zu löschen oder zurückzugeben, (viii) soweit dies verlangt wird, sich Audits und Inspektionen zu unterwerfen und (ix) dafür Sorge zu tragen, dass jeder Subdienstleister unverzüglich den Datenschutzbeauftragten von bioMérieux kontaktiert (privacyofficer@biomerieux.com) sofern er durch den Kunden oder eine andere Person dazu aufgefordert wird, den Gesetzen und Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten entgegenstehend zu handeln. Eine Auflistung der eingesetzten Subdienstleister ist unter der Adresse <https://www.biomerieux.com/en/data-processors-list> einsehbar.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ bioMérieux: Wer wir sind
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ Versandkosten und Lieferung
- ▶ BIOMÉRIEUX+
- ▶ Resource Center
- ▶ Unser Kundenservice
- ▶ bioMérieux Website
- ▶ Produktqualität und Sicherheit
- ▶ Unternehmensverantwortung
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**
 - ▶ Allgemeine Verkaufsbedingungen
 - ▶ Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur
 - ▶ Rechtlicher Hinweis

AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln

Teil 1 von 6

Teil 2 von 6

Teil 3 von 6

Teil 4 von 6

Teil 5 von 6

Teil 6 von 6

Allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur Stand: 01.01.2025

15. VERSCHIEDENES

- a) Der Kunde darf diesen Vertrag oder irgendwelche Rechte oder Pflichten im Zusammenhang damit nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von bioMérieux an Dritte abtreten oder übertragen. Eine Übertragung unter Verletzung dieser Bestimmungen ist null und nichtig.
- b) Falls irgendeine PARTEI irgendeine Verpflichtung aus dem VERTRAG vernachlässigen oder nicht erfüllen sollte, und ein derartiges Versäumnis für einen Zeitraum von dreissig (30) Tagen nach der schriftlichen Mitteilung davon andauern sollte, hat die andere PARTEI das Recht, diesen VERTRAG mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
- c) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und des sonstigen Vertrages zwischen bioMérieux und dem Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Ungeachtet allfälliger zusätzlicher Bestimmungen oder Bedingungen, die im Auftrag des Kunden enthalten sind, oder nachfolgender Korrespondenz, werden derartige zusätzlichen Bestimmungen und Bedingungen nicht Teil des VERTRAGES von bioMérieux mit dem Kunden, sofern bioMérieux dem nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.
- d) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nach dem geltenden Recht unwirksam, ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, gilt sie als nicht vereinbart und die Gültigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen wird nicht berührt.
- e) Soweit bioMérieux ein Recht oder Rechtsbehelf aus diesem VERTRAG zu irgendeinem Zeitpunkt nicht oder nicht zeitgemäß ausübt, gilt dies nicht als Verzicht auf die Ausübung dieses Recht oder Rechtsbehelfs in Zukunft. Jeglicher Verzicht von bioMérieux auf irgendeine Bestimmung oder Bedingung des VERTRAGES hat schriftlich zu erfolgen und gilt nicht als Verzicht auf irgendeine weitere Bestimmung oder Bedingung des VERTRAGES, noch als Verzicht auf die Geltendmachung einer künftigen Verletzung derselben Bestimmung oder Bedingung, sofern ein derartiger Verzicht nicht ausdrücklich und schriftlich erfolgt.

16. ZUSTÄNDIGES GERICHT UND ANWENDBARES RECHT

Die PARTEIEN haben zu versuchen, allfällige Streitigkeiten, die aus dem VERTRAG entstehen, gütlich beizulegen. Diese AGB und das gesamte Vertragsverhältnis zwischen bioMérieux und dem Kunden unterliegen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Auslegung und Ausführung Schweizer Recht. Gerichtsstand ist, einschließlich des Falls mehrerer Beklagte oder im Fall einer Streitgenossenschaft mit dritten Parteien, das für Genf sachlich zuständige Gericht.

STARTSEITE

- ▶ Hilfe
- ▶ **bioMérieux: Wer wir sind**
- ▶ Auftragsbearbeitung
- ▶ **Versandkosten und Lieferung**
- ▶ **BIOMÉRIEUX+**
- ▶ **Resource Center**
- ▶ **Unser Kundenservice**
- ▶ **bioMérieux Website**
- ▶ **Produktqualität und Sicherheit**
- ▶ **Unternehmensverantwortung**
- ▶ **AGB – Partnerschaft braucht faire Regeln**

▶ Rechtlicher Hinweis

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. bioMérieux behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen.

Alle in diesem Dokument veröffentlichten Informationen, Daten, Dokumente und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen dem Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums. Die unbefugte Verwendung dieser Marken und sonstigen Inhalts in diesem Dokument ist ausdrücklich verboten und verletzt die Urheberrechte, Markenrechte oder andere Schutzrechte. Kein Inhalt in diesem Dokument darf dahingehend ausgelegt werden, dass er ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers der Marke irgendeine Lizenz oder das Recht zur Nutzung bewilligt, weder stillschweigend noch in anderer Form.

bioMérieux (Suisse) SA

Avenue des Morgines 10, Case Postale, 1213 Petit-Lancy 1, Schweiz

Sitz:	Genf
Geschäftsführer:	Alexandre Schneider
Registergericht:	Amtsgericht Genf
Registernummer:	CH-660.0.144987-0
FED no.:	CHE-103.867.970
Bankverbindung:	Société Générale IBAN CH15 0870 5000 0027 2500 0 BIC SGABCHZZ

Layout und Gestaltung © [Allso-Print Ltd 2025](#)

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

ANZUCHT/TRANSPORT

ANZUCHT/TRANSPORT

▶ Trockenmedien

- ▶ **Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen**
- ▶ **Chromogene Kulturmedien**
- ▶ **Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®**
- ▶ **Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen**
- ▶ **Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen**
- ▶ **Transportmedien**
- ▶ **Stamm-Konservierung**
- ▶ **Gasgeneratoren**
- ▶ **Eintauchnährböden**

Trockenmedien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
51053	Chapman Agar (MSA-D) Anzucht und Isolierung von Staphylokokken	500 g	auf Anfrage
51052	CLED-Agar (CLED-D) Anzucht und Isolierung von Mikroorganismen aus Urin	500 g	auf Anfrage
51026	Columbia Agar (COLUMBIA-D) Anzucht und Isolierung von anspruchsvollen Bakterien	500 g	auf Anfrage
51025	D-Coccosel-Agar (DCO-D) Selektive Isolierung und Differenzierung von Enterokokken und Streptokokken der Gruppe D	500 g	auf Anfrage
51050	Hektoen-Agar (HEKT-D) Anzucht und Isolierung von <i>Salmonella</i> und <i>Shigella</i>	500 g	auf Anfrage
51009	Hirn-Herz-Bouillon (BHI-D) Anzucht anspruchsvoller Mikroorganismen	500 g	auf Anfrage
51036	Mac Conkey-Agar ohne Kristallviolett (MC-D) Anzucht und Isolierung von <i>Enterobacterales</i>	500 g	auf Anfrage
AEB140652	MRS Broth	500 g	auf Anfrage
51044	Trypcase-Soja Agar	500 g	auf Anfrage
51049	XLD Agar (XLD-D) Anzucht und Isolierung von <i>Salmonella</i> und <i>Shigella</i>	500 g	auf Anfrage




ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen

Baird Parker Agar bis Clostridioides difficile Agar	Columbia-Agar bis Legionella GVPC Agar	Mac Conkey Agar bis RPMI Agar	Sabouraud-Dextrose-Agar bis Yersinia CIN Agar
---	--	-------------------------------	---

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43521	Baird Parker Agar	20 Stück	auf Anfrage
43021	BCP Agar (BCP) Laktose-Agar mit Bromkresolpurpur Anzucht und Isolierung häufig vorkommender Mikroorganismen	20 Stück	auf Anfrage
33631	BCSA-Agar (BCSA) Selektive Anzucht und Isolierung von <i>Burkholderia cepacia</i>	20 Stück	auf Anfrage
411968	Brucella Blutagar (BBA) Isolierung von anaeroben Mikroorganismen und MHK-Bestimmung mit der ETEST®-Methode	2 x 10 Stück	auf Anfrage
43361	Campylosel Agar (CAM) Selektive Anzucht und Isolierung von <i>Campylobacter</i>	20 Stück	auf Anfrage
43565	Cetrimide Agar (CET) Selektive Anzucht und Isolierung von <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20 Stück	auf Anfrage
43671	Chapman 2 Agar (MSA2) Mannitsalz-Agar Selektive Anzucht und Isolierung von Staphylokokken	20 Stück	auf Anfrage
43681	Chocolat Haemophilus 2 Agar (HAE2) Anzucht und selektive Isolierung <i>Haemophilus</i>	20 Stück	auf Anfrage
43101	Chocolat PolyViteX™ Agar (PVX) Anzucht und Isolierung anspruchsvoller Bakterien	20 Stück	auf Anfrage
43109	Chocolat PolyViteX Agar (PVX) Anzucht und Isolierung anspruchsvoller Bakterien	100 Stück	auf Anfrage
43611	Chocolat PolyViteX VCAT3 (VCA3) nach Thayer Martin Anzucht und selektive Isolierung von <i>N. gonorrhoeae</i> und <i>N. meningitidis</i>	20 Stück	auf Anfrage
43331	CLED Agar (CLED) Anzucht und Isolierung von Keimen aus Urin	20 Stück	auf Anfrage
43431	Clostridioides difficile Agar (CLO) Selektivmedium zur Anzucht von <i>C. difficile</i> aus Stuhlproben	20 Stück	auf Anfrage




ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen

Baird Parker Agar bis Clostridioides difficile Agar	Columbia-Agar bis Legionella GVPC Agar	Mac Conkey Agar bis RPMI Agar	Sabouraud-Dextrose-Agar bis Yersinia CIN Agar
---	--	-------------------------------	---

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43041	Columbia-Agar + 5 % Schafblut (COS) Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Nachweis der Hämolyse	20 Stück	auf Anfrage
43049	Columbia-Agar + 5 % Schafblut (COS) Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Nachweis der Hämolyse	100 Stück	auf Anfrage
43071	Columbia CNA Agar + 5 % Schafblut (CNA) Anzucht und selektive Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Nachweis der Hämolyse	20 Stück	auf Anfrage
43079	Columbia CNA Agar + 5 % Schafblut (CNA) Anzucht und selektive Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Nachweis der Hämolyse	100 Stück	auf Anfrage
43391	CT SMAC Agar (SMAC) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Escherichia coli</i> O157:H7	20 Stück	auf Anfrage
43151	D-Coccosel Agar (DCO) Anzucht und selektive Isolierung von Enterokokken und Streptokokken der Gruppe D	20 Stück	auf Anfrage
43062	Dermatophyten Agar Selektives Differenzierungsmedium zum Nachweis von Dermatophyten	20 Stück	auf Anfrage
43341	Drigalski Agar (DRIG) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Enterobacterales</i> und anderen gramnegativen Stäbchen	20 Stück	auf Anfrage
43081	Eosin-Methylenblau Agar (EMB) Anzucht und Isolierung von <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage
43411	Gardnerella Agar (GAR) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Gardnerella vaginalis</i>	20 Stück	auf Anfrage
43712	Granada Agar (GRAN) Selektivmedium zur Anzucht und Identifizierung von Streptokokken der Gruppe B (<i>S. agalactiae</i>)	20 Stück	auf Anfrage
43111	Hektoen Agar (HEKT) Anzucht und Isolierung von <i>Salmonella</i> und <i>Shigella</i>	20 Stück	auf Anfrage
422231	Legionella BCYE Agar mit L-Cystein (BCYE) Medium zur Bestätigung von <i>Legionella</i> -verdächtigen Kolonien	20 Stück	auf Anfrage
43031	Legionella GVPC Agar (GVPC) Selektive Isolierung von <i>Legionella</i> . Entspricht NFT90-431 und ISO 11731	20 Stück	auf Anfrage
43032	Legionella GVPC Agar (GVPC) Selektive Isolierung von <i>Legionella</i> . Entspricht NFT90-431 und ISO 11731	100 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen

Baird Parker Agar bis Clostridioides difficile Agar		Columbia-Agar bis Legionella GVPC Agar		Mac Conkey Agar bis RPMI Agar		Sabouraud-Dextrose-Agar bis Yersinia CIN Agar	
BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE		PREIS			
43141	Mac Conkey Agar (MCK) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Enterobacterales</i> und <i>Escherichia coli</i>	20 Stück		auf Anfrage			
43149	Mac Conkey Agar (MCK) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Enterobacterales</i> und <i>Escherichia coli</i>	100 Stück		auf Anfrage			
421989	Mueller Hinton Cloxa Agar, 90 mm ø Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	20 Stück		auf Anfrage			
AEB120291	Mueller Hinton Cloxa Agar, 120 x 120 mm Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	10 Stück		auf Anfrage			
43321	Mueller Hinton 2 Agar + 5 % Schafblut (MHS) Empfindlichkeitsbestimmung von Pneumokokken und anderen Streptokokken gegen Antibiotika	20 Stück		auf Anfrage			
43901	Mueller Hinton Agar mit 5 % Pferdeblut + 20 mg/l β-NAD (MHF) Zur Empfindlichkeitsprüfung von Pneumokokken und anderen Streptokokken, <i>Haemophilus</i> und <i>Moraxella</i> , gemäß EUCAST Empfehlungen	20 Stück		auf Anfrage			
43904	Mueller Hinton Agar mit 5 % Pferdeblut + 20 mg/l β-NAD (MHF) 120 x 120 mm Zur Empfindlichkeitsprüfung von Pneumokokken und anderen Streptokokken, <i>Haemophilus</i> und <i>Moraxella</i> , gemäß EUCAST Empfehlungen	20 Stück		auf Anfrage			
413822	Mueller Hinton E Agar (MHE) 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI®	2 x 10 Stück		auf Anfrage			
413824	Mueller Hinton E Agar (MHE) 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI	10 x 10 Stück		auf Anfrage			
413825	Mueller Hinton E Agar (MHE) 120 mm x 120 mm Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäss den Empfehlungen der EUCAST und CLSI	20 Stück		auf Anfrage			
AEB521740	MYP Agar, 90 mm ø	20 Stück		auf Anfrage			
423144	NTM Elite Agar (NTM) Selektive Agarplatte für Screeningtests und ein Hilfsmittel zu Diagnosestellung durch Isolation von Kolonien nichttuberkulöser Mykobakterien	20 Stück		auf Anfrage			
413193	Pylori Agar (PYL) Anzucht und selektive Isolierung von <i>Helicobacter pylori</i>	2 x 10 Stück		auf Anfrage			
AEB520020	REBECCA® EB Agar, 90 mm ø	20 Stück		auf Anfrage			
421988	RPMI Agar, 90 mm ø Medium zur antimykotischen Empfindlichkeitsprüfung von Hefen und Schimmelpilzen mit ETEST®	20 Stück		auf Anfrage			




ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen

Baird Parker Agar bis Clostridioides difficile Agar	Columbia-Agar bis Legionella GVPC Agar	Mac Conkey Agar bis RPMI Agar	Sabouraud-Dextrose-Agar bis Yersinia CIN Agar
---	--	-------------------------------	---

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
417479	Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA ISO 11133) EN ISO 11133 Referenzmedium für Leistungstests an Kulturmedien für die Auszählung der Gesamtanzahl von Hefen und Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
43651	Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (SGC2) Selektive Anzucht und Isolierung von Hefen und von Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
43659	Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (SGC2) Selektive Anzucht und Isolierung von Hefen und von Schimmelpilzen	100 Stück	auf Anfrage
43596	Sabouraud Glukose Chloramphenicol Agar (SDC) Medium zur Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
43401	Schaedler Agar + 5 % Schafblut (SCS) Anzucht und Isolierung anaerober Bakterien	20 Stück	auf Anfrage
43279	Schaedler Agar + 5 % Schafblut (SCS) Anzucht und Isolierung anaerober Bakterien	100 Stück	auf Anfrage
413194	Schaedler Neo. Vanco. Agar + 5 % Schafblut (SNVS) Selektive Isolierung von <i>Bacteroides</i> und <i>Prevotella</i>	2 x 10 Stück	auf Anfrage
43091	SS-Agar (SS) Selektive Isolierung von <i>Salmonella</i> und <i>Shigella</i>	20 Stück	auf Anfrage
43011	Trypcase Soja Agar (TSA) Isolierung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen	20 Stück	auf Anfrage
43019	Trypcase Soja Agar (TSA) Isolierung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen	100 Stück	auf Anfrage
43001	Trypcase Soja Agar + 5 % Hammelblut (TSS) Anzucht und Isolierung von Mikroorganismen. Nachweis der Hämolyse	20 Stück	auf Anfrage
43009	Trypcase Soja Agar + 5 % Hammelblut (TSS) Anzucht und Isolierung von Mikroorganismen. Nachweis der Hämolyse	100 Stück	auf Anfrage
417477	Trypton Soja Agar – ISO 11133 (TSA ISO 11133) EN ISO 11133 Referenzmedium für Leistungstests an Kulturmedien	20 Stück	auf Anfrage
43563	XLD Agar (XLD) Anzucht und Isolierung von <i>Salmonella</i> und <i>Shigella</i>	20 Stück	auf Anfrage
43421	Yersinia CIN Agar (YER) Selektive Anzucht und Isolierung von <i>Yersinia</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

CHROMID® Kulturmedien

bioMérieux hat sich während der letzten 50 Jahre zu einem Spezialisten in der Mikrobiologie entwickelt. Dabei liegt der Fokus darauf, den Laboren integrierte Lösungen von der Probenahme bis zur Erstellung des Endergebnisses anzubieten.

Wir bieten ein komplettes Kulturmedienportfolio mit chromogenen und konventionellen Medien, speziellen Medien für die Umweltkontrolle, Medien in Röhrchen und Flaschen sowie Transportmedien an. Alle Medien sind konform zu aktuell gültigen Regularien und Vorschriften und erfüllen strengste Qualitätskriterien.

bioMérieux verfügt über eine herausragende Erfahrung im Bereich der Kulturmedien für Labore in der klinischen Mikrobiologie. Durch unsere hohen Investitionen in den Bereich Forschung und Entwicklung stellen wir sicher, dass unsere Produkte innovativ und von höchster Leistungsfähigkeit sind.

CHROMID® ist der Markenname für die chromogenen Kulturmedien von bioMérieux.

Chromogene Medien bieten durch farbige Substrate eine verbesserte Identifizierung von Bakterien verglichen mit traditionellen Kulturmedien. Die Intensität und Spezifität der Farben auf CHROMID Medien machen die Identifizierung von Bakterienkolonien einfach und schnell.

Steigende Zahlen nosokomialer Infektionen sowie der wachsende Bedarf eines Screenings auf multiresistente Erreger beantworten wir mit der Neuentwicklung einer Reihe von chromogenen Kulturmedien, die speziell für diese Fragestellungen konzipiert sind und helfen, die weitere Ausbreitung der Keime im Krankenhaus zu vermeiden.



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®


Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

bioMérieux hat das CHROMID® Produktportfolio erweitert, um Medien zur wachsenden Fragestellung der nosokomialen Infektion und des Screenings auf multiresistente Erreger anzubieten:

- ▶ **CHROMID® C. difficile Agar**
- ▶ **CHROMID CARBA Agar**
- ▶ **CHROMID CARBA SMART Agar**
- ▶ **CHROMID COLISTIN R Agar**
- ▶ **CHROMID ESBL Agar**
- ▶ **CHROMID MRSA Agar**
- ▶ **CHROMID SMART MRSA/S. aureus Agar**
- ▶ **CHROMID OXA-48 Agar**
- ▶ **CHROMID VRE Agar**
- ▶ **ESBL Agar**

Carbapenemase-bildende *Enterobacterales* (CPE) sind besonders resistente Bakterien, die nosokomiale Infektionen und Epidemien in Krankenhäusern auslösen können. Die Detektion von CPE-Trägern wurde durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Health Protection Agency hervorgehoben, um die Ausbreitung dieser Stämme zu vermeiden und epidemiologische Daten zu generieren. Der Einsatz von CHROMID CARBA und CHROMID OXA-48 trägt zur aktiven Überwachung dieser Erreger und deren Resistenzmechanismen bei.



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® C. difficile Agar

Direkte Identifizierung von *C. difficile*

CHROMID® C. difficile Agar ist ein chromogenes Selektivmedium zum Nachweis und zur Identifizierung von *Clostridioides difficile* aus Stuhlproben symptomatischer Patienten.

Das Medium trägt zur Diagnose und zum epidemiologischen Monitoring von *Clostridioides difficile* Infektionen bei.

Clostridioides difficile ist verantwortlich für die Pseudomembranöse Colitis beziehungsweise allgemeiner für nosokomiale oder Antibiotika-assoziierte Durchfallerkrankungen.

CHROMID C. difficile Agar besteht aus einer reichhaltigen Nährstoffbasis, verschiedenen Peptonen, Taurocholat, das die Ausbildung von Sporen begünstigt, einem patentierten chromogenen Substrat, welches die Detektion von spezifischen metabolischen Enzymen von *Clostridioides difficile* erlaubt sowie einer Antibiotikamischung zur Hemmung der meisten grampositiven und gramnegativen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium wird bereits nach 24-stündiger Inkubation abgelesen.

Studien haben gezeigt, dass die Alkoholschock-Vorbehandlung der Proben nicht notwendig ist.



Nahaufnahme von *Clostridioides difficile*

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43871	CHROMID® C. difficile Agar (CDIF) Chromogenes Medium zum Nachweis und zur Identifizierung von <i>Clostridioides difficile</i>	20 Stück	auf Anfrage

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)


CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® CARBA Agar

CHROMID® CARBA ist ein selektives chromogenes Medium zum Screening auf Carbapenemase-produzierende *Enterobacterales* (CPE) bei Risikopatienten oder Patienten, die chronische Träger dieser Erreger sind.

CHROMID CARBA Agar besteht aus einer Nährstoffgrundlage, die verschiedene Peptone und drei chromogene Substrate enthält. Diese erlauben die Detektion von spezifischen metabolischen Enzymen für *E. coli*, die KESC Gruppe (*Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* und *Citrobacter*) sowie der *Proteae* nach 18-24 stündiger Inkubation. Eine spezielle Antibiotikamischung (geschützt) begünstigt das selektive Wachstum Carbapenemase-produzierender *Enterobacterales*.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43861	CHROMID® CARBA Agar (CARB) Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Carbapenemase-bildende <i>Enterobacterales</i> (CPE)	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®


Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® CARBA SMART Agar

CHROMID® CARBA SMART ist eine geteilte Platte, die die chromogenen Kulturmedien CHROMID CARBA und CHROMID OXA-48 in jeweils einem separaten Bereich der Petrischale enthält. Die Kombination der Medien ermöglicht eine Sensitivität von 95,9 % und eine Spezifität von 96,6 %.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
414685	CHROMID® CARBA SMART Agar (CARB/OXA), geteilte Platte Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Carbapenemase-bildenden <i>Enterobacterales</i> (CPE)	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® COLISTIN R Agar

Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Colistin-resistente gramnegative Bakterien aus klinischen und veterinärmedizinischen Proben und zum qualitativen Nachweis der Colistin-Resistenz von isolierten Kolonien.

In der medizinischen Mikrobiologie können Stuhlproben und Rektalabstriche verwendet werden. In der veterinärmedizinischen Mikrobiologie können Proben des Caecum bei Geflügel, Schweinen und Kälbern verwendet werden.

Überblick über die nachzuweisenden Mikroorganismen


ANWENDUNG	VERWENDUNG ZUM SCREENING	VERWENDUNG ZUM QUALITATIVEN NACHWEIS DER RESISTENZ
Medizinische Mikrobiologie	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Salmonella</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp.	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Salmonella</i> spp.
Veterinärmedizinische Mikrobiologie	<i>E. coli</i> <i>Salmonella</i> spp.	<i>E. coli</i> <i>Salmonella</i> spp.

Dieses Medium besteht aus einer Nährstoffbasis mit verschiedenen Peptonen, chromogenen Substraten und einer Selektivmischung. Die spezifische Verwendung von chromogenen Substraten ermöglicht den Nachweis der Zielorganismen:

- ▶ *E. coli*: rosafarbene bis dunkelrote Kolonien
- ▶ *K. pneumoniae* und *Enterobacter* spp. blau-grüne Kolonien
- ▶ *Salmonella* spp. weiße oder farblose Kolonien

Mithilfe der Selektivmischung kann zwischen Colistin-resistenten und Colistin-sensiblen Stämmen unterschieden werden. Es hemmt das Wachstum der meisten grampositiven Bakterien sowie das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
421170	CHROMID® COLISTIN Agar Chromogenes Selektivmedium zum Screening von Colistin resistenten <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® ESBL Agar

Chromogenes Medium zum Screening auf Breitspektrum β -Laktamase bildende *Enterobacterales* (ESBL)

Die ersten Berichte über mikrobielle Resistenzen durch ESBL-Produktion gab es bald nach der Einführung von Cephalosporinen der 3. Generation im klinischen Alltag in den frühen 1980er Jahren in Europa und darauf in den USA. Heute taucht dieser Resistenzmechanismus global auf und ESBL-bildende *Enterobacterales* gelten weltweit als Erreger nosokomialer Infektionen von bedeutender Wichtigkeit.

CHROMID® ESBL besteht aus einer reichen Nährstoffgrundlage mit einer Antibiotikamischung, die Cefpodoxin enthält. Zwei chromogene und ein natürliches Substrat ermöglichen die direkte Identifizierung der meisten ESBL-produzierenden *Enterobacterales* nach 18 h Inkubation. CHROMID ESBL ist extrem leicht abzulesen und erlaubt die direkte Identifizierung von Mischkulturen.

E. coli wachsen durch β -Glucoronidase-Produktion als rosa bis dunkelrote Kolonien; *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* und *Citrobacter* (KESC Gruppe) erscheinen als grüne, braun-grüne und blaue Kolonien, bedingt durch die β -Glucosidase Produktion.

Desaminase-bildende Stämme von *Proteus*, *Providencia* und *Morganella* (*Proteeae*) bilden dunkelbraune bis hell braune Kolonien.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43481	CHROMID® ESBL Agar (ESBL) Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Breitspektrum β -Laktamasen (ESBL)-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage



Nahaufnahme von *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* und *Citrobacter* (KESC Gruppe)

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® MRSA Agar

Zum direkten Screening von Methicillin-resistentem *S. aureus* (MRSA)

CHROMID® MRSA ist bestimmt zur kulturellen Überwachung oder zum Screening auf MRSA, um besiedelte Patienten zu identifizieren. Das Überwachungsscreening von MRSA-Trägern ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen nosokomiale Infektionen.

Die Identifizierung der MRSA-Stämme basiert auf der spontanen Grünfärbung α -Glucosidase produzierenden Kolonien und dem Wachstum in Anwesenheit der Antibiotikamischung.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43451	CHROMID® MRSA Agar (MRSA) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20 Stück	auf Anfrage
43459	CHROMID MRSA Agar (MRSA) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	100 Stück	auf Anfrage
413050	CHROMID MRSA SMART Agar (MRSM) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), Ablesung nach 18–24h Bebrütung	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL


CHROMID® SMART MRSA/S. aureus Agar

Für eine bessere Nachverfolgung der *S. aureus* Epidemiologie

Chromogenes Medium zum Screening Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA). Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von Staphylokokken und der direkten Identifizierung von *S. aureus*.

Die Verbindung beider Medien ermöglicht die direkte Identifizierung von *S. aureus* und MRSA in der Überwachungskultur.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
419398 <i>Neu</i>	CHROMID® SMART MRSA/S. aureus Agar (MRSM/SAIDE), geteilte Platte Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) und chromogenes Medium für die selektive Isolierung und den direkten Nachweis von <i>S. aureus</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® OXA-48 Agar

Organismen, die eine Carbapenemase vom OXA-48 Typ haben, neigen dazu, schwächere Carbapenemase zu produzieren. Dies führt unter Umständen dazu, dass sie nicht auf dem CHROMID® CARBA Medium detektiert werden.

CHROMID OXA-48 wurde speziell entwickelt, um OXA-48 produzierende *Enterobacterales* nach 18-24h Inkubationszeit zu detektieren. Dieses Medium hat eine besonders hohe Sensitivität.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
414011	CHROMID® OXA-48 Agar Selektivmedium zum Screening auf OXA-48 Carbapenemase-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

CHROMID® VRE Agar

Chromogenes Medium zum Screening auf *E. faecium* und *E. faecalis* mit erworbener Vancomycin-Resistenz (VRE)

CHROMID® VRE enthält zwei chromogene Substrate (α -Glucosidase und β -Galactosidase) und Vancomycin (8 mg/l), welche die direkte Identifizierung von *E. faecium* und *E. faecalis* sowie die spezifische und selektive Isolierung und Detektion von Vancomycin resistenten Enterokokken nach 24h Inkubation ermöglichen (Van A, Van B).

E. faecium bildet violette Kolonien, *E. faecalis* blau-grüne Kolonien.

Die Selektivmischung hemmt Enterokokken mit natürlicher Resistenz (z. B. *E. casseliflavus* und *E. gallinarum*), die meisten gramnegativen und grampositiven Bakterien sowie Hefen.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43004	CHROMID® VRE Agar (VRE) Chromogenes Selektivmedium zum Nachweis und zur Differenzierung von <i>E. faecium</i> und <i>E. faecalis</i> mit einer erworbenen Vancomycin-Resistenz (VRE)	20 Stück	auf Anfrage



Nahaufnahme von *E. faecium* und *E. faecalis*

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

CHROMID® C. difficile	CHROMID CARBA	CHROMID CARBA SMART	CHROMID COLISTIN R	CHROMID ESBL
CHROMID MRSA	CHROMID SMART MRSA/S. aureus	CHROMID OXA-48	CHROMID VRE	ESBL

ESBL Agar

Dieses selektive Medium komplettiert das Portfolio für das Screening multiresistenter Keime:


Die Anwendungsgebiete sind das Screening auf ESBL-bildende *Enterobacterales* sowie auf multiresistente gramnegative Bakterien nach 24 h Inkubation.

Die geteilte Platte enthält folgende Medien:

- 1) Mac Conkey Agar mit Ceftazidim und
- 2) Drigalski Agar mit Cefotaxim

Die beiden Medien erlauben das Wachstum von *Enterobacterales* und anderen gramnegativen Stäbchen mit unterschiedlicher Färbung, während die beiden Cephalosporine das Wachstum sensibler Stämme hemmen.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
AEB525770	ESBL Agar 90 mm ø (ESBL), geteilte Platte Selektives Isolierungsmedium zum Screening auf ESBL-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage



E. coli, *Klebsiella* spp. und *Enterobacter* spp. bilden gelbe Kolonien auf Drigalski Agar und rosa Kolonien auf Mac Conkey

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CASA™

Chromogene Medien für Stuhlproben

Campylobacter Selektivagar (CASA®)

CHROMID® Salmonella Elite

CHROMID Vibrio


Campylobacter Selektivagar (CASA® Agar)

Chromogenes Kulturmedium zum Nachweis und zur Keimzahlbestimmung von *Campylobacter* spp. aus klinischen und Lebensmittelproben

Die meisten *Campylobacter* wachsen auf CASA® Agar nach 24 bis 48h Inkubation als ziegelrote Kolonien. Andere Bakterien, Hefen und Schimmelpilze werden durch die enthaltene Selektivmischung gehemmt.

Der Agar zeichnet sich durch eine hohe Sensitivität und Spezifität aus.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
AEB520270	CASA® Agar Selektives Nährmedium zum Nachweis und zur Zählung von <i>Campylobacter</i>	20 Stück	auf Anfrage

Nahaufnahme von *Campylobacter*

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Chromogene Medien für Stuhlproben

Campylobacter Selektivagar (CASA®)

CHROMID® Salmonella Elite

CHROMID Vibrio

CHROMID® Salmonella Elite Agar

Chromogene Medien für Stuhlproben – *Salmonella* spp.

CHROMID® Salmonella Elite Agar ist ein chromogenes Medium zur selektiven Isolierung und Identifizierung von *Salmonella* aus humanen Proben (Stuhl).

Prinzip

CHROMID Salmonella Elite Agar besteht aus einer Nährstoffbasis mit verschiedenen Peptonen und chromogenen Substraten.

Diese ermöglichen:

- ▶ das Wachstum aller *Salmonellen*
- ▶ den Nachweis spezifischer Enzymaktivitäten

Die Differenzierung von *Salmonellen*, einschließlich Laktose-positiver *Salmonellen*, basiert auf der spontanen blasslila bis lila Färbung von C8-Esterase-bildenden Stämmen, die von den meisten *Salmonellen* exprimiert wird.

Andere Bakterienstämme bilden Kolonien von anderer Farbe.

Die Selektivmischung hemmt grampositive Bakterien, einige gramnegative Stäbchen, Schimmelpilze und Hefen.



CHROMID® Salmonella Elite Nahaufnahme von *Salmonella* spp.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
412108	CHROMID® Salmonella Elite Agar (SALM) Selektive Isolierung und Identifizierung der Gattung <i>Salmonella</i>	20 Stück	auf Anfrage

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Chromogene Medien für Stuhlproben

Campylobacter Selektivagar (CASA®)

CHROMID® Salmonella Elite

CHROMID Vibrio


CHROMID® Vibrio Agar

Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von *Vibrio* und vorläufigen Identifizierung von *V. cholerae* und *V. parahaemolyticus*

Die vorläufige Identifizierung von *V. cholerae* basiert auf der β -Galaktosidase-Produktion, diese führt zur blaugrünen Färbung der Kolonien.

V. parahaemolyticus Kolonien färben sich durch die Assimilation von Arabinose rosa.

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43762	CHROMID® Vibrio Agar (VIB) Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von <i>Vibrio</i> und vorläufigen Identifizierung von <i>V. cholerae</i> und <i>V. parahaemolyticus</i>	20 Stück	auf Anfrage



Nahaufnahme von *V. cholerae* und *V. parahaemolyticus*

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
- ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien für Stuhlproben
 - ▶ Chromogene Kulturmedien für die direkte Identifizierung
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Prävention von B-Streptokokken Erkrankungen bei Schwangeren
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur direkten Identifizierung von Hefen
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Detektion von Erregern der Cystischen Fibrose
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden


Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Gebrauchsfertige Medien – Platten

Screening multiresistenter Organismen (MDRO)

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43871	CHROMID® C. difficile Agar (CDIF) Chromogenes Medium zum Nachweis und zur Identifizierung von <i>Clostridioides difficile</i>	20 Stück	auf Anfrage
43861	CHROMID CARBA Agar (CARB) Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Carbapenemase-bildende <i>Enterobacterales</i> (CPE)	20 Stück	auf Anfrage
414685	CHROMID CARBA SMART Agar (CARB/OXA), geteilte Platte Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Carbapenemase-bildenden <i>Enterobacterales</i> (CPE)	20 Stück	auf Anfrage
421170	CHROMID COLISTIN Agar Chromogenes Selektivmedium zum Screening von Colistin resistenten <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage
43481	CHROMID ESBL Agar (ESBL) Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Breitspektrum β -Laktamasen (ESBL)-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage
43451	CHROMID MRSA Agar (MRSA) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20 Stück	auf Anfrage
43459	CHROMID MRSA Agar (MRSA) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	100 Stück	auf Anfrage
413050	CHROMID MRSA SMART Agar (MRSM) Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), Ablesung nach 18–24h Bebrütung	20 Stück	auf Anfrage
419398 <i>Neu</i>	CHROMID SMART MRSA/S. aureus Agar (MRSM/SAIDE), geteilte Platte Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) und chromogenes Medium für die selektive Isolierung und den direkten Nachweis von <i>S. aureus</i>	20 Stück	auf Anfrage
414011	CHROMID OXA-48 Agar Selektivmedium zum Screening auf OXA-48 Carbapenemase-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage
43004	CHROMID VRE Agar (VRE) Chromogenes Selektivmedium zum Nachweis und zur Differenzierung von <i>E. faecium</i> und <i>E. faecalis</i> mit einer erworbenen Vancomycin-Resistenz (VRE)	20 Stück	auf Anfrage
AEB525770	ESBL Agar 90 mm $\varnothing$ (ESBL), geteilte Platte Selektives Isolierungsmedium zum Screening auf ESBL-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien für Stuhlproben
 - ▶ Chromogene Kulturmedien für die direkte Identifizierung
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Prävention von B-Streptokokken Erkrankungen bei Schwangeren
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur direkten Identifizierung von Hefen
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Detektion von Erregern der Cystischen Fibrose
- ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®


Gebrauchsfertige Medien – Platten

Chromogenes Kulturmedien für Stuhlproben

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
AEB520270	CASA® Agar Selektives Nährmedium zum Nachweis und zur Zählung von <i>Campylobacter</i>	20 Stück	auf Anfrage
412108	CHROMID® Salmonella Elite Agar (SALM) Selektive Isolierung und Identifizierung der Gattung <i>Salmonella</i>	20 Stück	auf Anfrage
43762	CHROMID Vibrio Agar (VIB) Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von <i>Vibrio</i> und vorläufigen Identifizierung von <i>V. cholerae</i> und <i>V. parahaemolyticus</i>	20 Stück	auf Anfrage

Chromogene Kulturmedien für die direkte Identifizierung

418206	CHROMID® CPS Elite Agar (CPSE und CPSO), opakes Medium Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder vorläufige Identifizierung von Urinkeimen	20 Stück	auf Anfrage
416173	CHROMID CPS Elite Agar (CPSE und CPSO), opakes Medium Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder vorläufige Identifizierung von Urinkeimen	100 Stück	auf Anfrage
418284	CHROMID CPS Elite Agar (CPSE und CPSO), durchsichtiges Medium Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder vorläufige Identifizierung von Urinkeimen	20 Stück	auf Anfrage
416172	CHROMID CPS Elite Agar (CPSE und CPSO), durchsichtiges Medium Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder vorläufige Identifizierung von Urinkeimen	100 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien für Stuhlproben
 - ▶ Chromogene Kulturmedien für die direkte Identifizierung
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Prävention von B-Streptokokken Erkrankungen bei Schwangeren
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur direkten Identifizierung von Hefen
 - ▶ Chromogenes Kulturmedien zur Detektion von Erregern der Cystischen Fibrose
- ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Gebrauchsfertige Medien – Platten

Chromogenes Kulturmedien zur Prävention von B-Streptokokken Erkrankungen bei Schwangeren


BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43461	CHROMID® Strepto B Agar (STRB) Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Streptokokken der Gruppe B (<i>S. agalactiae</i>)	20 Stück	auf Anfrage
43712	Granada Agar (GRAN) Selektivmedium zur Anzucht und Identifizierung von Streptokokken der Gruppe B (<i>S. agalactiae</i>)	20 Stück	auf Anfrage

Chromogene Kulturmedien für die direkte Identifizierung von Hefen

43631	CHROMID® Candida Agar (CAN2) Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von Hefen und direkten Identifizierung von <i>C. albicans</i>	20 Stück	auf Anfrage
43639	CHROMID Candida Agar (CAN2) Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von Hefen und direkten Identifizierung von <i>C. albicans</i>	100 Stück	auf Anfrage
43464	CHROMID Candida Agar/Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (CAN2/SGC2), geteilte Platte Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von Hefen und zur direkten Identifizierung von <i>C. albicans</i> . Selektive Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage

Chromogenes Kulturmedien zur Detektion von Erregern der Cystischen Fibrose

43462	CHROMID® P. aeruginosa Agar (PAID) Chromogenes Medium zur direkten Identifizierung von <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20 Stück	auf Anfrage
419042	CHROMID S. aureus Elite Agar Selektivmedium (SAIDE) Chromogenes Medium für die selektive Isolierung und direkte Identifizierung von <i>S. aureus</i>	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT


- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Funktion – Chromogene Kulturmedien
 - ▶ Screening multiresistenter Organismen (MDRO)
 - ▶ Chromogene Medien für Stuhlproben
 - ▶ Gebrauchsfertige Medien – Platten
 - ▶ Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Chromogene Kulturmedien

CHROMID®

Geteilte Fertigplatten (Bi-Plates)

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43464	CHROMID® Candida Agar/Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (CAN2/SGC2), geteilte Platte Chromogenes Medium zur selektiven Isolierung von Hefen und zur direkten Identifizierung von <i>C. albicans</i> . Selektive Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
414685	CHROMID CARBA SMART Agar (CARB/OXA), geteilte Platte Chromogenes Selektivmedium zum Screening auf Carbapenemase-bildenden <i>Enterobacterales</i> (CPE)	20 Stück	auf Anfrage
418229	CHROMID CPS Elite Transparent Agar/Columbia CNA Agar mit 5 % Schafblut (CPSE/CNA), geteilte Platte Isolierung, Keimzahlbestimmung und direkte oder vorläufige Identifizierung von Urinkeimen Selektive Isolierung anspruchsvoller Bakterien. Nachweis der Hämolyse	20 Stück	auf Anfrage
419398 <i>Neu</i>	CHROMID SMART MRSA/S. aureus Agar (MRSM/SAIDE), geteilte Platte Chromogenes Medium zum Screening auf Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) und chromogenes Medium für die selektive Isolierung und den direkten Nachweis von <i>S. aureus</i>	20 Stück	auf Anfrage
AEB525770	ESBL Agar 90 mm ø (ESBL), geteilte Platte Selektives Isolierungsmedium zum Screening auf ESBL-bildende <i>Enterobacterales</i>	20 Stück	auf Anfrage




ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®

ETEST®

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
411968	Brucella Blutagar (BBA) Isolierung von anaeroben Mikroorganismen und MHK-Bestimmung mit der ETEST®-Methode	2 x 10 Stück	auf Anfrage
421989	Mueller Hinton Cloxa Agar 90 mm ø Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	20 Stück	auf Anfrage
AEB120291	Mueller Hinton Cloxa Agar 120 X 120 mm Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	10 Stück	auf Anfrage
413822	Mueller Hinton E Agar (MHE) 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI®	2 x 10 Stück	auf Anfrage
413824	Mueller Hinton E Agar (MHE) 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI	10 x 10 Stück	auf Anfrage
421988	RPMI Agar 90 mm ø Medium zur antimykotischen Empfindlichkeitsprüfung von Hefen und Schimmelpilzen mit ETEST	20 Stück	auf Anfrage



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
42086	Esculin-Agar (ESCU-T) Nachweis der Esculin-Hydrolyse	20 Röhrchen	auf Anfrage
42081	Hirn-Herz-Bouillon (BHI-T) Anzucht von anspruchsvollen Bakterien	20 Röhrchen	auf Anfrage
42085	Peptonwasser (PW-T) Nachweis der Indolbildung	20 Röhrchen	auf Anfrage
42091	Rappaport Bouillon (RAPPAPORT-T) Anreicherungsbouillon für <i>Salmonella</i> in Stuhlproben	20 Röhrchen	auf Anfrage
42038	Sabouraud Chloramphenicol 2 Agar (SAB CHL 2-T) Selektive Kultivierung von Pilzen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42094	Sabouraud Chloramphenicol Actidion Agar (SAB CHL ACTI-T) Selektive Anzucht von Dermatophyten und anderen Pilzen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42031	Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (SAB GENTA CHL 2-T) Selektive Anzucht von Pilzen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42108	Sabouraud Flüssigmedium (SAB B-T) Anzucht von Hefen und Schimmelpilzen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42097	Schaedler Bouillon mit 0,02 % Agar + Vit. K3 (SCHAEDK3 0,02%-T) Anzucht von anaeroben Bakterien	20 Röhrchen	auf Anfrage
42098	Schaedler Bouillon mit 0,2% Agar + Vit. K3 (SCHAEDK3 0,2%-T) Anzucht von anaeroben Bakterien	20 Röhrchen	auf Anfrage
42106	Schaedler Bouillon + Vit. K3 (SCHAEDK3 B-T) Anzucht von anaeroben Bakterien	20 Röhrchen	auf Anfrage
42099	Selenit F Bouillon (SELENITE F-T) Anreicherungsbouillon für Salmonellen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42074	Thioglycolat Bouillon mit Resazurin (THIO-T) Prüfung auf Sterilität. Anreicherung von nicht anspruchsvollen Keimen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42116	Todd Hewitt Bouillon + Antibiotika (TODD H-T) Selektive Anreicherungsbouillon für Streptokokken der Gruppe B	20 Röhrchen	auf Anfrage
42101	Trypcase Soja Agar (TSA-T) Anzucht von anspruchslosen Mikroorganismen	20 Röhrchen	auf Anfrage
42100	Trypcase Soja Bouillon (TSB-T) Anzucht von anspruchslosen Mikroorganismen	20 Röhrchen	auf Anfrage
AEB122909	Dreizucker-Eisen-Agar (TSI) nur für die mikrobiologische Kontrolle Identifizierung von gramnegativen Enterobakterien	100 Schrägröhrchen	auf Anfrage

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
42017	CHROMID® Coli-Agar Chromogenes Medium zur Anzucht von <i>Enterobacterales</i> und Identifizierung von <i>E. coli</i>	6 x 200 ml	auf Anfrage
42623	Gepuffertes Peptonwasser mit Enthemmern	6 x 90 ml	auf Anfrage
55752	Harnstoff Indol Medium (UI-F) Nachweis von Urease, Indol und TDA	10 x 10 ml	auf Anfrage
AEB620027	REBECCA® (Agar Basis)	6 x 200 ml	auf Anfrage
44021	Thioextrakt mit Resazurin	12 x 100 ml	auf Anfrage
41146	Trypcase Soja Bouillon	6 x 100 ml	auf Anfrage
44011	Trypcase Soja Bouillon	12 x 100 ml	auf Anfrage
42633	Clean Room Trypcase-Soja-Bouillon, steril verpackt	6 x 100 ml	auf Anfrage
42508	Urée – Arginine LYO 2 Diagnostik von Mykoplasmen aus dem Urogenitaltrakt (Nachweis)	25 Fläschchen	auf Anfrage

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Transportmedien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
42105	PORTAGERM™ Röhrchen (PORT-T) Transportmedium für alle Keime, 11 ml ohne Tupfer	20 Röhrchen	auf Anfrage
41995	PORTAGERM Fläschchen (PORT-F) Transportmedium für alle Keime, 5 ml Medium	10 Fläschchen	auf Anfrage
41999	PORTAGERM Amies Agar + Wattetupfer Transportmedium und sterile Wattetupfer für die Probenentnahme und den Transport von aeroben und anaeroben Bakterien	50 Röhrchen	auf Anfrage
42041	PORTAGERM pylori (PORT-PYL) * Spezifisches Transportmedium für <i>H. pylori</i>	8 Fläschchen	auf Anfrage
70610	Wattetupfer steril, einzeln verpackt	100 Stück	auf Anfrage

* entspricht DIN 58942

Stamm-Konservierung

AEB400100	KRYOBEADS Konservierung mikrobiologischer Stammkulturen	64 Röhrchen à 25 Kügelchen	auf Anfrage
-----------	---	----------------------------	-------------

ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Gasgeneratoren

GENbag System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
45534	GENbag anaer Kunststoffbeutel und Generatoren zur Anzucht anaerober Keime *	20 Stück	auf Anfrage
45532	GENbag microaer Kunststoffbeutel und Generatoren zur Anzucht microaerophiler Keime *	20 Stück	auf Anfrage
45533	GENbag CO ₂ Kunststoffbeutel und Generatoren zur Anzucht capnophiler Keime *	20 Stück	auf Anfrage
45511	GENbag Verschlussleisten	10 Stück	auf Anfrage

* entspricht DIN 58942

GENbox System

96127	GENbox: 2,5 Liter Anaerobiertopf	für 12 Platten	auf Anfrage
96128	GENbox: 7,0 Liter Anaerobiertopf	für 42 Platten	auf Anfrage
96129	Ersatzdeckel für GENbox 2,5 Liter	1 Stück	auf Anfrage
96130	Ersatzdeckel für GENbox 7,0 Liter	1 Stück	auf Anfrage
96124	GENbox anaer	10 Generatoren	auf Anfrage
96125	GENbox microaer	10 Generatoren	auf Anfrage
96126	GENbox CO ₂	10 Generatoren	auf Anfrage

Indikator für GENbag- und GENbox-System

96118	Anaerobiose Indikator für GENbox und GENbag anaer	50 Streifen	auf Anfrage
-------	---	-------------	-------------



ANZUCHT/TRANSPORT

- ▶ Trockenmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Petrischalen
- ▶ Chromogene Kulturmedien
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Röhrchen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien in Flaschen
- ▶ Transportmedien
- ▶ Stamm-Konservierung
- ▶ Gasgeneratoren
- ▶ Eintauchnährböden

Eintauchnährböden

Anzucht und Transportsystem zum Erregernachweis

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
56507	URILINE™ Transportmedium. Keimzahlbestimmung im Urin, selektive Anzucht von <i>Enterobacterales</i>	10 Einheiten	auf Anfrage
56508	URILINE Transportmedium Keimzahlbestimmung im Urin, selektive Anzucht von <i>Enterobacterales</i>	100 Einheiten	auf Anfrage
56526	URILINE 3 Enterococcus Transportmedium Keimzahlbestimmung im Urin, selektive Anzucht von <i>Enterobacterales</i> und Nachweis von Enterokokken	10 Einheiten	auf Anfrage
56527	URILINE 3 Coli Transportmedium Keimzahlbestimmung im Urin, selektive Anzucht von <i>Enterobacterales</i> und direkte Identifizierung von <i>Escherichia coli</i>	10 Einheiten	auf Anfrage
56525	MYCOLINE® Nährbodenträger Transport und selektive Anzucht von Hefen, Dermatophyten und anderen Pilzen	10 Einheiten	auf Anfrage

HYGIENEMONITORING

- Luftkeimkontrolle
- Oberflächenkontrolle
- Wasseranalyse

HYGIENEMONITORING

HYGIENEMONITORING

▶ Luftkeimkontrolle

▶ Funktion – AIR IDEAL® 3P®

▶ Luftkeimsammler AIR IDEAL 3P

▶ Bestrahlte Tupfer für Umweltmonitoring

▶ Nährmedien für die Luftkeimkontrolle

▶ Oberflächenkontrolle

▶ Wasseranalyse

AIR IDEAL® 3P®

AIR IDEAL® 3P®

Aktives Luftmonitoring – leicht und effizient

AIR IDEAL® 3P® besitzt alle bisherigen Vorteile des AIR IDEAL 3P:

- ▶ Kompakte Leichtbauweise (1,2 kg)
- ▶ Kann in Reinräumen und Isolatoren mit Begasung verwendet werden
- ▶ ISO 14698 Validierung in Bezug auf die physikalische und biologische Effizienz
- ▶ Kompatibel mit H₂O₂ Isolatoren und Dekontamination von Luftkreisläufen
- ▶ 1 autoklavierbares Probennahmegitter standardmäßig enthalten
- ▶ Sequenzielle Probenahme
- ▶ Probenvolumen bis 2.000 Liter
- ▶ Warnung bei niedrigem Akkustand und „außer Betrieb“ Alarm
- ▶ Optisches Signal bei Probennahme-Fehler



AIR IDEAL® 3P®



HYGIENEMONITORING

► Luftkeimkontrolle

► Funktion – AIR IDEAL® 3P®

► Luftkeimsammler AIR IDEAL 3P

► Bestrahlte Tupfer für Umweltmonitoring

► Nährmedien für die Luftkeimkontrolle

► Oberflächenkontrolle

► Wasseranalyse

Luftkeimkontrolle


AIR IDEAL® 3P®

Luftkeimsammler AIR IDEAL® 3P®

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423154	AIR IDEAL® 3P® für 90 mm ø Platten inklusive Koffer, 1 Probennahmesieb, Ladegerät, Dokumentation	1 Stück	auf Anfrage
96308	AIR IDEAL 3P Aluminiumstativ	1 Stück	auf Anfrage
96309	zusätzliches Probennahmesieb für 90 mm ø	1 Stück	auf Anfrage
4521419A	AIR IDEAL 3P Verschlusskappe	1 Stück	auf Anfrage


Bestrahlte Tupfer für Umweltmonitoring

43801	QUANTISWAB® bestrahlt, patentierter Tupfer mit Nylonfaser für die quantitative Wiederfindung von Umweltkeimen	20 x 10 Stück	auf Anfrage
-------	---	---------------	-------------



Elektronenmikroskopische Abbildung eines klassischen Tupfers

Bei traditionellen Tupfern entsteht durch die Wicklung des Fadens am Tupferende eine Oberflächenmatrix, die das Freisetzen von darin enthaltenen Mikroorganismen erschwert.



Elektronenmikroskopische Abbildung des neuen QUANTISWAB®, beflokt mit Nylonfasern am Tupferende

Diese von Copan patentierte Technologie ermöglicht aufgrund der außergewöhnlichen Kapillarwirkung eine deutlich bessere Wiederfindungsrate und Freisetzungskapazität.



HYGIENEMONITORING

► Luftkeimkontrolle

► Funktion – AIR IDEAL® 3P®

► Luftkeimsammler AIR IDEAL 3P

► Bestrahlte Tupfer für Umweltmonitoring

► Nährmedien für die Luftkeimkontrolle


► Oberflächenkontrolle

► Wasseranalyse

Luftkeimkontrolle

Nährmedien für die Luftkeimkontrolle

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
43651	Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (SGC2) Selektive Anzucht und Isolierung von Hefen und von Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
43659	Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 Agar (SGC2) Selektive Anzucht und Isolierung von Hefen und von Schimmelpilzen	100 Stück	auf Anfrage
43596	Sabouraud Glukose Chloramphenicol Agar (SDC) Medium zur Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen	20 Stück	auf Anfrage
43011	Trypcase Soja Agar (TSA) Isolierung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen	20 Stück	auf Anfrage
43019	Trypcase Soja Agar (TSA) Isolierung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen	100 Stück	auf Anfrage
43819	Trypcase-Soja 3P, bestrahlt, 4 Enthemmer, 3-fach verpackt	100 Stück	auf Anfrage



HYGIENEMONITORING

- ▶ Luftkeimkontrolle
- ▶ Oberflächenkontrolle
- ▶ Wasseranalyse

Oberflächenkontrolle

Nährmedien für die Oberflächenkontrolle

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
96301	Bi-Box 55 mm ø, bestrahlt, 2-fach verpackt	10 Stück	auf Anfrage
96311	Bi-Box 90 mm ø, bestrahlt, 2-fach verpackt	10 Stück	auf Anfrage
43501	COUNT-TACT®, 4 Enthemmer Abklatschplatte zum Nachweis von Keimen und zur Keimzahlbestimmung	20 Stück	auf Anfrage
43691	COUNT-TACT, bestrahlt 3P®, 4 Enthemmern, 3-fach verpackt Abklatschplatte zum Nachweis von Keimen und zur Keimzahlbestimmung	20 Stück	auf Anfrage
43580	COUNT-TACT Sabouraud mit Chloramphenicol und 4 Enthemmern Lezithin, Polysorbat 80, Natriumsulfat, L-Histidin	20 Stück	auf Anfrage
421895	COUNT-TACT Applikator System für standardisierten Anpressdruck (ISO 18593) zur Verwendung mit COUNT-TACT Platten, 55 mm ø	1 Stück	auf Anfrage



HYGIENEMONITORING

- ▶ Luftkeimkontrolle
- ▶ Oberflächenkontrolle
- ▶ Wasseranalyse

Wasseranalyse

Legionella


BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
422231	Legionella BCYE Agar mit L-Cystein (BYCE) Medium zur Bestätigung von <i>Legionella</i> -verdächtigen Kolonien	20 Stück	auf Anfrage
43031	Legionella GVPC Agar (GVPC) Selektive Isolierung von <i>Legionella</i> . Entspricht NFT90-431 und ISO 11731	20 Stück	auf Anfrage
43032	Legionella GVPC Agar (GVPC) Selektive Isolierung von <i>Legionella</i> . Entspricht NFT90-431 und ISO 11731	100 Stück	auf Anfrage
43001	Trypase Soja Agar + 5 % Hammelblut (TSS) Anzucht und Isolierung von Mikroorganismen. Nachweis der Hämolyse	20 Stück	auf Anfrage

Desinfektionskontrolle von Endoskopen

AEB611326M	DNP + Thiosulfat 5 g/l	6 x 100 ml mit Septum	auf Anfrage
43551	R2A-Agar (Medium S)	20 Stück	auf Anfrage

Hämodialyse Wasserkontrolle

43551	R2A-Agar (Medium S)	20 Stück	auf Anfrage
-------	---------------------	----------	-------------



FÄRBUNGEN

- ▶ Manuelle Gramfärbung
- ▶ PREVI® COLOR GRAM

FÄRBUNGEN

FÄRBUNGEN

► Manuelle Gramfärbung

► PREVI® COLOR GRAM

Manuelle Gramfärbung

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
55542	COLOR GRAM 2 (Komplettkit)	ca. 100 Ansätze	auf Anfrage

COLOR GRAM 2 (Einzelreagenzien)

55545	COLOR GRAM 2 Reagenz 1 Kristallviolett-Oxalat-Lösung (Hucker)	1 x 2 Liter	auf Anfrage
55546	COLOR GRAM 2 Reagenz 2 Lugol-PVP-Komplex, stabilisiert	1 x 2 Liter	auf Anfrage
423963	COLOR GRAM 2 Reagenz 3 Entfärber	1 x 1 Liter	auf Anfrage
55548	COLOR GRAM 2 Reagenz 4 Safranin-Lösung	1 x 2 Liter	auf Anfrage
55541	COLOR GRAM 2 TP-Hähne Verschlussähne für Färbekanister	4 Stück	auf Anfrage



FÄRBUNGEN

► Manuelle Gramfärbung

► PREVI® COLOR GRAM

► PREVI COLOR GRAM V2 System

► PREVI COLOR GRAM Zubehör

► PREVI COLOR GRAM Reagenzien

► PREVI COLOR Zytozentrifuge

► PREVI COLOR Zytozentrifuge Verbrauchsmaterial

PREVI® COLOR GRAM

PREVI® COLOR GRAM

PREVI® COLOR GRAM V2 System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
414292	PREVI® COLOR GRAM V2	1 System	auf Anfrage

PREVI COLOR GRAM Zubehör

29557	PREVI® COLOR GRAM V2 Karussell für 12 Objektträger	1 Karussell	auf Anfrage
29556	PREVI COLOR GRAM V2 Karussell für 30 Objektträger	1 Karussell	auf Anfrage
415591	PREVI COLOR GRAM V2 Zubehör 12	1 Kit	auf Anfrage
415590	PREVI COLOR GRAM V2 Zubehör 30	1 Kit	auf Anfrage
415592	PREVI COLOR GRAM V2 Barcodeleser	1 Stück	auf Anfrage
415593	PREVI COLOR GRAM V2 Wartungskit	1 Kit	auf Anfrage
423435	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzdüse	2 Stück	auf Anfrage
29696	PREVI COLOR GRAM Düsendraht	1 Stück	auf Anfrage
413570	PREVI COLOR GRAM Reinigungslösung für Düsen	500 ml	auf Anfrage
6201943	PREVI COLOR GRAM V2 Düsendichtung	1 Kit	auf Anfrage
415436	PREVI COLOR GRAM V2 Abfallbehälter	1 Stück	auf Anfrage
29694	PREVI COLOR GRAM Abfallschlauch	1 Stück	auf Anfrage
29559	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzflaschen D & E	500 ml	auf Anfrage
415437	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzflaschen D & E	5 Liter	auf Anfrage

**Voll automatisierter Färbeprozess:
von der Fixierung bis hin zur Trocknung der Objektträger**

Der automatisierte Gram-Färber bietet folgende Vorteile:

- Noch mehr Benutzerfreundlichkeit mit bis zu 10 speicherbaren Programmen
- Verbessertes Interface mit einem neuen grafischen Touchscreen
- Bessere Rückverfolgbarkeit durch Barcodelesung von Reagenzien
- Reduzierter Wartungsaufwand durch automatische Reinigung der Düsen

PREVI® COLOR GRAM



FÄRBUNGEN

► Manuelle Gramfärbung

► PREVI® COLOR GRAM

► PREVI COLOR GRAM V2 System

► PREVI COLOR GRAM Zubehör

► PREVI COLOR GRAM Reagenzien

► PREVI COLOR Zytozentrifuge

► PREVI COLOR Zytozentrifuge
Verbrauchsmaterial

PREVI® COLOR GRAM

PREVI® COLOR GRAM

PREVI® COLOR GRAM Reagenzien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
29519	Aceton Safranin-A	500 ml	auf Anfrage
29520	Safranin-A	500 ml	auf Anfrage
29521	Aceton Fuchsin-A	500 ml	auf Anfrage
29522	Fuchsin-A	500 ml	auf Anfrage
29523	Jod-B	500 ml	auf Anfrage
29524	Kristallviolett-C	500 ml	auf Anfrage
29525	Düsen-Reinigungslösung	1 x 2,5 Liter	auf Anfrage

PREVI COLOR Zytozentrifuge

29506	PREVI® COLOR Crytopro Rotor	1 Rotor	auf Anfrage
-------	-----------------------------	---------	-------------

PREVI COLOR Zytozentrifuge Verbrauchsmaterial

29564	Einzelkammern schnell	48 Stück	auf Anfrage
29565	Einzelkammern langsam	48 Stück	auf Anfrage
29563	Poly-L-Lysin Objektträger einfach	72 Stück	auf Anfrage
29562	Poly-L-Lysin Objektträger doppelt	72 Stück	auf Anfrage
29670	Zyto-Objektträgerschutz	96 Stück	auf Anfrage



BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte
Blutkulturdiagnostik

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
- ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
- ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
- ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
- ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
- ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
- ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
- ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
- ▶ BACT/ALERT Zubehör

BACT/ALERT® 3D

BACT/ALERT® 3D

Das erste vollautomatische System, Wachstum basiert auf zwei Temperaturen zum mikrobiologischen Nachweis und zur Sterilitätstestung


- ▶ Eine mikrobiologische Schnellmethode, die eine Alternative zum klassischen Sterilitätstest darstellt
- ▶ Proben können bei 32,5 °C und 22,5 °C inkubiert werden
- ▶ Bakterien, Hefen und Schimmelpilze werden zuverlässig nachgewiesen
- ▶ Flaschen werden mit den Proben direkt inokuliert
- ▶ Kontinuierliche Messung
- ▶ Objektive Testergebnisse
- ▶ Keine manuelle Ablesung

**BACT/ALERT® entwickelt sich weiter -
Ein System, zwei Temperaturen**

Das BACT/ALERT® 3D Low Temperature Modul ist patentiert und besteht aus dem BACT/ALERT 3D 240 Inkubator, der für die Inkubation bei 22,5 °C entwickelt und validiert wurde:

- ▶ Das Inkubationsmodul beinhaltet ein Kühlmodul, das die niedrige Inkubationstemperatur ermöglicht
- ▶ Das System ist für den Einsatz im Labor validiert
- ▶ Keine besondere Software oder Zubehör erforderlich
- ▶ Gängige Verbindung zum Kontrollmodul
- ▶ Ein Validierungspaket erleichtert die Validierung

BACT/ALERT® 3D 240

BACT/ALERT® 3D
120 Combo

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

► Automatisierte Blutkulturdiagnostik

► Funktion – BACT/ALERT® 3D

► BACT/ALERT 3D Systeme

► BACT/ALERT 3D Zubehör

► Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®

► BACT/ALERT VIRTUO System

► Funktion – BACT/ALERT Flaschen

► BACT/ALERT Blutkulturmedien

► BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung

► BACT/ALERT Zubehör

Automatisierte Blutkulturdiagnostik

BACT/ALERT® 3D

BACT/ALERT® 3D Systeme

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
200290	BACT/ALERT® 3D 120 System mit 120 Messplätzen, rechts	–	auf Anfrage
200291	BACT/ALERT 3D 120 System mit 120 Messplätzen, links	–	auf Anfrage
210147	BACT/ALERT 3D 240 Kontrollmodul	–	auf Anfrage
210161	BACT/ALERT 3D 240 Inkubationsmodul mit 240 Messplätzen, rechts	–	auf Anfrage
210159	BACT/ALERT 3D 240 Inkubationsmodul mit 240 Messplätzen, links	–	auf Anfrage
4700493	BACT/ALERT 3D DUAL-T Kontrollmodul, Inkubationsmodul, Low Temperature Inkubationsmodul	2 x 240 Messplätze	auf Anfrage

BACT/ALERT 3D Zubehör

213602	BACT/ALERT® 3D Control Module Cart Unterschrank für ein 3D Kontrollmodul (B 35 x H 91 x T 63 cm)	–	auf Anfrage
213589	BACT/ALERT 3D Stacking Rack Stapelschrank für Inkubationsmodule (B 56 x H 108 x T 63 cm)	1 Stück	auf Anfrage

BACT/ALERT® 3D 240

BACT/ALERT® 3D
120 Combo

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
- ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
 - ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
 - ▶ BACT/ALERT Zubehör

VIRTUO® – Die neue Generation BACT/ALERT®

BACT/ALERT® VIRTUO®

BACT/ALERT® VIRTUO® überzeugt durch einfache Handhabung: Die Blutkulturflaschen müssen nur noch auf das Transportband gestellt werden, VIRTUO scannt automatisch den Flaschen- und den Proben Barcode und lädt die Flasche in eine freie Position im System. Zusätzlich werden Füllstand und Verfallsdatum der Flaschen überwacht und es erfolgt eine umgehende Meldung bei Abweichungen im Füllvolumen oder erreichtem Verfallsdatum.

Sämtliche bisher täglich, wöchentlich oder monatlich routinemäßig durchzuführenden Wartungsmaßnahmen am BACT/ALERT laufen im VIRTUO vollständig automatisiert ab. Das Laborpersonal gewinnt somit Zeit für andere Aufgaben.

BACT/ALERT VIRTUO ist für die Anbindung an die intelligente web-basierte Middleware-Lösung MAESTRIA™ konzipiert und ermöglicht benutzerdefinierte Berichterstellung und Statusabfrage per Fernzugriff über jeden an das Netzwerk angebundenen PC.

- ▶ Kürzere Detektionszeit durch innovative Algorithmen führt zu schnelleren Ergebnissen
- ▶ Automatisierte Be- und Entladung der Flaschen bindet keine Arbeitszeit am System
- ▶ Automatisiertes Einlesen des Barcodes vermeidet das Risiko von Anwenderfehlern
- ▶ Vollständige Daten für den Kliniker durch direkte Fehlermeldung vom System bei nicht korrekt beimpften Flaschen helfen bei der Beurteilung der Ergebnisse
- ▶ Komplette Rückverfolgbarkeit der Blutkultur-Probenbearbeitung durch automatische Protokolle

BACT/ALERT® VIRTUO®



BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
 - ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
 - ▶ BACT/ALERT Zubehör

Automatisierte Blutkulturdiagnostik

BACT/ALERT® VIRTUO®

BACT/ALERT® VIRTUO® System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
411660	BACT/ALERT® VIRTUO® Modul A mit 428 Messplätzen	1 Modul	auf Anfrage
411661	BACT/ALERT VIRTUO Modul B mit 428 Messplätzen	1 Modul	auf Anfrage

BACT/ALERT® VIRTUO®



BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
 - ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
 - ▶ BACT/ALERT Zubehör

BACT/ALERT® – Flaschen

BACT/ALERT®

Polycarbonat-Flaschen

Die revolutionäre Entwicklung einer einzigartigen Kunststoff-Flasche aus weiterentwickeltem Polycarbonat erfüllt besonders die Anforderungen im Labor in Hinblick auf Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz.

Die Flaschen sind unter Normalbedingungen unzerbrechlich: so werden, selbst wenn die Flaschen herunterfallen, das Auslaufen von Flüssigkeit, der Kontakt mit infektiösem Material und Schnittverletzungen vermieden.

Die Flaschen sind signifikant leichter als Glasflaschen, was zu deutlichen Einsparungen bei Versand- und Entsorgungskosten führt.



Kolorimetrische Technologie

Das BACT/ALERT® System bringt die fortschrittlichste und innovativste kolorimetrische Technologie zum automatisierten Keimnachweis in Ihr Labor. Dies nimmt in zweierlei Weise positiven Einfluss auf die Nachweiszeit:

Durch den visuell erkennbaren Farbumschlag des Sensors im Flaschenboden werden positive Flaschen im Labor sofort erkannt. Dadurch kann bereits vor der Beladung in das System eine Subkultur angelegt werden, was wertvolle Zeit spart.

Der frühzeitige Keimnachweis wird durch den einzigartigen „Schwellwert-Algorithmus“ ermöglicht. Selbst verspätet eingegebene Flaschen werden bereits zwei Stunden nach der Beladung in den BACT/ALERT positiv markiert, wenn der gemessene Wert bereits bei Beladung in das System schon über dem Schwellwert lag. Es entsteht keine Wartezeit bis zum nächsten Lebenszyklus des Keims.



FAN® Plus Flaschen

Die FAN® Plus Blutkulturmedien enthalten anstelle der früher verwendeten Aktivkohle adsorbierende Polymerperlen (APB), welche die im Patientenblut möglicherweise vorhandenen Antibiotika und natürlichen Bakterieninhibitoren neutralisieren.

Die wichtigsten Vorteile sind:

- ▶ Höhere Gesamtwiederfindung von Mikroorganismen
- ▶ Effektivere Neutralisation eines breiteren Antibiotika-Spektrums
- ▶ Schnellere Nachweiszeiten im Vergleich zu den bisherigen Flaschentypen
- ▶ Klare und leicht ablesbare Gramfärbungen



BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
 - ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
 - ▶ BACT/ALERT Zubehör

Automatisierte Blutkulturdiagnostik

BACT/ALERT®

BACT/ALERT® Blutkulturmedien

Bruchssichere Polycarbonatflaschen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
259789	BACT/ALERT® SA Medium Blutkulturflaschen zur Anzucht von aeroben Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage
259790	BACT/ALERT SN Medium Blutkulturflaschen zur Anzucht von anaeroben Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage
410851	BACT/ALERT FA Plus Medium Blutkulturflaschen mit Antibiotika adsorbierenden Polymerperlen zur Anzucht aerober Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage
410852	BACT/ALERT FN Plus Medium Blutkulturflaschen mit Antibiotika adsorbierenden Polymerperlen zur Anzucht anaerober Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage
410853	BACT/ALERT PF Plus Medium Blutkulturflaschen zum speziellen Einsatz bei Säuglingen und Kleinkindern mit Antibiotika adsorbierenden Polymerperlen	100 Flaschen	auf Anfrage



SA

SN

FA Plus

FN Plus

PF Plus

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
- ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
- ▶ BACT/ALERT Zubehör

Automatisierte Blutkulturdiagnostik

BACT/ALERT®

BACT/ALERT® Medien zur Sterilitätstestung

Medien mit erweiterter Qualitätskontrolle, geeignet zur Sterilitätstestung von Blutprodukten

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
279044	BACT/ALERT® BPA Medium TSB Medium zur Qualitätskontrolle von LRAP-Einheiten (leukozytendepletierte Apheresethrombozyten)	100 Flaschen	auf Anfrage
279045	BACT/ALERT BPN Medium TSB Medium zur Qualitätskontrolle von LRAP-Einheiten (leukozytendepletierte Apheresethrombozyten)	100 Flaschen	auf Anfrage
259786	BACT/ALERT iAST Medium Kulturmedium zur Anzucht aerober Keime	100 Flaschen	auf Anfrage
259785	BACT/ALERT iNST Medium Kulturmedium zur Anzucht anaerober Keime	100 Flaschen	auf Anfrage
412990	BACT/ALERT iFA Plus Medium Blutkulturflaschen mit Antibiotika adsorbierenden Polymerperlen zur Anzucht aerober Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage
412991	BACT/ALERT iFN Plus Medium Blutkulturflaschen mit Antibiotika adsorbierenden Polymerperlen zur Anzucht anaerober Bakterien	100 Flaschen	auf Anfrage



BPA

BPN

iAST

iNST

iFA Plus

iFN Plus

BLUTKULTURDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Blutkulturdiagnostik
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT 3D Systeme
 - ▶ BACT/ALERT 3D Zubehör
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT VIRTUO®
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO System
 - ▶ Funktion – BACT/ALERT Flaschen
 - ▶ BACT/ALERT Blutkulturmedien
 - ▶ BACT/ALERT Medien zur Sterilitätstestung
 - ▶ BACT/ALERT Zubehör

Automatisierte Blutkulturdiagnostik

BACT/ALERT®

BACT/ALERT® Zubehör

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
233766	BACT/ALERT® Subkulturnadeln (steril) Zur einfachen Materialentnahme aus Blutkulturflaschen. Schutz vor Stichverletzungen	100 Stück	auf Anfrage
A100720	BACT/ALERT Safety SubCulture Unit (SCU) Nadellose Subkultureinheit (steril). Zur einfachen und sicheren Materialentnahme aus Blutkulturflaschen	360 Stück	auf Anfrage
A100722	BACT/ALERT Safety SubCulture Unit 2 (SCU2) Nadellose Subkultureinheit (steril). Zur einfachen und sicheren Materialentnahme aus Blutkulturflaschen	288 Stück	auf Anfrage
A100730	BACT/ALERT Transfer Cap Set (TCS)	180 Stück	auf Anfrage
A100760	BACT/ALERT Adapterkappen Adaptersystem für die direkte Blutabnahme in die Blutkulturflasche	600 Stück	auf Anfrage
A100761	BACT/ALERT Adapterkappen Einsätze	840 Stück	auf Anfrage
259662	BACT/ALERT Barcode-Etiketten	2.000 Stück	auf Anfrage
421931	BACT/ALERT Reflectance Standards	1 x 2 Stück	auf Anfrage
514382-1	BACT/ALERT 3D Thermometer	1 Stück	auf Anfrage

MYKOBAKTERIENDIAGNOSTIK

- ▶ Automatisierte Mykobakteriendiagnostik
- ▶ Nachweis von Mykobakterien

MYKOBAKTERIENDIAGNOSTIK

MYKOBAKTERIENDIAGNOSTIK

► Automatisierte Mykobakteriendiagnostik

► Nachweis von Mykobakterien

Automatisierte Mykobakteriendiagnostik

BACT/ALERT® 3D

BACT/ALERT® 3D System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
200290	BACT/ALERT® 3D 120 System mit 120 Messplätzen, rechts	–	auf Anfrage
200291	BACT/ALERT 3D 120 System mit 120 Messplätzen, links	–	auf Anfrage
210147	BACT/ALERT 3D 240 Kontrollmodul	–	auf Anfrage
210161	BACT/ALERT 3D 240 Inkubationsmodul mit 240 Messplätzen, rechts	–	auf Anfrage
210159	BACT/ALERT 3D 240 Inkubationsmodul mit 240 Messplätzen, links	–	auf Anfrage

BACT/ALERT® 3D 240

BACT/ALERT® 3D
120 Combo

MYKOBAKTERIENDIAGNOSTIK

► Automatisierte Mykobakteriendiagnostik

► Nachweis von Mykobakterien

Nachweis von Mykobakterien

BACT/ALERT®

Anzucht aus respiratorischem Material

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
419744	BACT/ALERT® MP Polycarbonatflasche Flasche zur Anzucht von Mykobakterien aus respiratorischen u. a. Untersuchungsmaterialien außer Blutproben	100 Flaschen	auf Anfrage
414997	M.A.S. Antibiotika-Supplement Antibiotikagemisch zur Unterdrückung der Begleitflora sowie Rekonstitutionslösung zum Auflösen des Antibiotikagemisches und Supplementierung von sterilen Untersuchungsmaterialien	2 x 5 Flaschen (100 Testansätze)	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

IDENTIFIZIERUNG

IDENTIFIZIERUNG

► Manuelle Schnellteste

- Diagnostik von Mykoplasmen
- Diagnostik von Campylobacter
- Biochemische Identifizierung
- VITEK® Massenspektrometrie

EMPFindlichkeitsprüfung

- RAPIDEC® Bestätigungstest
- VITEK Vollautomatisierte Methode
- VITEK REVEAL™
- ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Manuelle Schnellteste

Staphylokokken

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
55181	Kaninchenplasma *	8 x 0,5 ml	auf Anfrage
55182	Kaninchenplasma *	3,5 ml	auf Anfrage

* IVD Reagenzien

Streptokokken

55902	Bacitracin-Testblättchen A-Streptokokken	2 x 15 Blättchen	auf Anfrage
-------	---	------------------	-------------

Streptococcus pneumoniae

55912	Optochin-Testblättchen für den Pneumokokken-Nachweis	2 x 30 Blättchen	auf Anfrage
-------	---	------------------	-------------

IDENTIFIZIERUNG

► Manuelle Schnellteste

► Diagnostik von Mykoplasmen

► Diagnostik von Campylobacter

► Biochemische Identifizierung

► VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

► RAPIDEC® Bestätigungstest

► VITEK Vollautomatisierte Methode

► VITEK REVEAL™

► ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Diagnostik von Mykoplasmen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
422083	Mycoplasma IST 3 Anzucht, Identifizierung, Keimzahl- und Resistenzbestimmung von Mykoplasmen aus dem Urogenitaltrakt	25 Tests	auf Anfrage
42507	Mycoplasma Vorbereitung Transport von Mykoplasmen und Rekonstitution der Harnstoff-Arginin-Bouillon LYO2	8 Ansätze	auf Anfrage
42508	Urée – Arginine LYO 2 Diagnostik von Mykoplasmen aus dem Urogenitaltrakt (Nachweis)	25 Fläschchen	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von *Campylobacter*
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie


EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Diagnostik von *Campylobacter*

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
AEB520270	CASA® Agar Selektives Nährmedium zum Nachweis und zur Zählung von <i>Campylobacter</i>	20 Stück	auf Anfrage
20800	API® Campy Identifizierung von <i>Campylobacter</i>	12 Streifen 24 Medien	auf Anfrage
43361	Campylosel Agar (CAM) Selektive Anzucht und Isolierung von <i>Campylobacter</i>	20 Stück	auf Anfrage
45534	GENbag anaer Kunststoffbeutel und Generatoren zur Anzucht anaerober Keime *	20 Stück	auf Anfrage
96125	GENbox microaer	10 Generatoren	auf Anfrage
45532	GENbag microaer * Kunststoffbeutel und Generatoren zur Anzucht microaerophiler Keime	20 Stück	auf Anfrage
96127	GENbox: 2,5 Liter Anaerobiertopf	für 12 Platten	auf Anfrage
96128	GENbox: 7,0 Liter Anaerobiertopf	für 42 Platten	auf Anfrage

* entspricht DIN 58942.



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales
- ▶ Hefen
- ▶ Listerien
- ▶ Neisseria und Haemophilus
- ▶ Nonfermenter
- ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)
- ▶ Staphylokokken
- ▶ Streptokokken
- ▶ Software
- ▶ Manuelle Zusatzteste
- ▶ Zusatzreagenzien
- ▶ Suspensionsmedien
- ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
- ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
- ▶ Zubehör
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

API®

Anaerobier

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
20300	API® 20 A Identifizierung von Anaerobiern	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
32300	RAPID ID 32 A, 4 h Test	25 Streifen	auf Anfrage

Campylobacter

20800	API® Campy Identifizierung von <i>Campylobacter</i>	12 Streifen 24 Medien	auf Anfrage
-------	--	-----------------------	-------------

Coryneforme Bakterien

20900	API® Coryne Identifizierung coryneformer Bakterien	12 Streifen 24 Medien	auf Anfrage
-------	---	-----------------------	-------------

Enterobacterales

10100	API® 10 S Identifizierung von <i>Enterobacterales</i>	50 Streifen	auf Anfrage
20701	RAPID 20 E, 4 h Test Identifizierung von <i>Enterobacterales</i>	25 Streifen	auf Anfrage
20100	API 20 E Identifizierung von <i>Enterobacterales</i> und anderen gramnegativen Stäbchen	25 Streifen	auf Anfrage
20120	API 20 E Reagenzien Kit: James, Nit 1, Nit 2, TDA, VP 1, VP 2	6 Ampullen	auf Anfrage
32400	ID 32 E Identifizierung von gramnegativen Stäbchen	25 Streifen	auf Anfrage
32700	RAPID ID 32 E, 4 h Test Identifizierung von <i>Enterobacterales</i>	25 Streifen	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales

- ▶ Hefen
- ▶ Listerien
- ▶ Neisseria und Haemophilus
- ▶ Nonfermenter
- ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)

- ▶ Staphylokokken
- ▶ Streptokokken
- ▶ Software
- ▶ Manuelle Zusatzteste
- ▶ Zusatzreagenzien
- ▶ Suspensionsmedien
- ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
- ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
- ▶ Zubehör

▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

API®

Hefen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
10500	API® Candida Identifizierung von <i>Candida</i> und verwandten Arten	10 Streifen 10 Medien	auf Anfrage
20210	API 20 C AUX (Assimilation) Identifizierung von <i>Candida</i> und verwandten Arten	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
32200	ID 32 C (Assimilation) Identifizierung von <i>Candida</i> und verwandten Arten	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage

Listerien

10300	API® Listeria Identifizierung von Listerien	10 Streifen 10 Medien	auf Anfrage
-------	--	-----------------------	-------------

Neisseria und Haemophilus

10400	API® NH, 2 h Test Identifizierung von Neisserien und <i>Haemophilus</i> Arten	10 Streifen 10 Medien	auf Anfrage
-------	--	-----------------------	-------------

Nonfermenter

20050	API® 20 NE Identifizierung von gramnegativen, nicht fermentierenden Bakterien	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
-------	--	-----------------------	-------------

Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)

50300	API® 50 CH (50 Kohlenhydrate) zur Differenzierung von Keimen	10 x 50 Reaktionen	auf Anfrage
50430	API 50 CHE/B-Medium zur Differenzierung von <i>Enterobacterales</i> und aeroben Sporenbildnern mit API 50 CH	10 Ampullen	auf Anfrage
50410	API 50 CHL-Medium zur Differenzierung von Laktobazillen mit API 50 CH	10 Ampullen	auf Anfrage
25200	API ZYM Mikromethode zum halbquantitativen Nachweis von Enzymaktivitäten (Zusatzreagenzien ZYM A und ZYM B)	25 Streifen	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales
 - ▶ Hefen
 - ▶ Listerien
 - ▶ Neisseria und Haemophilus
 - ▶ Nonfermenter
 - ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)
- ▶ Staphylokokken
- ▶ Streptokokken
- ▶ Software
- ▶ Manuelle Zusatzteste
- ▶ Zusatzreagenzien
- ▶ Suspensionsmedien
- ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
- ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
- ▶ Zubehör
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

API®

Staphylokokken

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
20500	API® Staph Identifizierung von Staphylokokken	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
32500	ID 32 Staph Identifizierung von Staphylokokken	25 Streifen	auf Anfrage

Streptokokken

20600	API® 20 Strep Identifizierung von Streptokokken	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
32600	RAPID ID 32 Strep, 4 h Test Identifizierung von Streptokokken	25 Streifen	auf Anfrage

Software

424275	APIWEB™ Online-Identifizierungssoftware für API- und ID 32-Systeme	Jahreslizenz	auf Anfrage
2300093	API® Telefonische Abfrage je Profil	je Profil	auf Anfrage

Manuelle Zusatzteste

55561	ID Color Katalase gebrauchsfertiges farbstoffhaltiges Katalase-Reagenz	2 x 5 ml	auf Anfrage
55635	Oxidase Reagenz (flüssig)	50 x 0,75 ml Ampullen	auf Anfrage
55902	Bacitracin-Testblättchen A-Streptokokken	2 x 15 Blättchen	auf Anfrage
55912	Optochin-Testblättchen für den Pneumokokken-Nachweis	2 x 30 Blättchen	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales
 - ▶ Hefen
 - ▶ Listerien
 - ▶ Neisseria und Haemophilus
 - ▶ Nonfermenter
 - ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)
 - ▶ Staphylokokken
 - ▶ Streptokokken
 - ▶ Software
 - ▶ Manuelle Zusatzteste
 - ▶ Zusatzreagenzien
 - ▶ Suspensionsmedien
 - ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
 - ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
 - ▶ Zubehör
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

API®

Zusatzreagenzien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE																									PREIS
20120	API® 20 E Reagenzien Kit	6 Ampullen																									auf Anfrage
50120	API M Medium	10 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
50110	API OF Medium	10 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
70510	BCP	5 ml Flaschen																									auf Anfrage
70520	Ehrlich's Reagenz	2 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
70562	FB	2 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
70542	James Reagenz Indolnachweis	2 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
70491	Ninhydrin	2 x 5 ml Flaschen																									auf Anfrage
70442	NIT 1 & NIT 2 Kit	2 x 5 ml NIT 1; 2 x 5 ml NIT 2																									auf Anfrage
55635	Oxidase Reagenz (flüssig)	50 x 0,75 ml Ampullen																									auf Anfrage
70492	PYZ	2 x 5 ml Flaschen																									auf Anfrage
70402	TDA Reagenz	2 Ampullen																									auf Anfrage
70422	VP 1 & VP 2 Kit	2 x 5 ml VP 1; 2 x 5 ml VP 2																									auf Anfrage
70572	VP A & VP B Kit	5 ml VP A; 5 ml VP B																									auf Anfrage
70530	Xylen Reagenz	2 x 5 ml Flaschen																									auf Anfrage
70380	Zinkpulver	2 x 10 g																									auf Anfrage
70494	ZYM A	2 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage
70493	ZYM B	2 x 5 ml Ampullen																									auf Anfrage

10100 API® 10 S
 20300 API 20 A
 20210 API 20 C AUX
 20100 API 20 E
 20050 API 20 NE
 50300 API 50 CH
 20800 API Campy
 10500 API Candida
 20900 API Coryne
 10300 API Listeria
 10400 API NH
 20500 API Staph
 20600 API Strep
 32200 ID 32 C
 32400 ID 32 E
 32500 ID 32 Staph
 20701 RAPID 20 E
 32300 RAPID ID 32 A
 32700 RAPID ID 32 E
 32600 RAPID ID 32 Strep

• optional zu bestellen.
 Δ in Originalpackung enthalten.

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales
 - ▶ Hefen
 - ▶ Listerien
 - ▶ Neisseria und Haemophilus
 - ▶ Nonfermenter
 - ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)
- ▶ Staphylokokken
- ▶ Streptokokken
- ▶ Software
- ▶ Manuelle Zusatzteste
- ▶ Zusatzreagenzien
 - ▶ Suspensionsmedien
 - ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
- ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
- ▶ Zubehör
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

API®

Suspensionsmedien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE																	PREIS
20070	API® NaCl 0,85 % Medium	100 x 2 ml Ampullen						•			Δ						•		auf Anfrage
20040	API NaCl 0,85 % Medium	100 x 3 ml Ampullen									•						•		auf Anfrage
20230	API NaCl 0,85 % Medium	100 x 5 ml Ampullen	•				•		•	•									auf Anfrage
70700	API Suspension Medium Aqua dest pH 5,8–6,2	100 x 2 ml Ampullen					•									•	•	•	auf Anfrage
70640	API Suspension Medium Aqua dest pH 5,8–6,2	100 x 3 ml Ampullen															•	•	auf Anfrage
20150	API Suspension Medium Aqua dest pH 5,8–6,2	100 x 5 ml Ampullen	•				•												auf Anfrage

Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien

15710	ATB™ Pipettenspitzen steril	50 Btl. à 10 St.															•	•	•	auf Anfrage
4444	ATB-Pipettenspitzen steril verpackt	5 Boxen à 96 St.															•	•	•	auf Anfrage
4014	Elektronische ATB-Pipette	1 Stück															•	•	•	auf Anfrage
4210	Elektronische ATB-Pipette - Ladestation	1 Stück															•	•	•	auf Anfrage
70900	McFarland Standards	0,5–5	•	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	auf Anfrage
70100	Paraffinöl	125 ml Flaschen	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	auf Anfrage
234-1S	Psipetten 5 ml, einzeln/steril	400 Pipetten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				auf Anfrage
70610	Wattetupfer steril, einzeln verpackt	100 Stück		•					•		•							•	•	auf Anfrage

• optional zu bestellen.
Δ in Originalpackung enthalten.

10100 API® 10 S
20300 API 20 A
20210 API 20 C AUX
20100 API 20 E
20050 API 20 NE
50300 API 50 CH
20800 API Campy
10500 API Candida
20900 API Coryne
10300 API Listeria
10400 API NH
20500 API Staph
20600 API Strep
32200 ID 32 C
32400 ID 32 E
32500 ID 32 Staph
20701 RAPID 20 E
32300 RAPID ID 32 A
32700 RAPID ID 32 E
32600 RAPID ID 32 Strep

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
 - ▶ Anaerobier
 - ▶ Campylobacter
 - ▶ Coryneforme Bakterien
 - ▶ Enterobacterales
 - ▶ Hefen
 - ▶ Listerien
 - ▶ Neisseria und Haemophilus
 - ▶ Nonfermenter
 - ▶ Spezielle Auswertungen (Identifizierungen)
 - ▶ Staphylokokken
 - ▶ Streptokokken
 - ▶ Software
 - ▶ Manuelle Zusatzteste
 - ▶ Zusatzreagenzien
 - ▶ Suspensionsmedien
 - ▶ Zusatzreagenzien/Verbrauchsmaterialien
- ▶ ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen
- ▶ Zubehör

▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

Biochemische Identifizierung

ID 32-Teststreifen für die Identifizierung von Keimen

RAPID ID 32 Identifizierungen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
32300	RAPID ID 32 A, 4 h Test Identifizierung von Anaerobiern	25 Streifen	auf Anfrage
32700	RAPID ID 32 E, 4 h Test Identifizierung von <i>Enterobacterales</i>	25 Streifen	auf Anfrage
32600	RAPID ID 32 Strep, 4 h Test Identifizierung von Streptokokken	25 Streifen	auf Anfrage

ID 32 Identifizierungen (24 Stunden)

32400	ID 32 E Identifizierung von gramnegativen Stäbchen	25 Streifen	auf Anfrage
32200	ID 32 C (Assimilation) Identifizierung von <i>Candida</i> und verwandten Arten	25 Streifen 25 Medien	auf Anfrage
32500	ID 32 Staph Identifizierung von Staphylokokken	25 Streifen	auf Anfrage

Zubehör

15512	ATB™ DENSIMAT-Prüfkit	1 Stück	auf Anfrage
99234	ATB Expression DENSIMAT	1 Stück	auf Anfrage
4444	ATB-Pipettenspitzen steril verpackt	5 Boxen à 96 St.	auf Anfrage
4014	Elektronische ATB-Pipette	1 Stück	auf Anfrage
4210	Elektronische ATB-Pipette – Ladestation	1 Stück	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie
 - ▶ Funktion – VITEK® MS PRIME
 - ▶ VITEK MS PRIME System
 - ▶ MAESTRIA™ Middleware
 - ▶ VITEK MS PRIME Verbrauchsmaterial und Zubehör

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Massenspektrometrie

VITEK® MS PRIME

VITEK® MS PRIME

VITEK PICKME™

VITEK® MS PRIME: Mikrobiologische Erfahrung trifft Innovation

Verbesserte Produktivität durch Automatisierung

VITEK® MS PRIME ist ein kompaktes Benchtop Massenspektrometer zur Identifizierung von Mikroorganismen. Mit der aktuellsten MALDI-TOF Technologie liefert das System innerhalb von Sekunden eine eindeutige und präzise Identifizierung auf Spezies-, Genus- und Familienebene.

- ▶ Automatisiertes und kontinuierliches Beladen bis zu 16 Targets
- ▶ Priorisierung wichtiger Proben
- ▶ Lebenslanger Laser, mit patentierte Laserbestrahlung für mehr Stabilität und Sensibilität und weniger Wartung
- ▶ Kürzere Flugröhre mit höheren Laserfrequenzen, was zu einem verbesserten dynamischen Bereich und Probendurchsatz führt
- ▶ Neuer Hybriddetektor ideal für mikrobiologische Anwendungen mit hohem Durchsatz und großem Massenbereich
- ▶ Gleiche Reagenzien und standardisierte Extraktions/Deaktivierungs-Protokolle wie VITEK MS PRIME
- ▶ VITEK MS PRIME mit SARAMIS® – Zusätzliche vom Anwender erweiterbare Datenbank



VITEK MS PRIME optimierter Workflow – Drei einfache Schritte

Schritt 1: Probenvorbereitung



Schritt 2: Messung



Schritt 3: Ergebnisvalidierung



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie
 - ▶ Funktion – VITEK® MS PRIME
 - ▶ VITEK MS PRIME System
 - ▶ MAESTRIA™ Middleware
 - ▶ VITEK MS PRIME Verbrauchsmaterial und Zubehör

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® PICKME™ für VITEK MS PRIME

VITEK® MS PRIME


VITEK® MS PRIME

VITEK PICKME™

Eine einfache standardisierte Lösung um Kolonien auf die Spots der VITEK® MS MALDI-TOF Slides aufzubringen


1

Wählen Sie eine Spitze




2

Picken Sie eine Kolonie (den Mikroorganismus)



3

Verteilen Sie die Kolonie auf dem Spot am Target



4

Entsorgen Sie die Spitze



VITEK® PICKME™ für VITEK MS PRIME

VITEK® PICKME™ ist ein Hilfsmittel zur Rationalisierung und Standardisierung der Target-Vorbereitung. VITEK PICKME spart Zeit und verbessert die Effizienz.

Eine Studie (ASM 2019) hat gezeigt, dass mit dem VITEK PICKME anwenderbedingte Variabilitäten reduziert werden. Die Probenvorbereitungszeit wird um 26-42 % verkürzt und die Spots zeigen eine bessere Homogenität, sowohl bei erfahrenen als auch bei neuen Anwendern.



VITEK® MS PRIME



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

- ▶ Funktion – VITEK® MS PRIME

- ▶ VITEK MS PRIME System

- ▶ MAESTRIA™ Middleware

- ▶ VITEK MS PRIME Verbrauchsmaterial und Zubehör

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Massenspektrometrie

VITEK® MS PRIME

VITEK® MS PRIME System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423281	VITEK® MS PRIME Lineares MALDI-TOF Massenspektrometer inklusive IVDR-CE markierter Datenbank und PC zur Systemsteuerung	Instrument	auf Anfrage

MAESTRIA™ Middleware

411402	MAESTRIA™ Middleware Innovative Softwarelösung zur Konsolidierung der Ergebnisse von VITEK® 2, VITEK MS PRIME und BACT/ALERT®. Die Software ist obligater Bestandteil von VITEK MS PRIME und dient u.a. der Kommunikation mit der Labor-EDV. MAESTRIA bietet außerdem Unterstützung in den Bereichen Konnektivität, Workflow- und Informationsmanagement	–	auf Anfrage
17552	VILINK® Fernzugriff über eine gesicherte Netzwerkverbindung	–	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ **VITEK® Massenspektrometrie**
 - ▶ Funktion – VITEK® MS PRIME
 - ▶ VITEK MS PRIME System
 - ▶ MAESTRIA™ Middleware
- ▶ VITEK MS PRIME Verbrauchsmaterial und Zubehör

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Massenspektrometrie

VITEK® MS PRIME

VITEK® MS PRIME Verbrauchsmaterial und Zubehör

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
411092	VITEK® MS PRIME Starter Kit	1 Stück	auf Anfrage
411071	CHCA (alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid) Matrix-Lösung	5 x 0,5 ml	auf Anfrage
411072	Ameisensäure zur Proteinextraktion bei schwierig zu identifizierenden Organismen (z. B. Hefen)	5 x 0,5 ml	auf Anfrage
410893	Einwegtargets mit je 48 Positionen	4 x 8 Targets	auf Anfrage
423710 <i>Neu</i>	VITEK MS SMART Calibrant gebrauchsfertige Kalibrierlösung	5 x 0,2 ml	auf Anfrage
411721	VITEK MS Silica Trockengel	500 g	auf Anfrage
417172	VITEK MS PRIME Extraktionskit für Blutkulturflaschen 4 x 25 Tests, nur zu Forschungszwecken	100 Tests	auf Anfrage
415659	VITEK MS PRIME Extraktionskit für Mykobakterien/Nocardien	100 Tests	auf Anfrage
415680	VITEK MS PRIME Extraktionskit für Pilze	100 Tests	auf Anfrage
424179 <i>Neu</i>	VITEK MITUBE™ Extraktionskit für positive Blutkulturen	24 Tests	auf Anfrage
424180 <i>Neu</i>	VITEK MITUBE Collar Adapter MITUBE für Nadellosen Workflow	120 Tests	auf Anfrage
424296 <i>Neu</i>	Heizblockeinsatz für VITEK MS-Targets für die Trocknung der VITEK MS-Targets bei Verwendung von VITEK MITUBE	1 Stück	auf Anfrage
423546	VITEK PICKME™ Pen	1 Stück	auf Anfrage
423551	VITEK PICKME Nibs	18 x 96 Nibs	auf Anfrage

VITEK® MS PRIME



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

IDENTIFIZIERUNG

- Manuelle Schnellteste
- Diagnostik von Mykoplasmen
- Diagnostik von Campylobacter
- Biochemische Identifizierung
- VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- RAPIDEC® Bestätigungstest
- VITEK Vollautomatisierte Methode
- VITEK REVEAL™
- ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

RAPIDEC® Bestätigungstest

Bestätigungstest für Carbapenemasebildner

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
415418	RAPIDEC® CARBA NP Manueller Bestätigungstest für Carbapenemasebildner	10 Bestimmungen	auf Anfrage
417498	RAPIDEC CARBA NP Manueller Bestätigungstest für Carbapenemasebildner	25 Bestimmungen	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
 - ▶ VITEK 2 und VITEK 2 XL Systeme
 - ▶ VITEK 2 Zubehör
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Systeme
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Zubehör
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Veterinärmedizin
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Vollautomatisierte Methode

VITEK® 2

VITEK® 2 und VITEK 2 XL Systeme

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
27226	VITEK® 2-Linie zur gleichzeitigen Abarbeitung von 60 Testkarten	–	auf Anfrage
27228	VITEK 2 XL-Linie zur gleichzeitigen Abarbeitung von 120 Testkarten	–	auf Anfrage
4707046	VITEK STATION	–	auf Anfrage
27700	VITEK 2 Carrier	–	auf Anfrage
422220	VITEK DENSICHEK® Basiseinheit	1 Stück	auf Anfrage
423000	VITEK DENSICHEK mobile optische Einheit	1 Stück	auf Anfrage
422219	VITEK DENSICHEK McFarland Standards	1 Kit	auf Anfrage
21255	Kalibrator DENSICHEK Plus McFarland Standards 0,5/2,0/3,0	1 Kit	auf Anfrage
17552	VILINK® Fernzugriff über eine gesicherte Netzwerkverbindung	–	auf Anfrage

VITEK 2 Zubehör

V1200	Dispensette III	1 Stück	auf Anfrage
V1204	Suspensionsmedium (NaCl 0,45 %)	3 x 500 ml	auf Anfrage
423718	Suspensionsmedium (NaCl 0,45 %)	12 x 1.000 ml	auf Anfrage
417820	Saline bags (NaCl 0,45 %)	14 x 1.000 ml	auf Anfrage
21219	Pipettor-Dilutor-Kit	340 Ansätze	auf Anfrage
69285	Unsensitized Tubes	2.000 Röhrchen	auf Anfrage



VITEK® DENSICHEK®



VITEK® 2



VITEK® 2 XL



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
 - ▶ VITEK 2 und VITEK 2 XL Systeme
 - ▶ VITEK 2 Zubehör
- ▶ VITEK 2 COMPACT Systeme
- ▶ VITEK 2 COMPACT Zubehör
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Veterinärmedizin
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Vollautomatisierte Methode

VITEK® 2 COMPACT

VITEK® 2 COMPACT Systeme

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
27415	VITEK® 2 COMPACT 15-Linie zur gleichzeitigen Abarbeitung von 15 Testkarten	–	auf Anfrage
27530	VITEK 2 COMPACT 30-Linie zur gleichzeitigen Abarbeitung von 30 Testkarten	–	auf Anfrage
27560	VITEK 2 COMPACT 60-Linie zur gleichzeitigen Abarbeitung von 60 Testkarten	–	auf Anfrage
17552	VILINK® Fernzugriff über eine gesicherte Netzwerkverbindung	–	auf Anfrage

VITEK 2 COMPACT Zubehör

V1200	Dispensette III	1 Stück	auf Anfrage
V1204	Suspensionsmedium (NaCl 0,45 %)	3 x 500 ml	auf Anfrage
423718	Suspensionsmedium (NaCl 0,45 %)	12 x 1.000 ml	auf Anfrage
417820	Saline bags (NaCl 0,45 %)	14 x 1.000 ml	auf Anfrage
21219	Pipettor-Dilutor-Kit	340 Ansätze	auf Anfrage
30507	Pipettenspitzen (0,5–250 µl)	1 x 96 Stück	auf Anfrage
30501	Pipettenspitzen (100–1.000 µl)	1 x 96 Stück	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
 - ▶ VITEK 2 und VITEK 2 XL Systeme
 - ▶ VITEK 2 Zubehör
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Systeme
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Zubehör
- ▶ VITEK 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen
- ▶ VITEK 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung
- ▶ VITEK 2 Testkarten für die Veterinärmedizin
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Vollautomatisierte Methode

VITEK® 2

VITEK® 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
21341	VITEK® 2 GN Identifizierung von <i>Enterobacterales</i> und Nonfermenter	20 Karten	auf Anfrage
21342	VITEK 2 GP Identifizierung grampositiver Keime (Staphylokokken, Enterokokken, Streptokokken und Verwandte, Aerokokken, Mikrokokken, Gemella, Kocuria, Lactokokken, Leuconostoc und Listerien)	20 Karten	auf Anfrage
21346	VITEK 2 NH Identifizierung von Neisserien, <i>Haemophilus</i> und anderen anspruchsvollen Keimen	20 Karten	auf Anfrage
21347	VITEK 2 ANC Identifizierung von Anaerobiern und coryneformen Keimen	20 Karten	auf Anfrage
21343	VITEK 2 YST Identifizierung von Hefen und hefeähnlichen Pilzen	20 Karten	auf Anfrage
21345	VITEK 2 BCL * Identifizierung von aeroben Sporenbildnern	20 Karten	auf Anfrage
21348	VITEK 2 CBC * Identifizierung von Corynebakterien	20 Karten	auf Anfrage

* Nur für Forschungszwecke!



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
 - ▶ VITEK 2 und VITEK 2 XL Systeme
 - ▶ VITEK 2 Zubehör
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Systeme
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Zubehör
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Veterinärmedizin
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Vollautomatisierte Methode

VITEK® 2

VITEK® 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung

Gramnegative Stäbchen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
424541	VITEK® 2 AST-N443 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime	20 Karten	auf Anfrage
424785 <i>Neu</i>	VITEK 2 AST-N455 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime	20 Karten	auf Anfrage
424786 <i>Neu</i>	VITEK 2 AST-N456 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime	20 Karten	auf Anfrage
424787 <i>Neu</i>	VITEK 2 AST-N457 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime	20 Karten	auf Anfrage

Grampositive Kokken

421913	VITEK® 2 AST-P655 Empfindlichkeitsprüfung von Enterokokken und Streptokokken der Gruppe B	20 Karten	auf Anfrage
22233	VITEK 2 AST-P580 Empfindlichkeitsprüfung von Staphylokokken	20 Karten	auf Anfrage
417951	VITEK 2 AST-P636 Empfindlichkeitsprüfung von Staphylokokken	20 Karten	auf Anfrage

Streptokokken

421040	VITEK® 2 AST-ST03 Empfindlichkeitsprüfung von Streptokokken	20 Karten	auf Anfrage
--------	---	-----------	-------------

Hefen

420739	VITEK® 2 AST-YS08 Empfindlichkeitsprüfung von Hefen	20 Karten	auf Anfrage
--------	---	-----------	-------------



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
 - ▶ VITEK 2 und VITEK 2 XL Systeme
 - ▶ VITEK 2 Zubehör
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Systeme
 - ▶ VITEK 2 COMPACT Zubehör
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die kolorimetrische Identifizierung von Keimen
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Empfindlichkeitsprüfung
 - ▶ VITEK 2 Testkarten für die Veterinärmedizin
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® Vollautomatisierte Methode

VITEK® 2

VITEK® 2 Testkarten für die Veterinärmedizin

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
421825	VITEK® 2 AST-GP79 Empfindlichkeitsprüfung grampositiver Keime, <i>Nutztiere</i>	20 Karten	auf Anfrage
421826	VITEK 2 AST-GP80 Empfindlichkeitsprüfung grampositiver Keime, <i>Kleintiere</i>	20 Karten	auf Anfrage
421849	VITEK 2 AST-GN96 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime, <i>Nutztiere</i>	20 Karten	auf Anfrage
422000	VITEK 2 AST-GN97 Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Keime, <i>Kleintiere</i>	20 Karten	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
 - ▶ Funktion – VITEK REVEAL
 - ▶ VITEK REVEAL System
 - ▶ VITEK REVEAL Verbrauchsmaterial und Zubehör
 - ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® REVEAL™

VITEK® REVEAL™

VITEK® REVEAL™: Rapid AST aus positiver Blutkultur in 5,5 Stunden

Das in das bioMérieux-Lösungskonzept zur Sepsis integrierte VITEK® REVEAL™-System ermöglicht taggleiche Ergebnisse der antimikrobiellen Empfindlichkeitsprüfung (AST), um Sie bei der Behandlung von Blutstrominfektionen zu unterstützen.

Schnell

- ▶ Liefert phänotypische AST-Ergebnisse in durchschnittlich 5,5 Stunden
- ▶ Direkt aus positiver Blutkultur
- ▶ Echtzeit-Überwachung der minimalen Hemmkonzentration (MHK)
- ▶ Ergebnisse innerhalb einer einzigen Schicht, im Vergleich zu zwei Tagen mit herkömmlichen AST-Methoden

Einfach

- ▶ Zeit- und Kostenersparnis dank einer Probenvorbereitung in durchschnittlich unter drei Minuten
- ▶ Keine Trennung der roten Blutkörperchen erforderlich
- ▶ Bidirektionale Konnektivität mit MAESTRIA™ oder LIS
- ▶ Zugriff auf die Serviceleistungen von bioMérieux von der Beratung bis zur Integration

Skalierbar

- ▶ Einfache Skalierbarkeit von 4 bis zu 24 Proben pro Schicht
- ▶ Schmales Design für mehr Platz: Gerade einmal 20 cm hoch und 43 cm breit
- ▶ Ohne Single Point of Failure zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs

Umsetzbar

- ▶ Breite antimikrobielle Abdeckung für gramnegative Blutstrominfektionen
- ▶ Bis zu 23 antimikrobielle Wirkstoffe im europäischen Panel
- ▶ Umsetzbare Ergebnisse dank MHK-Bestimmung und Einstufung in die Empfindlichkeitskategorien S, I, R
- ▶ Ermöglicht eine schnellere Deeskalation der Antibiotikatherapie zur Unterstützung des verantwortungsvollen Einsatzes von Antibiotika

VITEK® REVEAL™



VITEK REVEAL optimierter Workflow

Verdünnen



Überführen



Beimpfen



Mit Sensor-Panel abdecken



Assay versiegeln



AST-Panel starten



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
 - ▶ Funktion – VITEK REVEAL
 - ▶ VITEK REVEAL System
 - ▶ VITEK REVEAL Verbrauchsmaterial und Zubehör
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

VITEK® REVEAL™

VITEK® REVEAL™

VITEK® REVEAL™ Linie

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
4707288	VITEK® REVEAL™	1 Linie	auf Anfrage
900-00001	VITEK REVEAL Modul	1 Modul	auf Anfrage

VITEK REVEAL Verbrauchsmaterial und Zubehör

900-00002	VITEK® REVEAL™ Sensor Panel	20 Stück	auf Anfrage
900-00008	REVEAL AST GN01	20 Stück	auf Anfrage
B1013-4	Renok Tray	240 Stück	auf Anfrage
B1015-7	Inoculum water with pluronic	60 Stück	auf Anfrage

VITEK® REVEAL™



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™

▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

▶ Funktion – ETEST

- ▶ Antibiotika
- ▶ Antimykotika
- ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST
- ▶ Manuelles Zubehör
- ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Einzel-Verpackung

ETEST®

Einzel-Verpackung

Multi-Pack M100-Verpackung

Entwickelt für eine einfache Handhabung

- ▶ ein Streifen pro Packung
- ▶ leicht mit einer Hand zu öffnen
- ▶ einheitliche Lagerungsbedingungen (+8 °C bis -20 °C für alle Antibiotika)

Für einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika.



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™

▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

▶ Funktion – ETEST

- ▶ Antibiotika
- ▶ Antimykotika
- ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST
- ▶ Manuelles Zubehör
- ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Multi-Pack M100-Verpackung





ETEST®

Einzel-Verpackung

Multi-Pack M100-Verpackung

Vorteile der neuen Verpackung

- ▶ **Bestandteile:** Die Packung enthält 10 unabhängige Kartuschen mit je 10 Streifen und jeweils einem Trockenmittel sowie einen Deckel, der die Stabilität der restlichen Streifen in einer Kartusche gewährleistet, nachdem diese geöffnet wurde.
- ▶ **Vereinfachung der Lagerung:** Keine Zwischenlagerung erforderlich, sobald die Verpackung geöffnet ist.
- ▶ **Stabilität:** Verbessert, geprüft und unterstützt durch robuste Stabilitätsstudien.
- ▶ **Workflow-Effizienz:** Kompatibel mit ETEST®-Geräten und Zubehör (SIMPLEX 76™ und NEMA C88™).
- ▶ **Umweltfreundlich:** Wiederverwertbare Deckel und Kartuschen.
- ▶ **Benutzerfreundlich:** Die Kartusche enthält Trockenmittel, welches durch Drücken auf das schmale Ende das Anheben der Streifen unterstützt.



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST

Antibiotika

Antimykotika

Nachweis von Resistenzmechanismen

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST

Manuelles Zubehör


Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Antibiotika

Amikacin bis Ceftarolin		Ceftazidim bis Erythromycin		Fosfomycin bis Nitrofurantoin		Ofloxacin bis Vancomycin	
BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS		
412219	Amikacin	AK	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412243	Amoxicillin	AC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423816	Amoxicillin	AC	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage		
423446	Amoxicillin/Clavulansäure	ACC	0,016-256/2	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423810	Amoxicillin/Clavulansäure	ACC	0,016-256/2	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412241	Amoxicillin/Clavulansäure 2/1	XL	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412253	Ampicillin	AM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423806	Ampicillin	AM	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412251	Ampicillin/Sulbactam	AB	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412257	Azithromycin	AZ	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412259	Aztreonam	AT	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412263	Benzylpenicillin – High range	PG	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423764	Benzylpenicillin – High range	PG	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412265	Benzylpenicillin – Low range	PGL	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423791	Benzylpenicillin – Low range	PLG	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412307	Cefalothin	CE	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412273	Cefepim	PM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423796	Cefepim	PM	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412275	Cefixim	IX	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412281	Cefotaxim – Low range	CTL	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage		
423774	Cefotaxim – Low range	CTL	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage		
412285	Cefoxitin	FX	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
412289	Cefpodoxim	PX	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage		
424000	Ceftarolin	CPT	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage		



EV – Einzel-Verpackung



M100 – Multi-Pack-Verpackung



EV – Einzel-Verpackung



M100 – Multi-Pack-Verpackung

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST

Antibiotika

Antimykotika

Nachweis von Resistenzmechanismen

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST

Manuelles Zubehör

Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Antibiotika

Amikacin bis Ceftarolin		Ceftazidim bis Erythromycin		Fosfomycin bis Nitrofurantoin	Ofloxacin bis Vancomycin
BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
412293	Ceftazidim	TZ	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423779	Ceftazidim	TZ	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
419556	Ceftazidim/Avibactam	CZA	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
414447	Ceftolozan/Tazobactam	C/T	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423777	Ceftolozan/Tazobactam	C/T	0,016-256/4	100 Tests – M100	auf Anfrage
412301	Ceftriaxon – High range	TX	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423772	Ceftriaxon – High range	TX	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
412303	Ceftriaxon – Low range	TXL	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423781	Ceftriaxon – Low range	TXL	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412305	Cefuroxim	XM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412309	Chloramphenicol	CL	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412311	Ciprofloxacin	CI	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423766	Ciprofloxacin	CI	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412313	Clarithromycin	CH	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412315	Clindamycin	CM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423808	Clindamycin	CM	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
412324	Daptomycin	DPC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423812	Daptomycin	DPC	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
421771	Delafloxacin	DFX	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412326	Doripenem	DOR	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412328	Doxycyclin	DC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
424152	Doxycyclin	DC	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
421552	Eravacyclin	ERV	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412332	Ertapenem	ER	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423768	Ertapenem	ETP	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412334	Erythromycin	EM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423823	Erythromycin	EM	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage



EV – Einzel-Verpackung



M100 – Multi-Pack-Verpackung

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST

Antibiotika

Antimykotika

Nachweis von Resistenzmechanismen

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST

Manuelles Zubehör

Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Antibiotika

Amikacin bis Ceftarolin		Ceftazidim bis Erythromycin		Fosfomycin bis Nitrofurantoin	Ofloxacin bis Vancomycin
BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423442	Fosfomycin	FO	0,032-512	30 Tests – EV	auf Anfrage
423815	Fosfomycin	FO	0,032-512	100 Tests – M100	auf Anfrage
424004	Gentamicin – High range	GM	0,064-1024	30 Tests – EV	auf Anfrage
423770	Gentamicin – High range	GM	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
412368	Gentamicin – Low range	GML	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412374	Imipenem	IP	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423635	Imipenem	IP	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
420925	Imipenem/Relebactam	IPR	0,002-32/4	30 Tests – EV	auf Anfrage
423988	Imipenem/Relebactam	IPR	0,002-32/4	100 Tests – M100	auf Anfrage
412382	Kanamycin	KM	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412393	Levofloxacin	LE	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423965	Levofloxacin	LE	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412396	Linezolid	LZ	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412402	Meropenem	MP	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423785	Meropenem	MP	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
421563	Meropenem/Vaborbactam	MEV	0,004-64/8	30 Tests – EV	auf Anfrage
423986	Meropenem/Vaborbactam	MEV	0,004-64/8	100 Tests – M100	auf Anfrage
412404	Metronidazol	MZ	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423798	Metronidazol	MZ	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
412409	Minocyclin	MC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412411	Moxifloxacin	MX	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423983	Moxifloxacin	MX	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
424011	Mupirocin	MU	0,064-1024	30 Tests – EV	auf Anfrage
412422	Netilmicin	NC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
424018 <i>Neu</i>	Nitrofurantoin	NI	0,032-512	30 Tests – EV	auf Anfrage



EV – Einzel-Verpackung



M100 – Multi-Pack-Verpackung

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST

Antibiotika

Antimykotika

Nachweis von Resistenzmechanismen

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST

Manuelles Zubehör

Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Antibiotika

Amikacin bis Ceftarolin		Ceftazidim bis Erythromycin		Fosfomycin bis Nitrofurantoin	Ofloxacin bis Vancomycin
BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
412430	Ofloxacin	OF	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412432	Oxacillin	OX	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412436	Piperacillin	PP	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
421166	Piperacillin/Tazobactam	P/T	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423783	Piperacillin/Tazobactam	P/T	0,016-256/4	100 Tests – M100	auf Anfrage
412450	Rifampicin	RI	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423825	Rifampicin	RI	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412452	Spectinomycin	SC	0,064-1024	30 Tests – EV	auf Anfrage
412461	Teicoplanin	TP	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423795	Teicoplanin	TP	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
424010	Temocillin *	TMO	0,064-1024	30 Tests – EV	auf Anfrage
412471	Tetracyclin	TC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423818	Tetracyclin	TC	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
424314	Tigecyclin	TGC	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423821	Tigecyclin	TGC	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage
412473	Ticarcillin/Clavulansäure	TLc	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
424013 <i>Neu</i>	Tobramycin – High range	TM	0,064-1024	30 Tests – EV	auf Anfrage
412479	Tobramycin – Low range	TML	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412483	Trimethoprim	TR	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412481	Trimethoprim/Sulfamethoxazol	TS	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423967	Trimethoprim/Sulfamethoxazol	TS	0,002-32	100 Tests – M100	auf Anfrage
412488	Vancomycin	VA	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
423787	Vancomycin	VA	0,016-256	100 Tests – M100	auf Anfrage

* Nur für Forschungszwecke!



EV – Einzel-Verpackung



M100 – Multi-Pack-Verpackung

IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

- ▶ Funktion – ETEST

- ▶ Antibiotika

- ▶ Antimykotika

- ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen

- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST

- ▶ Manuelles Zubehör

- ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung


ETEST®

Antimykotika

BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
424316	Amphotericin B	AP	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
423998	Anidulafungin	AND	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412269	Caspofungin	CS	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412350	Fluconazol	FL	0,016-256	30 Tests – EV	auf Anfrage
412352	Flucytosin	FC	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412380	Itraconazol	IT	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412391	Ketoconazol	KE	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
424479 <i>Neu</i>	Posaconazol	POS	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage
412490	Voriconazol	VO	0,002-32	30 Tests – EV	auf Anfrage



EV – Einzel-Verpackung



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST
 - ▶ Antibiotika
 - ▶ Antimykotika
 - ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen
 - ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST
 - ▶ Manuelles Zubehör
 - ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Nachweis von Resistenzmechanismen

AmpC Beta-Lactamasen

BESTELL-NR.	SUBSTANZ	CODE	MHK-BEREICH	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
424026	AmpC Cefotetan/Cefotetan + Cloxacillin *	CN/CNI	0,5-32/0,5-32	30 Tests – EV	auf Anfrage

* Nur für Forschungszwecke!

Extended Spectrum Beta-Lactamasen

423996	ESBL Cefepim/Cefepim + Clavulansäure	PM/PML	0,25-16/0,064-4	30 Tests – EV	auf Anfrage
423994	ESBL Cefotaxim/Cefotaxim + Clavulansäure	CT/CTL	0,25-16/0,016-1	30 Tests – EV	auf Anfrage
423992	ESBL Ceftazidim/Ceftazidim + Clavulansäure	TZ/TZL	0,5-32/0,064-4	30 Tests – EV	auf Anfrage

Metallo Beta-Lactamasen

424006	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA	IP/IPE	4-256/1-64	30 Tests – EV	auf Anfrage
424020	MBL Meropenem/Meropenem + EDTA	MP/MPI	0-125-8/0-032-2	30 Tests – EV	auf Anfrage



EV – Einzel-Verpackung



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFINDLICHKEITSPRÜFUNG


- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST
 - ▶ Antibiotika
 - ▶ Antimykotika
 - ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen
- ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST
- ▶ Manuelles Zubehör
- ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST®

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
411968	Brucella Blutagar (BBA) Isolierung von anaeroben Mikroorganismen und MHK-Bestimmung mit der ETEST®-Methode	2 x 10 Stück	auf Anfrage
421989	Mueller Hinton Cloxa Agar, 90 mm ø Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	20 Stück	auf Anfrage
AEB120291	Mueller Hinton Cloxa Agar, 120 x 120 mm Medium zur Bestätigung von ESBL-bildenden Bakterien	10 Stück	auf Anfrage
413822	Mueller Hinton E Agar (MHE), 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI®	2 x 10 Stück	auf Anfrage
413824	Mueller Hinton E Agar (MHE), 90 mm ø Antibiotika Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionsverfahren, entwickelt gemäß den Empfehlungen der EUCAST und CLSI	10 x 10 Stück	auf Anfrage
421988	RPMI Agar 90 mm ø Medium zur antimykotischen Empfindlichkeitsprüfung von Hefen und Schimmelpilzen mit ETEST	20 Stück	auf Anfrage



IDENTIFIZIERUNG

- ▶ Manuelle Schnellteste
- ▶ Diagnostik von Mykoplasmen
- ▶ Diagnostik von Campylobacter
- ▶ Biochemische Identifizierung
- ▶ VITEK® Massenspektrometrie

EMPFindlichkeitsprüfung

- ▶ RAPIDEC® Bestätigungstest
- ▶ VITEK Vollautomatisierte Methode
- ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung
 - ▶ Funktion – ETEST
 - ▶ Antibiotika
 - ▶ Antimykotika
 - ▶ Nachweis von Resistenzmechanismen
 - ▶ Gebrauchsfertige Nährmedien speziell für ETEST
- ▶ Manuelles Zubehör
- ▶ Zusatzgeräte

ETEST® Manuelle MHK-Bestimmung

ETEST®

Manuelles Zubehör

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
411200	Mini grip Manueller Vakuumstift zur ETEST®-Auflage	1 Stück	auf Anfrage

Zusatzgeräte

559803	ETEST® Retro C80™ Platten Inokulator Gerät zur Inokulation von festen Nährmedien	1 Stück	auf Anfrage
559804	ETEST Nema C88™ Vakuum Pen Gerät zum einfachen Auflegen von ETEST-Streifen	1 Stück	auf Anfrage



EPIDEMIOLOGISCHE ANALYSE

► EPISEQ®

EPIDEMIOLOGISCHE ANALYSE

EPIDEMIOLOGISCHE ANALYSE

► EPISEQ®

EPISEQ®

EPISEQ®

EPISEQ®

EPISEQ CS

EPISEQ SARS-CoV-2

Eine Lösung für verschiedene Anwendungen

bioMérieux EPISEQ® ist eine zuverlässige „Software as a Service“ (SaaS) Lösung zur Durchführung von bakteriellen und viralen Stammtypisierungen direkt aus Rohdaten der Gesamtgenomsequenzierung (Whole Genome Sequencing: WGS).

VERFÜGBARE LÖSUNGEN	
EPISEQ CS	Zur Überwachung nosokomialer Ausbrüche
EPISEQ SARS-CoV-2	Zur Identifizierung von SARS-CoV-2 Varianten
EPISEQ 16S	Für Mikrobiom-Profilings-Analysen

Verarbeitet problemlos grosse Mengen an WGS-Datensätzen in Ihrem Labor

01 UPLOAD

Von Ihrem persönlichen Account auf <https://login.biomerieux.com/episeq/loginPage.html> können Sie Ihre Dateien direkt im FASTQ oder FASTA Format hochladen.

02 ANALYZE

Über ein einfaches Kreditsystem erhalten Sie Zugang zu dem Cloud-Service, der die genomische Charakterisierung und die phylogenetische Analyse der Stämme durchführt.

03 REPORT

Sobald die Analyse abgeschlossen ist, haben Sie Zugriff auf einen leicht zu interpretierenden Bericht. Sie verfügen damit über alle Daten, die Sie zur Untersuchung eines möglichen Ausbruchs oder Clusters benötigen.



EPIDEMIOLOGISCHE ANALYSE

▶ EPISEQ®

EPISEQ® CS

EPISEQ®


EPISEQ®

EPISEQ CS

EPISEQ SARS-CoV-2

Zur Überwachung nosokomialer Ausbrüche

Epidemiologische Analyse



Eine phylogenetische Analyse auf der Grundlage der wgMLST-Profile gibt Aufschluss, inwieweit die Stämme genetisch verwandt sind. Im Laufe der Zeit wird über Ihre verschiedenen Downloads eine umfassende Datenbank aufgebaut, die zum Vergleich neuer Uploads verwendet werden kann (nur mit Abonnement verfügbar).

Typisierungs-Ergebnisse

Typing results		
Typing result	User Typing	Calculated Typing
MLST (Oxford)	36	36
Spa typing		1012
Consult details		

Für die MLST- und Spa*-Typisierung werden Daten aus der Ganzgenomsequenzierung verwendet, um diese mit den herkömmlichen Methoden zu vergleichen.

*nur für *S. aureus*

Entscheidungshilfe



Jede Probe wird mit allen Proben desselben Uploads und mit der historischen Datenbank Ihrer früheren Uploads verglichen. Die Anzahl der wahrscheinlich und möglicherweise (nicht) verwandten Proben im Upload und in der Population wird in einem farbcodierten Diagramm angezeigt.

- Wahrscheinlich nicht verwandt
- Möglicherweise verwandt
- Wahrscheinlich verwandt

Verfügbare Bakterienspezies

- ▶ *Acinetobacter baumannii*
- ▶ *Burkholderia cepacia complex*
- ▶ *Clostridioides difficile* ¹
- ▶ *Enterobacter cloacae complex*
- ▶ *Enterococcus faecium*
- ▶ *Enterococcus faecalis*
- ▶ *Escherichia coli* / *Shigella*
- ▶ *Klebsiella aerogenes* ²
- ▶ *Klebsiella oxytoca*
- ▶ *Klebsiella pneumoniae*
- ▶ *Pseudomonas aeruginosa*
- ▶ *Staphylococcus aureus*
- ▶ *Serratia marcescens*

Früher bekannt als (1) *Clostridioides difficile* und
(2) *Enterobacter aerogenes*



EPIDEMIOLOGISCHE ANALYSE

► EPISEQ®

EPISEQ® SARS-CoV-2

EPISEQ®

EPISEQ®

EPISEQ CS

EPISEQ SARS-CoV-2

Zur Identifizierung von SARS-CoV-2-Varianten aus rohen Sequenzierdaten

EPISEQ® SARS-CoV-2 Software ist eine voll integrierte, webbasierte Anwendung zur Identifizierung von SARS-CoV-2-Varianten aus positiven Proben. Die Software ermöglicht eine einfache, intuitive und standardisierte Analyse der rohen Sequenzierungsdaten zur schnellen Identifizierung von Mutationen und Indels.



Schnellere Identifizierung von SARS-CoV-2 Genomvarianten



Wöchentliche Updates der Pango und NextStrain Nomenklatur



Nachweis von Mutationen, auch im Spike-Protein



Anwenderfreundliche One-Click- Lösung auf Cloud-Basis



Umfassende Berichte (PDF, FASTA und Excel)



Einfaches Reporting an die Gesundheitsbehörden



bioMérieux EPISEQ unterstützt die wichtigsten Sequenzierprotokolle und Plattformen



Nachweis der von der WHO und dem CDC als besorgniserregend eingestuft Varianten („Variants of Concern“, VoCs)

Lieferumfang – PDF bericht

Sample Analysis Report				
Sample ID: CD1733				
Status: Valid sample for SARS-CoV-2 variant identification and good quality genome.				
RESULTS	APPENDIX			
SARS-CoV-2 variant:				
Nextstrain clade	20J/501Y.V3 VOC			
Pango lineage	P.1 VOC			
VOC Variant of concern detected				
SARS-CoV-2 Spike mutations (amino acid changes):				
L18F T20N P26S D138Y R190S K417T E484K N501Y D614G H655Y T1027I V1176F				
Variant of Concern (VOC)				
If a VOC is detected in the sample, it is highlighted in the result table, page 1.				
The definition of the VOC is based on:				
Pango lineage	Nextstrain clade	WHO label	First Detected	Earliest sample date
B.1.1.7	20I/501Y.V1	Alpha	United Kingdom	20 September 2020
P.1	20J/501Y.V3	Gamma	Japan / Brazil	December 2020
B.1.351	20H/501Y.V2	Beta	South Africa	Early August 2020
B.1.427	20C/S:452R	Epsilon	US-California	June 2020
B.1.429	20C/S:452R	Epsilon	US-California	June 2020
B.1.617.2	21A	Delta	India	October 2020

MOLEKULARBIOLOGIE

- ▶ BIOFIRE®
- ▶ ARGENE®
- ▶ EMAG® und NUCLISENS® easyMAG®

MOLEKULARBIOLOGIE

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLISENS® easyMAG®

BIOFIRE® – The Fastest Way to Better Results

BIOFIRE® FILMARRAY®

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH System

BIOFIRE SPOTFIRE® System

BIOFIRE FIREWORKS™

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH System

BIOFIRE® FILMARRAY® ist ein FDA und CE IVDR zertifiziertes Multiplex-PCR-Testsystem. Von der Extraktion, Amplifikation und Detektion bis zur Analyse erfolgt alles in einem geschlossenen System.

BIOFIRE FILMARRAY ermöglicht die syndromische Herangehensweise bei der molekularen Diagnostik von Infektionskrankheiten. Dabei ist das System:

- Genial: 2 Minuten Arbeitszeit
- Einfach: keine präzisen Pipettierschritte notwendig
- Schnell: Analysendauer ~ 1 Stunde

BIOFIRE FILMARRAY Panels für BIOFIRE FILMARRAY TORCH

7 Kits mit IVD-CE, IVDR und FDA-Zulassung sind für eine umfangreiche Diagnostik erhältlich:

- **Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel ***
- **Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR**
- **Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR**
- **Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR**
- **Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel ***
- **Joint Infection (JI) Panel, IVDR**
- **Tropical Fever (TF) Panel, IVDR**

* IVDR Zertifizierung geplant

BIOFIRE FILMARRAY TORCH System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
4704519	BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH	Instrument	auf Anfrage

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH



MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® – The Fastest Way to Better Results

BIOFIRE® SPOTFIRE®

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH System

BIOFIRE SPOTFIRE® System

BIOFIRE FIREWORKS™

BIOFIRE® SPOTFIRE® System

Das BIOFIRE® SPOTFIRE® System ist die neueste Entwicklung in der molekularen Infektionsdiagnostik. Es ist für die Anwendung der SPOTFIRE-Panel konzipiert.

- Minimaler Platzbedarf und vertikal erweiterbar, an Ihren Bedarf anpassbar (bis zu vier Module)
- Einfache Anwendung, intuitive Benutzeroberfläche und optimierter Workflow
- Problemlos mit elektronischen Gesundheitsakten (eGA) und anderen kompatiblen Systemen und Software zu verbinden

BIOFIRE SPOTFIRE Panel für BIOFIRE SPOTFIRE

1 Kit mit IVD-CE und FDA-Zulassung ist für eine umfangreiche Diagnostik erhältlich:

► Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel

BIOFIRE SPOTFIRE System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
4707516	BIOFIRE® SPOTFIRE®	Instrument	auf Anfrage

BIOFIRE® SPOTFIRE®



MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® – The Fastest Way to Better Results

BIOFIRE® FIREWORKS™

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH System

BIOFIRE SPOTFIRE® System

BIOFIRE FIREWORKS™

BIOFIRE® FIREWORKS™

Datengestützte Lösungen optimieren Ihre Labordienstleistungen

BIOFIRE® FIREWORKS™ bietet Zugriff auf ein zentrales Datenmanagement-Webportal, das den Anwender umfassend über Leistung und Auslastung des BIOFIRE-Systems sowie Krankheitsdynamiken informiert und die Verwaltung von Arbeitsabläufen ermöglicht.

Sicher, geschützt und vertraulich

Wir bei bioMérieux wissen, dass der Schutz von Kunden- und Patientendaten von entscheidender Bedeutung ist. Daher steht Cybersicherheit für uns an erster Stelle.

FIREWORKS wird nach Industriestandards und -vorschriften gemäß dem Secure Development Lifecycle konzipiert, entwickelt und implementiert, um die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Informationen auf Knopfdruck. Jederzeit und überall.

FIREWORKS ist mit den BIOFIRE-Systemen kompatibel und ermöglicht den Zugriff und Einblick auf alle erhältlichen BIOFIRE-Panels. Mit FIREWORKS können Sie in jeder Gesundheitseinrichtung Zeit einsparen, die Arbeitsbelastung verringern und effizientere Arbeitsabläufe schaffen.



BIOFIRE FIREWORKS

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
424209	BIOFIRE® FIREWORKS™	Software	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel
- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

BIOFIRE® FILMARRAY® ist ein anwenderfreundliches Multiplex-PCR-System mit vielen Applikationsmöglichkeiten. Folgende Panels sind FDA und CE zertifiziert:

- **Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel ***
- **Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR**
- **Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR**
- **Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR**
- **Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel ***
- **Joint Infection (JI) Panel, IVDR**
- **Tropical Fever (TF) Panel, IVDR**

Die Panels RP2.1*plus*, BCID2, GI, ME, PN*plus*, JI und TF sind für einen breiten Anwendungsbereich konzipiert und ermöglichen den Nachweis von Viren, Bakterien, Hefen, Parasiten und Resistenzmarkern, – insgesamt über 114 Targets.



BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423740	Respiratory 2.1 <i>plus</i> (RP2.1 <i>plus</i>) Panel *	30 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0147	Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0104	Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0116	Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0119	Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0118	Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0143	Pneumonia <i>plus</i> (PN <i>plus</i>) Panel *	30 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0138	Joint Infection (JI) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage
424803 <i>Neu</i>	Tropical Fever (TF) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage

* IVDR Zertifizierung geplant



MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel
- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel *

Das BIOFIRE® Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel weist gleichzeitig 23 der häufigsten Atemwegserreger (inkl. SARS-CoV-2) nach. Es prüft mit einer Sensitivität und Spezifität von 97,4 % bzw. 99,4 % auf 19 Virus- und 4 Bakterienspezies, die Erkrankungen der oberen Atemwege verursachen. Die schnelle und zuverlässige Identifizierung von Erregern der oberen Atemwege kann durch die zeitnahe und effektive Einleitung einer antibiotischen oder antiviralen Therapie, die Verhinderung einer sekundären Ausbreitung von Infektionen, die Verkürzung von Krankenhausaufenthalten und die Kostenreduzierung durch die Vermeidung unnötiger zusätzlicher Tests das Patientenmanagement verbessern.

VIREN		BAKTERIEN
Adenovirus	Influenzavirus A	<i>Bordetella parapertussis</i>
Coronavirus 229E	Influenzavirus A/H1	<i>Bordetella pertussi</i>
Coronavirus HKU1	Influenzavirus A/H3	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>
Coronavirus NL63	Influenzavirus A/H1-2009	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Coronavirus OC43	Influenzavirus B	
MERS Coronavirus (MERS-CoV)	Parainfluenzavirus 1	
SARS Coronoavirus 2 (SARS-CoV-2)	Parainfluenzavirus 2	
Humanes Metapneumovirus	Parainfluenzavirus 3	
Humanes Rhinovirus/Enterovirus	Parainfluenzavirus 4	
	Respiratorisches Syncytial-Virus	



Probenart: 0,3 ml Nasopharyngeal-Abstrich in Transportmedium oder Kochsalzlösung

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel *

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423740	Respiratory 2.1 <i>plus</i> (RP2.1 <i>plus</i>) Panel *	30 Tests	auf Anfrage

* IVDR Zertifizierung geplant

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

► Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel

► Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel

► Gastrointestinal (GI) Panel

► Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

► Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel

► Joint Infection (JI) Panel

► Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR

Das BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel detektiert 33 Erreger und 10 Antibiotika-Resistenzgene, die mit Blutstrominfektionen assoziiert sind. Mit nur einem Test können Sie die wichtigsten Krankheitserreger in positiven Blutkulturen identifizieren - bei einer Analysedauer von nur ca. einer Stunde und einer Personalbindung von lediglich 2 Minuten.

GRAMNEGATIVE BAKTERIEN	GRAMPOSITIVE BAKTERIEN	HEFEN	ANTIBIOTIKA- RESISTENZGENE
<i>Acinetobacter calcoaceticus- baumannii</i> -Komplex <i>Bacteroides fragilis</i> <i>Enterobacterales</i> <i>Enterobacter cloacae</i> -Komplex <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella aerogenes</i> <i>Klebsiella oxytoca</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> - Gruppe <i>Proteus</i> spp. <i>Salmonella</i> spp. <i>Serratia marcescens</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Enterococcus faecalis</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Staphylococcus</i> spp. <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Staphylococcus lugdunensis</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Candida albicans</i> <i>Candida auris</i> <i>Candida glabrata</i> <i>Candida krusei</i> <i>Candida parapsilosis</i> <i>Candida tropicalis</i> <i>Cryptococcus</i> <i>(C. neoformans/C. gattii)</i>	Carbapenemasen IMP KPC OXA-48-ähnlich NDM VIM Colistinresistenz <i>mcr-1</i> ESBL CTX-M Methicillinresistenz <i>mecA/C</i> <i>mecA/C</i> und MREJ (MRSA) Vancomycinresistenz <i>vanA/B</i>



Probenart: 0,2 ml positive Blutkultur

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
RFIT-ASY-0147	Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel

► Gastrointestinal (GI) Panel

- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR

Das BIOFIRE® FILMARRAY® Gastrointestinal (GI) Panel testet häufig vorkommende gastrointestinale Erreger – darunter Viren, Bakterien und Parasiten, die eine infektiöse Diarrhoe und andere gastrointestinale Symptome verursachen.

BAKTERIEN	VIREN	PARASITEN
<i>Campylobacter</i> (<i>C. jejuni</i> / <i>C. coli</i> / <i>C. upsaliensis</i>) <i>Clostridioides</i> (<i>Clostridium</i>) <i>difficile</i> (Toxin A/B) <i>Plesiomonas shigelloides</i> <i>Salmonella</i> <i>Vibrio</i> (<i>V. parahaemolyticus</i> / <i>V. vulnificus</i> / <i>V. cholerae</i>) <i>Vibrio cholerae</i> <i>Yersinia enterocolitica</i> Diarrhöische <i>Escherichia coli</i> / <i>Shigella</i> Enteroaggregative <i>E. coli</i> (EAEC) Enteropathogene <i>E. coli</i> (EPEC) Enterotoxische <i>E. coli</i> (ETEC) <i>lt/st</i> Shiga-Toxinproduzierende <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2 E. coli</i> O157 <i>Shigella</i> /Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC)	Adenovirus F40/41 Astrovirus Norovirus GI/GII Rotavirus A Sapovirus (I, II, IV, und V)	<i>Cryptosporidium</i> <i>Cyclospora cayetanensis</i> <i>Entamoeba histolytica</i> <i>Giardia lamblia</i>



Probenart: 0,2 ml Stuhlprobe in Cary-Blair-Transportmedium

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
RFIT-ASY-0104	Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0116	Gastrointestinal (GI) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel

► Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR

Das BIOFIRE® FILMARRAY® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel ermöglicht den schnellen und präzisen Nachweis der 14 häufigsten Erregern (Viren, Bakterien und Hefen) einer ambulant erworbenen Meningitis oder Enzephalitis. Das BIOFIRE FILMARRAY ME Panel kann zu einem besseren Antibiotic Stewardship beitragen, indem es unnötigen Antibiotikaeinsatz zu vermeiden hilft, die Dauer von Krankenhausaufenthalten verkürzt, Kosten senkt und Mortalität durch Meningitis verringert.

BAKTERIEN	VIREN	HEFEN
<i>Escherichia coli</i> K1	Cytomegalievirus (CMV)	<i>Cryptococcus</i> (<i>C. neoformans</i> / <i>C. gattii</i>)
<i>Haemophilus influenzae</i>	Enterovirus (EV)	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1)	
<i>Neisseria meningitidis</i>	Herpes-simplex-Virus 2 (HSV-2)	
<i>Streptococcus agalactiae</i>	Humanes Herpesvirus 6 (HHV-6)	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Humanes Parechovirus (HPeV)	
	Varizella-Zoster-Virus (VZV)	



Probenart: 0,2 ml Liquor cerebrospinalis (CSF)

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
RFIT-ASY-0119	Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage
RFIT-ASY-0118	Meningitis/Encephalitis (ME) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel
- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel *

Das BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen und automatisierten Nachweis von 7 Antibiotika-Resistenzgenen sowie 18 Bakterien (11 gramnegative, 4 grampositive und 3 atypische) und 9 Viren, die eine Pneumonie und andere Infektionen der tiefen Atemwege hervorrufen können. Für BAL-ähnliche Proben hat das Panel eine Gesamtsensitivität und –spezifität von 96,2 % bzw. 98,3 %, für Sputumproben eine Sensitivität und Spezifität von 96,3 % bzw. 97,2 %.

BAKTERIEN (Semi-quantitativer Nachweis)	ATYPISCHE BAKTERIEN (Qualitativer Nachweis)	VIREN	ANTIBIOTIKA-RESISTENZGENE
<i>Acinetobacter calcoaceticus-baumannii</i> -Komplex <i>Enterobacter cloacae</i> -Komplex <i>Escherichia coli</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Klebsiella aerogenes</i> <i>Klebsiella oxytoca</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> -Gruppe <i>Moraxella catarrhalis</i> <i>Proteus</i> spp. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Serratia marcescens</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Legionella pneumophila</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Adenovirus Coronavirus Humanes Metapneumovirus Humanes Rhinovirus/ Enterovirus Influenzavirus A Influenzavirus B MERS Coronavirus (MERS-CoV) Parainfluenzavirus Respiratorisches Syncytial-Virus	Carbapenemasen IMP KPC NDM OXA-48-ähnlich VIM ESBL CTX-M Methicillinresistenz <i>mecA/C</i> und MREJ (MRSA)



Probenart: BAL (einschließlich Mini-BAL), Sputum (einschließlich ETA)

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel *

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
RFIT-ASY-0143	Pneumonia <i>plus</i> (PN <i>plus</i>) Panel *	30 Tests	auf Anfrage

* IVDR Zertifizierung geplant

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel
- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel

► Joint Infection (JI) Panel

► Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Joint Infection (JI) Panel, IVDR

Das BIOFIRE® Joint Infection (JI) Panel ermöglicht eine schnelle Testung von 29 grampositiven und gramnegativen Bakterien, sowie Hefen, die häufig mit Gelenkinfektionen assoziiert sind. Zusätzlich erfasst es 8 Antibiotika-Resistenzgene.

GRAMPOSITIVE BAKTERIEN	GRAMNEGATIVE BAKTERIEN	HEFEN	ANTIBIOTIKA- RESISTENZGENE
<i>Anaerococcus prevotii/vaginalis</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Cutibacterium avidum/</i> <i>granulosum</i> <i>Enterococcus faecalis</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Finnegoldia magna</i> <i>Parvimonas micra</i> <i>Peptoniphilus</i> <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Staphylococcus lugdunensis</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Bacteroides fragilis</i> <i>Citrobacter</i> <i>Enterobacter cloacae</i> -Komplex <i>Escherichia coli</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Kingella kingae</i> <i>Klebsiella aerogenes</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> -Gruppe <i>Morganella morganii</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Proteus</i> spp. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Salmonella</i> spp. <i>Serratia marcescens</i>	<i>Candida</i> spp. <i>Candida albicans</i>	Carbapenemasen IMP KPC NDM OXA-48-ähnlich VIM ESBL CTX-M Methicillinresistenz <i>mecA/C</i> und MREJ (MRSA) Vancomycinresistenz <i>vanA/B</i>



Probenart: 0,2 ml Synovialflüssigkeit

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Joint Infection (JI) Panel, IVDR

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
RFIT-ASY-0138	Joint Infection (JI) Panel, IVDR	30 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

- Respiratory 2.1 *plus* (RP2.1*plus*) Panel
- Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel
- Gastrointestinal (GI) Panel
- Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
- Pneumonia *plus* (PN*plus*) Panel
- Joint Infection (JI) Panel
- Tropical Fever (TF) Panel

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLISENS® easyMAG®

BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

BIOFIRE® FILMARRAY®

Tropical Fever (TF) Panel, IVDR

Das BIOFIRE® Tropical Fever (TF) Panel ermöglicht eine schnelle Identifizierung von 6 ausgewählten Bakterien, Viren und Protozoen, welche bei Personen mit Anzeichen und/oder Symptomen einer febrilen Erkrankung in Verbindung stehen können.

VIREN	BAKTERIEN	PROTOZOEN
Chikungunya Dengue (Serotypen 1, 2, 3 und 4)	<i>Leptospira</i> spp.	<i>Plasmodium</i> spp. <i>P. falciparum</i> <i>P. vivax/ovale</i>

Probenart: 0,2 ml Humanes Vollblut aus EDTA-Röhrchen



BIOFIRE® FILMARRAY® Panels

Tropical Fever (TF) Panel, IVDR

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
424803 <i>Neu</i>	Tropical Fever (TF) Panel, IVDR	6 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► Funktion – BIOFIRE

► BIOFIRE FILMARRAY® Panels

► BIOFIRE SPOTFIRE® Panel

► Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

BIOFIRE® SPOTFIRE® Panel

BIOFIRE® SPOTFIRE®

Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel

Das BIOFIRE® SPOTFIRE® Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel bringt Klinikern eine hohe diagnostische Laborqualität durch erweiterte PCR-basierte syndromische Testung. Mit anderen Worten: das SPOTFIRE Respiratory/Sore Throat Panel kombiniert symptombezogenes Testen für eine breite Gruppe wahrscheinlicher Erreger von Atemwegs- und Racheninfektionen in einem Schnelltest. Dieser Test hilft, dass Patienten mit Symptomen einer Atemwegserkrankung in einer klinisch relevanten Zeit eine eindeutige Diagnose erhalten.

RESPIRATORY		SORE THROAT	
VIREN	BAKTERIEN	VIREN	BAKTERIEN
Adenovirus	<i>Bordetella parapertussis</i>	Adenovirus	<i>Chlamydophila pneumoniae</i>
Coronavirus SARS-CoV-2	<i>Bordetella pertussi</i>	Coronavirus SARS-CoV-2	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Coronavirus (seasonal)	<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Coronavirus (seasonal)	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> (group C/G Strep)
Human metapneumovirus	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Human metapneumovirus	<i>Streptococcus pyogenes</i> (group A Strep)
Human rhinovirus/enterovirus		Human rhinovirus/enterovirus	
Influenza A virus		Influenza A virus	
Influenza A virus A/H1-2009		Influenza A virus A/H1-2009	
Influenza A virus A/H3		Influenza A virus A/H3	
Influenza B virus		Influenza B virus	
Parainfluenza virus		Parainfluenza virus	
Respiratory syncytial virus		Respiratory syncytial virus	



Nasopharynxabstrich: 300 µl Probe aus 1-3 ml viralem Transportmedium

Rachenabstrich: 300 µl Probe aus 1-3 ml viralem Transportmedium

BIOFIRE® SPOTFIRE® Panel

Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423485	Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel	30 Tests	auf Anfrage

MOLEKULARBIOLOGIE

▶ BIOFIRE®

▶ ARGENE®

▶ Funktion – ARGENE

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Transplant Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Respiratory Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Biomarker Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Sonstige

▶ Zusatzreagenzien
ARGENE

▶ EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

ARGENE® Solution

ARGENE®

Beschreibung

ARGENE® SOLUTION: Die Kombination der molekularen Lösungen, für einen homogenen Workflow im Labor.

- ▶ Automatisierung der Extraktion für eine große Anzahl an verschiedenen Probenmaterialien.
- ▶ Automatisierung des Ansatzes der Real Time PCR Tests für eine bessere Standardisierung.
- ▶ Automatisierung des Monitorings der Organtransplantationen mit einem umfangreichen Testmenü an gebrauchsfertigen Real Time PCR Tests.

EMAG® vollautomatisierte Plattform zur Extraktion aller Nukleinsäuren.

- ▶ Ein einziger standardisierter Workflow für alle Proben.
- ▶ Ein Reagenzien-Set für alle Probenmaterialien.
- ▶ Ein einziges generisches Protokoll zur Aufreinigung aller Nukleinsäuren.

ARGENE Real Time PCR Tests.

- ▶ Testpalette für die Überwachung von Patienten unter Immunsuppression und den Nachweis von respiratorischen Erregern.
- ▶ Gebrauchsfertige Komplettkits.
- ▶ Einheitliche Testprotokolle, validiert für eine breite Auswahl an Thermocyclern.



MOLEKULARBIOLOGIE

▶ BIOFIRE®

▶ ARGENE®

▶ Funktion – ARGENE

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Transplant Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Respiratory Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Biomarker Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Sonstige

▶ Zusatzreagenzien
ARGENE

▶ EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

ARGENE®

ARGENE®

ARGENE® Real-Time PCR Tests – Transplant Range

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
69-010B	Adenovirus R-GENE® Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage
69-013B	BK Virus R-GENE Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage
69-003B	CMV R-GENE Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage
69-002B	EBV R-GENE Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage
69-006B	HHV6 R-GENE Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage
69-014B	HSV1 & 2 VZV R-GENE Quantification Kit (IVDR)	120 Reaktionen	auf Anfrage
69-019B	Parvovirus B19 R-GENE Quantification Kit (IVDR)	90 Reaktionen	auf Anfrage

ARGENE Real-Time PCR Tests – Respiratory Range

424433 <i>Neu</i>	SARS-COV-2/FLUA/FLUB/RSV R-GENE® (IVDR)	96 Reaktionen	auf Anfrage
71-043	Adenovirus/human Bocavirus R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-012	Bordetella parapertussis R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
69-011B	Bordetella R-GENE, Real-Time PCR Kit (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-044	Chlamydia/Mycoplasma pneumoniae R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-045	Coronavirus/Parainfluenza virus R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-040	Influenza A/B R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-046	Legio pneumo/Cc R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-042	Rhinovirus, Enterovirus/Cell control R-GENE (IVDR)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-041	RSV/hMPV R-GENE (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage

Real-Time PCR Tests

Validiert und CE-zertifiziert für alle relevanten Real-Time-Geräte, Extraktionsplattformen und Probenarten.

Einheitliche Protokolle und Real-Time-Profile.

Die Packungen beinhalten:

- ▶ alle benötigten Kontrollen
- ▶ alle benötigten Quantifizierungsstandards
- ▶ echte „Ready-to-use“ Reagenzien



MOLEKULARBIOLOGIE

▶ BIOFIRE®

▶ ARGENE®

▶ Funktion – ARGENE

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Transplant Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Respiratory Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Biomarker Range

▶ ARGENE Real-Time PCR Tests – Sonstige

▶ Zusatzreagenzien
ARGENE

▶ EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

ARGENE®

ARGENE®

ARGENE® Real-Time PCR Tests – Biomarker Range

Immunmonitoring

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423414	TTV R-GENE® Quantification Kit	90 Reaktionen	auf Anfrage

TTV R-GENE®

Real-time PCR-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung des Torque-Teno-Virus (TTV) für die Unterstützung des Transplantationsmanagements.


- ▶ Die Überwachung der TTV-Viruslast dient der Beurteilung des Immunstatus von erwachsenen Transplantationspatienten und ist ein Hilfsmittel zur Beurteilung der Immundefunktion.
- ▶ Die TTV-Überwachung kann zur Optimierung der Dosierung immunsupprimierender Medikamente beitragen, um das Risiko von Infektionen oder Abstoßungsreaktionen zu verringern.
- ▶ Ein Teil des von der EU finanzierten Projekts (TTV GUIDE TX) zielt darauf ab, die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit der TTV-gesteuerten Dosierung von Immunsuppressiva bei Empfängern von Nierentransplantaten nachzuweisen.



Torque-Teno-Virus (TTV): ein Surrogatmarker für die Immundefunktion

Die Abstoßung von Transplantaten aufgrund unzureichender Immunsuppression ist die Hauptursache für chronische Transplantatfunktionsstörungen – andererseits sind Infektionskrankheiten durch eine verringerte Immundefunktion eine der Haupttodesursachen. Die Optimierung der Dosierung immunsupprimierender Medikamente ist ein entscheidender Schritt, um das Infektions- und Abstoßungsrisiko zu minimieren und damit das Überleben von Patienten und Transplantaten zu verlängern.

Das Torque-Teno-Virus (TTV) ist ein nicht-pathogenes Virus - fast alle Menschen sind Träger. Dabei hängt die periphere Kopienzahl von TTV im Blut mit dem Grad der Immunsuppression des Patienten zusammen. Wenn das Immunsystem stark ist, ist die TT-Viruslast niedrig; dies deutet auf ein Risiko der Transplantatabstoßung hin. Ist das Immunsystem schwach, die TT-Viruslast hoch, deutet dies auf ein Risiko für opportunistische Infektionen hin.



Die Quantifizierung der TT-Viruslast im Blut von Transplantatempfängern kann dazu beitragen, die Dosierung immunsupprimierender Medikamente zu optimieren und damit das Risiko für Infektionen und Abstoßung zu verringern.

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► ARGENE®

► Funktion – ARGENE

► ARGENE Real-Time PCR Tests – Transplant Range

► ARGENE Real-Time PCR Tests – Respiratory Range

► ARGENE Real-Time PCR Tests – Biomarker Range

► ARGENE Real-Time PCR Tests – Sonstige

► Zusatzreagenzien
ARGENE

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

ARGENE®

ARGENE®

ARGENE® Real-Time PCR Tests – Sonstige

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
69-005B	Enterovirus R-GENE® Real-Time Detection Kit (IVDD)	90 Reaktionen	auf Anfrage
71-021	HSV1 HSV2 R-GENE Real-Time Detection Kit (IVDR)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-020	Parechovirus R-GENE Real-Time Detection Kit (IVDD)	60 Reaktionen	auf Anfrage
71-022	VZV R-GENE Real-Time Detection Kit (IVDR)	60 Reaktionen	auf Anfrage

Zusatzreagenzien ARGENE

71-106	CELL Control R-GENE®	100 Reaktionen	auf Anfrage
--------	----------------------	----------------	-------------

* Nur für Forschungszwecke!

MOLEKULARBIOLOGIE

► BIOFIRE®

► ARGENE®

► EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

EMAG® und NUCLESENS® easyMAG®

EMAG® | NUCLESENS® easyMAG®

Extraktion

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
418591	EMAG® Nukleinsäure Extraktionssystem	1 System	auf Anfrage
420967	EMAG Liquid waste **	1 Stück	auf Anfrage
422140	EMAG Tip Waste bag ***	200 Stück	auf Anfrage
280130	NUCLESENS® easyMAG® Extraktionspuffer 1	4 x 1 Liter	auf Anfrage
280131	NUCLESENS easyMAG Extraktionspuffer 2	4 x 1 Liter	auf Anfrage
280132	NUCLESENS easyMAG Extraktionspuffer 3	4 x 1 Liter	auf Anfrage
280135	NUCLESENS easyMAG Probengefäße/Asp. Spitzen	384 Ansätze	auf Anfrage
280134	NUCLESENS Lysispuffer	4 x 1 Liter	auf Anfrage
280133	NUCLESENS Magnetisches Silika	384 Ansätze	auf Anfrage
280145	Halter für Probenstreifen	1 Stück	auf Anfrage

** Flüssigkeitsabfallbehälter *** Spitzenabfallbehälter

EMAG® – FLEXIBEL. EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG.

Für alle Extraktionsanforderungen

EMAG® ist ein automatisiertes Nukleinsäure-Extraktionssystem, das vollautomatisch sowohl Routine- als auch anspruchsvolle Anforderungen erfüllt:

- Ein einziger standardisierter Arbeitsablauf für alle Proben
- Nur ein Reagenziensatz für alle Probenarten
- Eine generische Extraktion für DNA/RNA

EMAG®



AUTOMATISIERTE
IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
Infektionskrankheiten
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

AUTOMATISIERTE
IMMUNOASSAYS

AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

► VIDAS®

► Funktion – VIDAS

► VIDAS 3 System

► VIDAS KUBE™ System

► VIDAS Zubehör

► VIDAS Qualitätskontrolle

► VIDAS Reagenzien (EIA) Infektionskrankheiten

► VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS®

VIDAS® 3 | VIDAS® KUBE™

Immunoanalyzer zur gleichzeitigen Abarbeitung von Testparametern aus den Bereichen Infektionsserologie und Immunchemie. Das Gesamtportfolio umfasst über 80 Testparameter.

VIDAS® 3

Immunoanalyzer mit 4 unabhängigen Funktionseinheiten à 3 Testpositionen, Pipettiereinheit zur automatischen Abarbeitung aus dem Primärröhrchen, PC, Touch-Screen-Monitor und UPS. Zur gleichzeitigen Abarbeitung von bis zu 12 Testparametern.



VIDAS KUBE™

Immunoanalyzer mit 2 unabhängigen Funktionseinheiten à 6 Testpositionen und Touch-Screen-Monitor. Zur gleichzeitigen Abarbeitung von bis zu 12 Testparametern. Erweiterbar auf bis zu 6 Module zur gleichzeitigen Abarbeitung von bis zu 72 Testparametern. Jeweils 2 Module können platzsparend übereinander installiert werden. Ab dem dritten Modul gehört ein PC zur Gerätekonfiguration.



AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

► VIDAS®

► Funktion – VIDAS

► VIDAS 3 System

► VIDAS KUBE™ System

► VIDAS Zubehör

► VIDAS Qualitätskontrolle

► VIDAS Reagenzien (EIA) Infektionskrankheiten

► VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS®

VIDAS® 3 | VIDAS® KUBE™

VIDAS® 3 System

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
412590	VIDAS® 3	–	auf Anfrage

VIDAS KUBE™ System

423912	VIDAS® KUBE™	–	auf Anfrage
--------	--------------	---	-------------

VIDAS Zubehör

99091	MINI VIDAS® Thermopapier	5 Rollen	auf Anfrage
412500	VIDAS 3 Assay Dilution Cup	44 x 16 cups	auf Anfrage
418665	VIDAS 3 Nalgene Cup Adaptor V2	18 Stück	auf Anfrage
417811	VIDAS 3 Sample Segment V2	1 Stück	auf Anfrage
412501	VIDAS 3 Sample Tips	48 x 48 Spitzen	auf Anfrage
412502	VIDAS 3 Waste Clean Liner	50 Einheiten	auf Anfrage
30531	VIDAS Dacron Tupfer	200 Tupfer	auf Anfrage
424393	VIDAS Optic Clean	1 Packung mit 12 Stück	auf Anfrage
423639	VIDAS REMOV'UP 3	1 Stück	auf Anfrage
423638	VIDAS REMOV'UP 6	1 Stück	auf Anfrage

VIDAS Qualitätskontrolle

30706	VIDAS® QCV Test zur Funktionsprüfung einzelner VIDAS Testpositionen	60 Tests	auf Anfrage
424069	VIDAS IFNgQC panel (2 Fläschchen L1 und 2 Fläschchen L2)	4 Fläschchen	auf Anfrage

VIDAS® 3



VIDAS® KUBE™



AUTOMATISIERTE
IMMUNOASSAYS

▶ VIDAS®

▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
Infektionskrankheiten

- ▶ Borrelien
- ▶ Chikungunya
- ▶ Clostridioides difficile
- ▶ Cytomegalie
- ▶ Dengue
- ▶ Epstein-Barr
- ▶ Helicobacter pylori
- ▶ Hepatitis
- ▶ HIV (4. Generation)
- ▶ Latente Tuberkulose
- ▶ Masern
- ▶ Mumps
- ▶ Rubella
- ▶ Toxoplasma gondii
- ▶ Varicella- Zoster

▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS® Reagenzien (EIA) Infektionskrankheiten

VIDAS®

Borrelien

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
30320	VIDAS® Lyme IgG	LYG/S	60 Tests	auf Anfrage
30319	VIDAS Lyme IgM	LYM	60 Tests	auf Anfrage

Chikungunya

423230-30	VIDAS® Anti-CHIKUNGUNYA IgG	CHKG	30 Tests	auf Anfrage
423229-30	VIDAS Anti-CHIKUNGUNYA IgM	CHKM	30 Tests	auf Anfrage

Clostridioides difficile

30118	VIDAS® C. difficile Toxin A & B	CDAB	60 Tests	auf Anfrage
30125	VIDAS C. difficile GDH	GDH	60 Tests	auf Anfrage

Cytomegalie

30204	VIDAS® CMV IgG	CMVG	60 Tests	auf Anfrage
30205	VIDAS CMV IgM	CMVM	30 Tests	auf Anfrage
413557	VIDAS CMV IgG Avidität II	CMVU	30 Tests	auf Anfrage

Dengue

423077	VIDAS® DENGUE NS1	DEAG	60 Tests	auf Anfrage
423079	VIDAS ANTI-DENGUE IgG	DENG	60 Tests	auf Anfrage
423078	VIDAS ANTI-DENGUE IgM	DENM	60 Tests	auf Anfrage



AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
Infektionskrankheiten
 - ▶ Borrelien
 - ▶ Chikungunya
 - ▶ Clostridioides difficile
 - ▶ Cytomegalie
 - ▶ Dengue
 - ▶ Epstein-Barr
 - ▶ Helicobacter pylori
 - ▶ Hepatitis
 - ▶ HIV (4. Generation)
- ▶ Latente Tuberkulose
- ▶ Masern
- ▶ Mumps
- ▶ Rubella
- ▶ Toxoplasma gondii
- ▶ Varicella- Zoster
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS® Reagenzien (EIA) Infektionskrankheiten

VIDAS®

Epstein-Barr

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
30235	VIDAS® EBV EBNA IgG	EBNA	30 Tests	auf Anfrage
30236	VIDAS EBV VCA/EA IgG	VCA/EA	30 Tests	auf Anfrage
30237	VIDAS EBV VCA IgM	VCAM	30 Tests	auf Anfrage

Helicobacter pylori

30192	VIDAS® Helicobacter pylori	HPY	30 Tests	auf Anfrage
-------	----------------------------	-----	----------	-------------

Hepatitis

30308	VIDAS® Anti-HCV	HCV	60 Tests	auf Anfrage
30312	VIDAS Anti-HAV Total	HAVT	30 Tests	auf Anfrage
30307	VIDAS HAV IgM µ-capture	HAVM	30 Tests	auf Anfrage
30315	VIDAS HBs Ag Ultra	HBS/HBL	60 Tests	auf Anfrage
30317	VIDAS HBs Ag Ultra Confirmation	–	30 Tests	auf Anfrage
30318	VIDAS Anti-HBs Total II	HBST	60 Tests	auf Anfrage
30314	VIDAS Anti-HBc Total II	HBCT	60 Tests	auf Anfrage
30439	VIDAS HBc IgM II µ-capture semiquantitativ, ultrasensitiv	HBCM	30 Tests	auf Anfrage
30305	VIDAS HBe/Anti-HBe	HBET	30 Tests	auf Anfrage
418115	VIDAS Anti-HEV IgM	HEVM	30 Tests	auf Anfrage
418116	VIDAS Anti-HEV IgG	HEVG	30 Tests	auf Anfrage

HIV (4. Generation)

424480 <i>Neu</i>	VIDAS® HIV DUO AG/AB	HIV	60 Tests	auf Anfrage
-------------------	----------------------	-----	----------	-------------



AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
Infektionskrankheiten
 - ▶ Borrelien
 - ▶ Chikungunya
 - ▶ Clostridioides difficile
 - ▶ Cytomegalie
 - ▶ Dengue
 - ▶ Epstein-Barr
 - ▶ Helicobacter pylori
 - ▶ Hepatitis
 - ▶ HIV (4. Generation)
 - ▶ Latente Tuberkulose
 - ▶ Masern
 - ▶ Mumps
 - ▶ Rubella
 - ▶ Toxoplasma gondii
 - ▶ Varicella- Zoster
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS® Reagenzien (EIA) Infektionskrankheiten

VIDAS®

Latente Tuberkulose

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423111	VIDAS® TB IGRA (nur verwendbar mit VIDAS 3)	TBRA	60 Tests für 20 Proben	auf Anfrage

Masern

30219	VIDAS® Masern IgG	MSG	60 Tests	auf Anfrage
-------	-------------------	-----	----------	-------------

Mumps

30218	VIDAS® Mumps IgG	MPG	60 Tests	auf Anfrage
-------	------------------	-----	----------	-------------

Rubella

30221	VIDAS® Rub IgG II	RBG	60 Tests	auf Anfrage
30214	VIDAS Rub IgM µ-capture	RBM	30 Tests	auf Anfrage

Toxoplasma gondii

30211	VIDAS® Toxo Competition Screeningtest IgG und IgM	TXC	60 Tests	auf Anfrage
30210	VIDAS Toxo IgG II	TXG	60 Tests	auf Anfrage
30202	VIDAS Toxo IgM µ-capture, P 30 Antigen	TXM	60 Tests	auf Anfrage
30222	VIDAS Toxo IgG Avidität	TXGA	30 Tests	auf Anfrage

Varicella- Zoster

30217	VIDAS® Varicella- Zoster IgG	VZG	60 Tests	auf Anfrage
-------	------------------------------	-----	----------	-------------



AUTOMATISIERTE
IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
 Infektionskrankheiten
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie
 - ▶ Akutes Nierenversagen (AKI)
 - ▶ Allergie
 - ▶ Anämie/Stoffwechsel
 - ▶ Gerinnung
 - ▶ Kardiale Marker
- ▶ Schädel-Hirn-Traumata (TBI)
- ▶ Schilddrüse
- ▶ Schwangerschaft/Fertilität
- ▶ Sepsisdiagnostik
- ▶ Tumormarker
- ▶ Verdünnungsreagenz

VIDAS® Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS®

Akutes Nierenversagen (AKI)

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
421172-03	VIDAS® NEPHROCHECK® (nur verwendbar mit VIDAS 3)	NEPH	30 Tests	auf Anfrage

Allergie

30419	VIDAS® Total IgE	IGE	60 Tests	auf Anfrage
-------	------------------	-----	----------	-------------

Anämie/Stoffwechsel

30411	VIDAS® Ferritin	FER	60 Tests	auf Anfrage
30451-30	VIDAS Cortisol S	CORS	30 Tests	auf Anfrage
30463	VIDAS 25-OH Vitamin D Total	VITD	60 Tests	auf Anfrage
422010	VIDAS PTH	PTH	30 Tests	auf Anfrage
424106 <i>Neu</i>	VIDAS Vitamin B12	VB12	60 Tests	auf Anfrage

Gerinnung

30455-30	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™	DEX2	30 Tests	auf Anfrage
30455-02	VIDAS D-Dimer Exclusion II	DEX2	60 Tests	auf Anfrage
30436	VIDAS vWF	vWF	30 Tests	auf Anfrage
30115	VIDAS Protein C	PC	30 Tests	auf Anfrage

Kardiale Marker

30421	VIDAS® CK-MB	CKMB	30 Tests	auf Anfrage
30446	VIDAS Myoglobin	MYO	30 Tests	auf Anfrage
30458-30	VIDAS NT-proBNP2	PBNP	30 Tests	auf Anfrage
30458	VIDAS NT-proBNP2	PBNP	60 Tests	auf Anfrage
415386-30	VIDAS high sensitive Troponin I	TNHS	30 Tests	auf Anfrage
415386	VIDAS high sensitive Troponin I	TNHS	60 Tests	auf Anfrage



AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
 Infektionskrankheiten
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie
 - ▶ Akutes Nierenversagen (AKI)
 - ▶ Allergie
 - ▶ Anämie/Stoffwechsel
 - ▶ Gerinnung
 - ▶ Kardiale Marker
 - ▶ Schädel-Hirn-Traumata (TBI)
 - ▶ Schilddrüse
 - ▶ Schwangerschaft/Fertilität
- ▶ Sepsisdiagnostik
- ▶ Tumormarker
- ▶ Verdünnungsreagenz

VIDAS® Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS®

Schädel-Hirn-Traumata (TBI)

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
423615-30	VIDAS® TBI (GFAP, UCH-L1) nur verwendbar mit VIDAS 3 und VIDAS KUBE™	BTI 11	30 Tests	auf Anfrage

Schilddrüse

30400	VIDAS® TSH	TSH	60 Tests	auf Anfrage
30441	VIDAS TSH 3. Generation	TSH3	60 Tests	auf Anfrage
30459	VIDAS FT4	FT4N	60 Tests	auf Anfrage
30402	VIDAS FT3	FT3	60 Tests	auf Anfrage
30404	VIDAS T4	T4	60 Tests	auf Anfrage
30403	VIDAS T3	T3	60 Tests	auf Anfrage
30461	VIDAS Anti-TPO	ATPO	30 Tests	auf Anfrage
30462	VIDAS Anti-Tg	ATg	30 Tests	auf Anfrage

Schwangerschaft/Fertilität

30409	VIDAS® Progesteron	PRG	60 Tests	auf Anfrage
414320	VIDAS Testosteron II	TES	30 Tests	auf Anfrage
30431	VIDAS Estradiol II (2. Generation)	E 2 II	60 Tests	auf Anfrage
30410	VIDAS Prolactin	PRL	60 Tests	auf Anfrage
30406	VIDAS LH	LH	60 Tests	auf Anfrage
30407	VIDAS FSH	FSH	60 Tests	auf Anfrage
30405	VIDAS HCG	HCG	60 Tests	auf Anfrage
417011	VIDAS AMH	AMH	30 Tests	auf Anfrage



AUTOMATISIERTE IMMUNOASSAYS

- ▶ VIDAS®
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA)
 Infektionskrankheiten
- ▶ VIDAS Reagenzien (EIA) Immunchemie
 - ▶ Akutes Nierenversagen (AKI)
 - ▶ Allergie
 - ▶ Anämie/Stoffwechsel
 - ▶ Gerinnung
 - ▶ Kardiale Marker
 - ▶ Schädel-Hirn-Traumata (TBI)
 - ▶ Schilddrüse
 - ▶ Schwangerschaft/Fertilität
- ▶ Sepsisdiagnostik
- ▶ Tumormarker
- ▶ Verdünnungsreagenz

VIDAS® Reagenzien (EIA) Immunchemie

VIDAS®

Sepsisdiagnostik

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	CODE	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
30450-30	VIDAS® B.R.A.H.M.S Procalcitonin	PCT	30 Tests	auf Anfrage
30450	VIDAS B.R.A.H.M.S Procalcitonin	PCT	60 Tests	auf Anfrage

Tumormarker

30429	VIDAS® CA 15-3®	153	30 Tests	auf Anfrage
30427	VIDAS CA 19-9™	199	30 Tests	auf Anfrage
30426	VIDAS CA 125 II™	125	30 Tests	auf Anfrage
30453	VIDAS CEA(S)	CEAS	60 Tests	auf Anfrage
30413	VIDAS AFP	AFP	60 Tests	auf Anfrage
30440	VIDAS FPSA	FPSA	30 Tests	auf Anfrage
30428	VIDAS TPSA	TPSA	60 Tests	auf Anfrage
30420	VIDAS β-2 Microglobulin	B2M	30 Tests	auf Anfrage

Verdünnungsreagenz

66581	VIDAS® SERUM FREE Kohle-behandeltes Humanserum (für Tests gemäß Packungseilage)	–	2 x 5 ml (flüssig)	auf Anfrage
-------	--	---	--------------------	-------------



LABCONSULTANCY

- **LABCONSULTANCY**
- Laborprozessoptimierung

LABCONSULTANCY

LABCONSULTANCY

► LABCONSULTANCY

► Laborprozessoptimierung

bioMérieux LABCONSULTANCY

Ihre Herausforderungen

Ihre Vorteile

Stellen Sie sich das effektivste Labor vor.

Welche Umgestaltung wäre erforderlich, damit Ihr Labor die höchste betriebliche Effektivität und Effizienz erzielt? Was halten Sie und Ihr Team davon, mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten zu haben, die Ihre besten Fähigkeiten erfordern, da Laborprozesse spürbar rationalisiert wurden? Der Prozess beginnt, sobald Sie sich den Herausforderungen stellen.

Ihre Herausforderungen

Um diese Herausforderungen zu meistern, ist eine Investition in hochmoderne Technik, die repetitive Tätigkeiten übernimmt, erst der Anfang. Und wir wissen – Technik funktioniert nicht ohne menschliches Handeln. Gemeinsam wird es uns gelingen, eine Balance zu finden, Ihre Kompetenz und Erfahrung bestmöglich einzusetzen.

QUALITÄTSERHÖHUNG

MITARBEITERMOTIVATION

KÜRZERE
ANALYSEZEITEN

KOSTENKONTROLLE



Ihr verlässlicher Partner

Aber wer unterstützt Sie zuverlässig bei der Bewältigung Ihrer individuellen Herausforderungen?

bioMérieux entwickelt ein maßgeschneidertes Lösungskonzept, um Ihr Labor auf die nächste Ebene zu bringen. Fünf Gründe, warum Sie sich auf uns verlassen können:

- Über 10 Jahre Erfahrung als zuverlässiger Partner im Bereich der Umgestaltung von Laboren
- Fachwissen sowohl im Bereich Mikrobiologie als auch im Performance/Challenge-Management
- Erprobte Methoden speziell an mikrobiologische Fragestellungen adaptiert
- Ganzheitliche Betrachtungsweise – gemeinsam erarbeitetes Gesamtbild
- Wir hören zu – wir interessieren uns wirklich für Ihre Herausforderungen

► 600+
AUSGEFÜHRTE
BERATUNGEN

► 30+ LÄNDER

Gemeinsam und beharrlich meistern wir die Herausforderungen in den Verbesserungsbereichen mit größtmöglicher Wirkung.

LABCONSULTANCY

► LABCONSULTANCY

► Laborprozessoptimierung

bioMérieux LABCONSULTANCY

Ihre Herausforderungen

Ihre Vorteile

Stellen Sie sich das effektivste Labor vor.

Welche Umgestaltung wäre erforderlich, damit Ihr Labor die höchste betriebliche Effektivität und Effizienz erzielt? Was halten Sie und Ihr Team davon, mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten zu haben, die Ihre besten Fähigkeiten erfordern, da Laborprozesse spürbar rationalisiert wurden? Der Prozess beginnt, sobald Sie sich den Herausforderungen stellen.


Gemeinsame Umsetzung

Die Umgestaltung Ihres Labors ist ein gemeinsamer Prozess – **wir begleiten Sie von Anfang an über den gesamten Ablauf.** Um einen wirklichen Einblick in Ihre Workflows zu gewinnen, „krempeln wir die Ärmel hoch“ und arbeiten an Ihrer Seite. Unser Service umfasst die drei Kernthemen für hervorragende Laborleistung: Qualitätsmaximierung, Unterstützung schneller Therapieentscheidungen und Produktivitätssteigerung. Unser stetig wachsendes Service-Portfolio kann Ihrem speziellen Bedarf entsprechend angepasst werden. Sie entscheiden, was Sie möchten und wann Sie es möchten. Mit Ihren Kenntnissen über Ihr Labor und der Außenperspektive unserer Experten optimieren wir gemeinsam die Nutzung Ihrer Technologien, verbessern Workflows und Prozesse und nutzen optimal die Stärken Ihrer Mitarbeiter.

Ihre Vorteile

bioMérieux Lab Consultancy unterstützt die Realisierung konkreter, messbarer Ziele:

- Förderung des Mitarbeiterengagements
- Verschlankung von Prozessen und Workflows
- Optimierung von Ressourcen
- Gestaltung flexibler Prozesse
- Erhöhung der Produktivität
- Schaffung eines teamorientierten Arbeitsumfeldes



LABCONSULTANCY

▶ LABCONSULTANCY

▶ Laborprozessoptimierung

- ▶ Funktion – Laborprozessoptimierung

- ▶ Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor

Laborprozessoptimierung

Sind Sie bereit, die Herausforderungen von morgen anzunehmen?

Suchen Sie einen Weg, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen?

Als Ihr Partner kann bioMérieux Ihnen helfen, Ihr Labor aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre bestehenden Laborprozesse und schaffen einen praxisnahen, umsetzbaren Aktionsplan, um die Arbeitsabläufe und die Leistungskraft Ihres Labors zu optimieren.

Unsere Lösung zur Optimierung Ihrer Laborabläufe kombiniert Verfahren des kontinuierlichen Verbesserungsmanagements (LEAN Six Sigma, Kaizen, 5S...):

- ▶ Schlankere Prozesse zur Steigerung der Laboreffizienz und Reduktion von Abfall
- ▶ Höhere Produktivität und schnellere Befundungszeiten
- ▶ Kostensenkung
- ▶ Freisetzung von Personalressourcen für andere Tätigkeiten

Auf dem schnellsten Weg zu einem schlanken Labor

- ▶ Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Lean-orientierten Aktionsplan für Ihr Labor mit Fokus auf der Arbeitsauslastung, den Ressourcen, der Organisation, der Produktivität und den Befundungszeiten

- ▶ Erreichung der Ziele, die bei der Bestandsaufnahme ausgearbeitet wurden
- ▶ Zuteilung der Mittel
- ▶ Umsetzung der Maßnahmen für eine bessere Raumausnutzung und Gestaltung der Arbeitsplätze
- ▶ Umsetzung des Prinzips einer täglichen Verbesserung

Die Kunst, mit weniger mehr zu erreichen

Die Optimierung von Arbeitsabläufen ist eine echte Kunst. Geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen den Weg zu weisen. Nutzen Sie unsere Erfahrung – um die Leistung Ihres Labors zu erhöhen.



LABCONSULTANCY

▶ LABCONSULTANCY

▶ Laborprozessoptimierung

▶ Funktion –
Laborprozessoptimierung▶ Angebote zur Laborprozessoptimierung im
mikrobiologischen Labor

▶ 1. Lab Performance Assessment (LPA)

▶ 2. Lab Design Assessment (LDA)

▶ 3. Continuous Improvement Event (CIE)

▶ 4. Discovery Solution (DS)

▶ 5. Optimized Integration (OI)

▶ 6. Waste Walk

▶ 7. Statistische Datenanalyse

Laborprozessoptimierung

Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor:

1. Lab Performance Assessment (LPA)

Laboranalyse: Betrachtung der Prozesse im Mikrobiologielabor

Bestell-Nr	29850
Beteiligte Personen	2 Lab Consultants
Zeitaufwand	1 Tag Vorbereitung 3-5 Tage vor Ort 5 Tage zur Nachbearbeitung
Inhalte	▶ Darstellung des Ist-Zustandes ▶ Process mapping ▶ Aufnahme Laborlayout ▶ Derzeitiger Probenfluss ▶ Aufzeigen von Bereichen und Prozessen, in denen Optimierungen erreicht werden können
Preis	auf Anfrage

2. Lab Design Assessment (LDA)

Konzept zur optimierten Neugestaltung eines mikrobiologischen Labors

Bestell-Nr	2302251
Beteiligte Personen	2 Lab Consultants
Zeitaufwand	1 Tag Vorbereitung 2-5 Tage vor Ort 5 Tage zur Nachbearbeitung
Inhalte	▶ Entwurf eines an Lean Management-Prinzipien orientierten mikrobiologischen Labors (bei Umbau, Neubau bzw. Umzug) ▶ Ausarbeitung der Prozessabläufe mit verschiedenen Geräteausstattungen
Preis	auf Anfrage

LABCONSULTANCY

▶ LABCONSULTANCY

▶ Laborprozessoptimierung

▶ Funktion –

Laborprozessoptimierung

▶ Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor

▶ 1. Lab Performance Assessment (LPA)

▶ 2. Lab Design Assessment (LDA)

▶ 3. Continuous Improvement Event (CIE)

▶ 4. Discovery Solution (DS)

▶ 5. Optimized Integration (OI)

▶ 6. Waste Walk

▶ 7. Statistische Datenanalyse

Laborprozessoptimierung

Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor:

3. Continuous Improvement Event (CIE)

Kontinuierliches Verbesserungsereignis zur Optimierung eines Prozesses im Mikrobiologielabor

Bestell-Nr	2300401
Beteiligte Personen	2 Lab Consultants
Zeitaufwand	Mind. 5 Tage zur Vorbereitung 5 Tage CIE (vor Ort) 5 Tage zur Nachverfolgung
Inhalte	▶ Gemeinsame Optimierung eines bestehenden Prozesses ▶ Erarbeitung vor Ort durch ein Team aus Ihrem Labor unter Leitung und Moderation durch Lab Consultants ▶ Vor-Ort-Einweisung in Lean-Methodik
Preis	auf Anfrage

4. Discovery Solution (DS)

Unterstützung der Mitarbeiter bei der Integration neuer bioMérieux Geräte

Bestell-Nr	2303911
Beteiligte Personen	1 Lab Consultant 1 Anwendungsberater/in
Zeitaufwand	1 Tag – 1 Woche Abhängig von Mitarbeiteranzahl
Inhalte	Change-Management Module bei der Integration von folgenden Systemen: ▶ VITEK® 2 ▶ VITEK MS PRIME ▶ Weitere bioMérieux-Geräte auf Anfrage
Preis	auf Anfrage

LABCONSULTANCY

► LABCONSULTANCY

► Laborprozessoptimierung

- Funktion – Laborprozessoptimierung
- Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor
 - 1. Lab Performance Assessment (LPA)
 - 2. Lab Design Assessment (LDA)
 - 3. Continuous Improvement Event (CIE)
 - 4. Discovery Solution (DS)
 - 5. Optimized Integration (OI)
 - 6. Waste Walk
 - 7. Statistische Datenanalyse

Laborprozessoptimierung

Angebote zur Laborprozessoptimierung im mikrobiologischen Labor:

5. Optimized Integration (OI)

Laborprozessberatung bei Geräteinstallationen eines bioMérieux Systems

Beteiligte Personen	1-2 Lab Consultants 1 Anwendungsberater/in
Zeitaufwand	Bis zu 7 Tage
Inhalte	► Individuell zusammengestelltes Konzept zur optimalen Integration des Systems in die Routine ► Gestaltungskonzept für die optimale Integration vor der Installation oder ► kontinuierliches Verbesserungsevent zur Optimierung der Nutzung nach der Installation
Preis	auf Anfrage

6. Waste Walk

Lernen Sie innerhalb eines Tages in Ihrem Labor „Verschwendungen“ im Sinne von Lean-Management zu erkennen

Beteiligte Personen	1-2 Lab Consultants
Zeitaufwand	1 Tag vor Ort
Inhalte	► Vor-Ort kurze Einweisung in Lean-Methodik ► Gemeinsame Betrachtung der laboreigenen Prozesse zum Auffinden von Verschwendungen im Sinne von Lean Management ► Gemeinsame Besprechung der Beobachtung vor Ort am gleichen Tag
Preis	auf Anfrage

7. Statistische Datenanalyse

Statistische Datenanalyse Ihrer Prozesse

Beteiligte Personen	1 Lab Consultant
Zeitaufwand	1 Woche
Inhalte	► Allgemeine oder spezifische Datenanalyse von Prozessen mit Daten Ihres bioMérieux-Systems und weiterer Quellen ► Anpassung des Umfangs an Ihre Fragestellung ► Systeme auf Anfrage ► Beispiele: ► BACT/ALERT® 3D und BACT/ALERT VIRTUO® ► VITEK® MS und VITEK MS PRIME
Preis	auf Anfrage

KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®

KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

► BACT/ALERT®

► Routineintegration für die Mykobakteriendiagnostik

► Routineintegration für die Blutkulturdiagnostik

► BIOFIRE®

► EMAG®

► PREVI® COLOR GRAM

► VIDAS®

► VITEK®

Kundenspezifische Integration

BACT/ALERT® 3D

2302278 – Routineintegration BACT/ALERT® 3D für die Mykobakteriendiagnostik

Basierend auf intensiven Abstimmungsgesprächen setzt unsere Anwendungsberatung das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 1 Tag und umfasst die Themenbereiche:

- Grundlagen der Probenvorbehandlung nach den gültigen Richtlinien (DIN, MIQ)
- Vorstellung des Systems und der unterschiedlichen TB-Medien
- Erläuterung des Messprinzips und der Software
- Abarbeitung der TB-Medien im Gerät
- Validierung und Interpretation von Ergebnissen anhand von Beispielbefunden
- Troubleshooting und präventive Wartungsmaßnahmen

Der Erstintegration folgt ein Nachbetreuungstermin (0,5 Tage), an dem Lösungskonzepte für noch offene Fragestellungen erarbeitet werden. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration BACT/ALERT® 3D für die Mykobakteriendiagnostik dauert insgesamt 1,5 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

BACT/ALERT® 3D 240



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

► BACT/ALERT®

- Routineintegration für die Mykobakteriendiagnostik
- Routineintegration für die Blutkulturdiagnostik

► BIOFIRE®

► EMAG®

► PREVI® COLOR GRAM

► VIDAS®

► VITEK®

Kundenspezifische Integration

BACT/ALERT® 3D | BACT/ALERT® VIRTUO®

2301632 – Routineintegration BACT/ALERT® 3D oder BACT/ALERT VIRTUO® für die Blutkulturdiagnostik (ggf. mit Datenmanagement)

Basierend auf intensiven Abstimmungsgesprächen setzt unsere Anwendungsberatung das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 1-2 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- Grundlagen der Präanalytik (Probenentnahme und Probentransport)
- Vorstellung des Systems und der unterschiedlichen Blutkulturflaschen
- Erläuterung des Messprinzips und der Software
- Abarbeitung der Blutkulturen im Gerät
- Weiterverarbeitung positiver Blutkulturen
- Troubleshooting und präventive Wartungsmaßnahmen

Der Erstintegration folgt ein Nachbetreuungstermin (0,5 Tage), an dem Lösungskonzepte für noch offene Fragestellungen erarbeitet werden. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration BACT/ALERT® 3D oder BACT/ALERT VIRTUO® für die Blutkulturdiagnostik (ggf. mit Datenmanagement) dauert insgesamt 1,5-2,5 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

BACT/ALERT® 3D 120 Combo



BACT/ALERT® VIRTUO®



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

► BACT/ALERT®

► BIOFIRE®

► EMAG®

► PREVI® COLOR GRAM

► VIDAS®

► VITEK®

Kundenspezifische Integration

BIOFIRE®

2301653 – Routineintegration BIOFIRE®

Unsere Verkauf setzt das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Integration dauert 1 Tag und umfasst die Themenbereiche:

- Vorstellung BIOFIRE® Systeme
- Probenansatz
- Testdurchführung
- Auswertung
- Troubleshooting

Der Integration folgt eine telefonische Nachbetreuung zur Erarbeitung von Lösungskonzepten für noch offene Fragestellungen. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration BIOFIRE Systeme dauert insgesamt 1 Tag und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH



BIOFIRE® SPOTFIRE®



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®

Kundenspezifische Integration

EMAG®

2302387 – Routineintegration EMAG®

Unsere Anwendungsberatung setzt das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 2 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Erläuterung des Extraktionsprinzips (BOOM Extraktion)
- ▶ Vorstellung des Systems und der erforderlichen Reagenzien
- ▶ Probenvorbereitung und Abarbeitung der Proben im Gerät
- ▶ Troubleshooting und präventive Wartungsmaßnahmen

Der Erstintegration folgt eine telefonische Nachbetreuung und bei Bedarf ein Nachbetreuungstermin (0,5 Tage) zur Erarbeitung von Lösungskonzepten für noch offene Fragestellungen. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration EMAG® dauert insgesamt 2,5 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

EMAG®



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®

Kundenspezifische Integration

PREVI® COLOR GRAM

2303333 – Routineintegration PREVI® COLOR GRAM

Unsere Anwendungsberatung setzt das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 0,5 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Installation und Konfiguration von PREVI® COLOR GRAM
- ▶ Umgang mit dem System und den einzelnen Komponenten
- ▶ Färbung verschiedener klinischer Proben
- ▶ Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- ▶ Troubleshooting und präventive Wartung durch den Anwender

Der Erstintegration folgt eine persönliche (0,5 Tage) und telefonische Nachbetreuung durch unseren Verkauf. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration PREVI COLOR GRAM dauert insgesamt 1,5 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

PREVI® COLOR GRAM



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®

Kundenspezifische Integration

VIDAS® 3 | VIDAS® KUBE™

2302182 – Routineintegration VIDAS® 3/VIDAS KUBE™

Unser Verkauf setzt das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 0,5 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Vorstellung der Systemkomponenten
- ▶ Funktionsweise
- ▶ Benutzeroberflächen
- ▶ Qualitätskontrolle (RiLiBÄK)
- ▶ Troubleshooting

Der Erstintegration folgt eine telefonische Nachbetreuung und bei Bedarf ein Nachbetreuungstermin (0,5 Tage) für offene Fragestellungen. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration VIDAS® 3/VIDAS KUBE™ dauert insgesamt 0,5 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

VIDAS® 3



VIDAS® KUBE™



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®
 - ▶ Routineintegration VITEK 2 COMPACT
 - ▶ Integrationskonzept VITEK 2/
Routineintegration VITEK 2
 - ▶ Routineintegration VITEK MS PRIME

Kundenspezifische Integration

VITEK® 2 COMPACT

2302178 – Routineintegration VITEK® 2 COMPACT

Basierend auf einem vorbereitenden Besuch vor Ort setzt unsere Anwendungsberatung das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 3 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Vorstellung des Systems und der unterschiedlichen VITEK® 2 Karten
- ▶ Ansatz der VITEK 2 COMPACT Carrier
- ▶ Umgang mit den einzelnen Systemmodulen und der Software
- ▶ Befundvalidierung mit dem Advanced-Expert-System™ (AES)
- ▶ Troubleshooting und präventive Wartung durch den Anwender

Der Erstintegration folgt eine 3-wöchige Umsetzungsphase, die Implementierung wird von unserer Anwendungsberatung durch Telefonkontakt nach Bedarf und 2-4 Präsenztage (je nach Komplexität) intensiv begleitet. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration VITEK 2 COMPACT dauert insgesamt 3 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

VITEK® 2 COMPACT



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®
 - ▶ Routineintegration VITEK 2 COMPACT
 - ▶ Integrationskonzept VITEK 2/
Routineintegration VITEK 2
 - ▶ Routineintegration VITEK MS PRIME

Kundenspezifische Integration

VITEK® 2

S9790A – Integrationskonzept VITEK® 2

Basierend auf einer 2-tägigen Analyse vor Ort entwickelt unsere Anwendungsberatung gemeinsam mit Ihnen das für Ihr Haus optimale Konzept der Routineintegration VITEK® 2. Ihr individuell angepasstes Integrationskonzept wird allen relevanten Entscheidungsträgern präsentiert.

Ein Modul Integrationskonzept VITEK 2 dauert insgesamt 3 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration bei massiven Veränderungen Ihrer Routineprozesse zu unserem Leistungsumfang.

S9790B – Routineintegration VITEK 2

Auf Basis des Moduls S9790A oder eines vorbereitenden Besuchs setzt unsere Anwendungsberatung das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 3 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Grundlagen der Probenvorbereitung
- ▶ Ansatz der VITEK 2-Karten an der Smart Carrier Station
- ▶ Umgang mit dem System und den einzelnen Komponenten (Drucker etc.)
- ▶ Umgang mit den Softwareprogrammen
- ▶ Befundvalidierung mit dem Advanced-Expert-System™ (AES)
- ▶ Troubleshooting und präventive Wartung durch den Anwender

Der Erstintegration folgt eine 4-wöchige Umsetzungsphase, die Implementierung wird von unserer Anwendungsberatung durch täglichen Telefonkontakt und 2-4 (je nach Komplexität) Präsenztage intensiv begleitet. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration VITEK 2 dauert insgesamt 7 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

VITEK® 2



KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ BIOFIRE®
- ▶ EMAG®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK®
 - ▶ Routineintegration VITEK 2 COMPACT
 - ▶ Integrationskonzept VITEK 2/
Routineintegration VITEK 2
 - ▶ Routineintegration VITEK MS PRIME

Kundenspezifische Integration

VITEK® MS PRIME

2302308 – Routineintegration VITEK® MS PRIME

Unsere Anwendungsberatung setzt das mit Ihnen abgestimmte Integrationskonzept in die Laborroutine um. Die Erstintegration dauert 2 Tage und umfasst die Themenbereiche:

- ▶ Probenvorbereitung
- ▶ VITEK® MS PRIME manuelle und automatische Messung
- ▶ Befundvalidierung

Der Erstintegration folgt eine 4-wöchige Umsetzungsphase, die Implementierung wird von unserer Anwendungsberatung durch Telefonkontakt und 4 Präsenztage intensiv begleitet. Um für Sie einen maximalen Wissenstransfer sicherzustellen, ist die Teilnahme auf zwei Personen pro Modul begrenzt.

Ein Modul Routineintegration VITEK MS PRIME dauert insgesamt 6 Tage und gehört bei Vertragsabschluss im Rahmen der Erstintegration zu unserem Leistungsumfang.

VITEK® MS PRIME



SCHULUNG UND FORTBILDUNG

- Schulung und Fortbildung
- Fernschulungen

SCHULUNG UND FORTBILDUNG

SCHULUNG UND FORTBILDUNG

► Schulung und Fortbildung

► Fernschulungen

Schulung und Fortbildung

Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil

Geschulte und motivierte Mitarbeiter sind für wettbewerbsfähige Labore mit hohem Leistungsstandard von wesentlicher Bedeutung. Neben den täglichen Herausforderungen wie Personalwechsel und das Erlernen neuer Technologien sind Leistungsdruck, neue gesetzliche Vorschriften und wissenschaftliche Weiterentwicklungen zu meistern.

Um Ihnen bei diesen Herausforderungen zu helfen, hat bioMérieux ein umfassendes Schulungsprogramm für Mitarbeiter auf allen Ebenen und Positionen erarbeitet, das Ihnen die Möglichkeit bietet:


- Die **Leistungskraft** Ihrer Mitarbeiter und damit die Effizienz der Laborarbeit zu verbessern
- Die **Motivation** und das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu fördern
- Das **Image** Ihres Labors zu stärken

Das Schulungsprogramm ist unterteilt in die Bereiche Fernschulungen, Produkte sowie Weiterbildung und ist auf Grundlagen-, Fortgeschrittenen- und Expertenwissen abgestimmt.

Mit Fernschulungen (E-Learnings) haben Sie die Möglichkeit, sich zeitlich und räumlich flexibel fortzubilden.

Rüsten Sie sich für morgen – mit neuen Kenntnissen und Fähigkeiten.

Fordern Sie das Schulungsprogramm an: training.ch@biomerieux.com



SCHULUNG UND FORTBILDUNG

► Schulung und Fortbildung

► Fernschulungen

Fernschulungen

Zeitsparend und Flexibel


Unser umfangreiches und stetig wachsendes Angebot an e-Learning Modulen finden Sie aktuell auf unserer [Website](#)

Dort haben Sie die Möglichkeit, unabhängig von Ort und Zeit, einzelne Fernschulungen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Wissenschaft und Praxis sowie Geräte und Software auszuwählen.

Für erste Eindrücke nutzen Sie gerne die eingestellten Videoausschnitte.

Nach dem Erwerb steht Ihnen Ihre Fernschulung für den Zeitraum von 4 Wochen zur Verfügung.

Nach Durchführung und Abschluss erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat und Unterlagen zur Schulung.



GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

GERÄTEMANAGEMENT

GERÄTEMANAGEMENT

► Gerätemanagement

- **VILINK® – Fernwartung**
- **Serviceteam**
- **Serviceverträge**
- **Preistabelle Serviceverträge**
- **Allgemeine Verrechnungssätze**
- **Pauschalgebühren**
- **Dienstleistungen Service**
- **Kleingeräteservice**
- **Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial**

Gerätemanagement

Maximieren Sie die Betriebszeit Ihrer Instrumente und sorgen Sie für einen kontinuierlichen Betrieb.

Regelmäßige Wartung bedeutet zuverlässigere und stabilere Systeme, die Ausfallzeiten reduzieren, die Effizienz steigern und die Leistung Ihrer Geräte verbessern. Unser Ziel bei bioMérieux ist es, Ihnen den Service zu bieten, den Sie brauchen, wenn Sie ihn brauchen. Um dies zu erreichen, haben wir eine Reihe von Servicepaketen entwickelt, die auf Labore jeder Größe zugeschnitten sind. Unser Kundenservice beschränkt sich nicht nur darauf, das Gerät zu reparieren, wenn es ausgefallen ist, sondern ist auch darauf ausgerichtet, die Betriebszeit des Geräts zu verlängern.

Das VILINK® Remote-Support-Tool spart Ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen, da es eine schnellere Fehlersuche und -behebung bei minimaler Unterbrechung des Labors ermöglicht. VILINK bietet System-Updates auf Abruf und prognostiziert Wartungsanforderungen mit hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards. Darüber hinaus können wir hochqualifizierte und geschulte Systemingenieure und Anwendungsspezialisten in kürzester Zeit in Ihr Labor schicken, egal wo auf der Welt.

bioMérieux bietet eine Reihe von Servicelösungen an, die eine Wartung gemäß den Spezifikationen und der empfohlenen Häufigkeit des Herstellers gewährleisten.

Weitere Informationen:

022 906 57 69

ch_instruments@biomerieux.com




GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ **VILINK® – Fernwartung**
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

VILINK® – Fernwartung

VILINK®



Online Assistenz

Schnellere
Lösung für Ihre
Plattform-Probleme



Software-Updates

Bietet jederzeit
Zugriff auf Software/
Firmware/Updates



Proaktive Wartungen

Alarmer, bevor
Fehlfunktionen
auftreten

Maximieren
Sie die aktive
Einsatzzeit
(uptime) Ihrer
Systeme und
optimieren
Sie Ihre
Ressourcen



Hohe Sicherheit

General Data Protection Regulation Compliance

- ▶ HIPAA/GDPR
- ▶ 21 CFR Part 11 konform

Der sichere schnelle Weg, Ihre Systeme zu unterstützen – upzudaten und zu warten

Für weitere Informationen bitte [klicken Sie hier](#)

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Serviceteam

Prompter und verlässlicher Kundendienst

Für bioMérieux (Suisse) SA ist ein prompter und verlässlicher Kundendienst der wichtigste Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dabei richtet sich unsere Aufmerksamkeit besonders auf konstruktive und aufgeschlossene Kundenkontakte. Dies wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit und die Treue der Kundschaft aus.

Das zweite Strategieziel von bioMérieux (Suisse) SA heisst: Alle Systeme in optimalem Betriebszustand zu erhalten, dem Kunden einen reibungslosen Ablauf der Routine zu gewährleisten und somit Vertrauen in die Systeme und Resultate zu schaffen. Mit einer regelmässigen Wartung der Systeme kann der Kunde selbst wesentlich zur Einhaltung der Empfehlungen des Herstellers und zur sicheren und einwandfreien Funktionsweise der Systeme beitragen.

Die Wartungsarbeiten von bioMérieux (Suisse) SA erfüllen die Qualitätsnormen CFLAM EN-SNV 45001 oder ISO.

Um den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, bietet bioMérieux (Suisse) SA zwei unterschiedliche Wartungsvertragstypen an. bioMérieux (Suisse) SA bietet seinen Kunden ein individuelles Serviceprogramm an, welches punkto Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kundenfreundlichkeit dem anerkannten hohen Qualitätsstandard der bioMérieux-Produkte entspricht. Nachfolgend informieren wir Sie über die Einzelheiten des Kundendienstes von bioMérieux (Suisse) SA.

Der Unterhalt und die Pannenbehebungen der Systeme werden in der Schweiz durch 7 Personen gewährleistet.

7 Service-Techniker

Norbert Hegglin	AG, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG
Cyrille Bournarie	AI, AR, FL, SG, SH, TG, TI, ZH
Philippe Jobin	BE, FR, JU, NE, VS
Benoit Teissier	GE, VD
Martin Baudinot	Field Service Specialist IT Products
Sahin Usta	Field Service Specialist IT Products
Ulrich Scheider	Customer Service Manager

Rückverfolgbarkeit der Störungsmeldungen

Ein guter Kundendienst bedeutet:

- ▶ Die Rückverfolgbarkeit der Störungsmeldungen zu sichern.
- ▶ Die Störungsmeldungen an die zuständige Person weiterzuleiten

Um einen guten Service zu gewährleisten, sind unsere Kunden gebeten, die Störungsmeldungen tele-fonisch oder per E-Mail an unseren HELPDESK zu richten, dieser wird den zuständigen Service-Techniker oder unsere „Applications Specialists“ umgehend benachrichtigen.

Montag bis Freitag von 08:00–17:00 Uhr
Hotline 7/7

Technischer Kundendienst: 022 906 57 69

Anwendungsberatung: 022 906 57 96

ch_support@biomerieux.com

Frist zur Pannenbehebung

Die Service-Techniker von bioMérieux (Suisse) SA sind bemüht, Pannen innerhalb von 72 Stunden zu beheben (Arbeitstag).

Zwischenlagerung der Transport- Verpackung beim Kunden

bioMérieux (Suisse) SA liefert die Geräte in mehrfach verwendbaren Verpackungen.

Während des Einsatzes eines Ersatz- bzw. Demonstrationsgerätes wird die Verpackung beim Kunden zwischengelagert; der Kunde ist verantwortlich für die ordnungsmässige Lagerung der Originalverpackung.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Serviceverträge

Inbetriebnahme der Systeme

Servicevertragsleistungen

Einzelwartung

Inbetriebnahme der Systeme

Mit allen bioMérieux-Systemen wird eine Betriebsanleitung mitgeliefert. Bei der Installation sind unbedingt folgende Punkte zu beachten:

- ▶ Der Kunde unterzeichnet den Lieferschein
- ▶ Der Techniker von bioMérieux (Suisse) SA führt alle Systemkontrollen durch
- ▶ Der Kunde unterschreibt den Service- bzw. Installations-Bericht
- ▶ Die Daten und die Softwarekopien werden gesichert

Gleichzeitig werden Kopien der Service-Rapporte in der Kundendaten bei bioMérieux (Suisse) SA aufbewahrt.

Systemgewährleistung

Alle Systeme und Programme von bioMérieux (Suisse) SA werden vor der Auslieferung einer umfassenden Kontrolle unterzogen. Während der 12-monatigen Gewährleistung für Neugeräte, übernimmt bioMérieux (Suisse) SA die Fabrikationsfehler und durch Materialfehler verursachten Mängel kostenlos (Arbeit und Material). Nicht unter Gewährleistung fallen allgemeine Abnutzung, Folgen unsachgemässer Behandlung, Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Einwirkungen zurückzuführen sind.

Für Datenverluste und dadurch bedingte Folgeschäden lehnt bioMérieux (Suisse) SA jede Haftung ab, um die Qualität der Analysen zu gewährleisten empfiehlt bioMérieux (Suisse) SA dem Kunden, mindestens einen Wartungsvertrag vom Typ 1 ab dem Datum der Installation abzuschließen.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Serviceverträge

Inbetriebnahme der Systeme

Servicevertragsleistungen

Einzelwartung

Nach Ablauf der Gewährleistung stehen dem Kunden zwei unterschiedliche Typen von Wartungsverträgen zur Auswahl. (Wird ein Wartungsvertrag nicht direkt nach Ablauf der Gewährleistung abgeschlossen, so ist eine kostenpflichtige Kontrolle des Gerätes vor Abschluss des Wartungsvertrages notwendig).

TYP	VERTRAGSTYP 1 – PRÄVENTIV-WARTUNG	VERTRAGSTYP 3 – FULL-RISK
Wartung	nach System	nach System
Präventives Wartungsset	Inbegriffen	Inbegriffen
Verbrauchsmaterial *	Nicht inbegriffen	Nicht inbegriffen
Reparaturen	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Ersatzteile	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Reaktionszeit **	48 Stunden	24 Stunden
Hotline – Arbeitstagen von 08:00 bis 17:00 Uhr	Inbegriffen	Inbegriffen
Hotline – Arbeitstagen bis 18:00 Uhr	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Hotline – Samstags von 9:00 bis 17:00 Uhr	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Hotline – Sonntags von 10:00 bis 13:00 Uhr	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
VILINK®	Obligatorisch	Obligatorisch
Remotediagnose (durch VILINK)	Inbegriffen	Inbegriffen
Software Updates	Inbegriffen	Inbegriffen
Reiseaufwand (ausser Wartung)	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Arbeitsaufwand (ausser Wartung)	Nicht inbegriffen	Inbegriffen
Reparaturen Feiertage/Wochenende	Optional (Tarif Wochenende)	Optional (Samstag Normaltarif / Sonntag 150 % Normaltarif)
Vertragsdauer	1 Jahr verlängerbar	1 Jahr verlängerbar

* Unter anderem Filter, Dichtungen, Lampen, Entnahme-Nadeln, ISE-Elektroden, Druckerpapier, Toner und Farbbänder, Backup-Bänder, Drucker, Bildschirme, UPS, sowie die spezifischen Teile eines Gerätes.

** Erste Ferndiagnose und Versuch einer Fernlösung. Leistung nur verfügbar, wenn das System aktiv mit VILINK® verbunden ist. Sollte eine Reise vor Ort erforderlich sein, wird diese je nach Verfügbarkeit von Technikern und Ersatzteilen so schnell wie möglich durchgeführt.

Zusätzliche verfügbare Optionen

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
2302932	Hotline 5/7 – verlängerte Öffnungszeiten (kostenlose technische telefonische Beratung. Montag bis Donnerstag von 17:00 bis 18:00 Uhr)	auf Anfrage
2302935	Hotline 7/7 – normale Öffnungszeiten (kostenlose technische telefonische Beratung. Samstag und Sonntag von 08:00 bis 17:00 Uhr)	auf Anfrage
2303012	Durchführung einer extra Wartung im Vertragszeitraum	auf Anfrage
2303023	Kein VILINK®: Wenn VILINK bei Beginn des Vertrags nicht mit dem System installiert ist, wird ein Zuschlag des Vertrags von 20% erhoben.	auf Anfrage
2303024	IT Obsoleszenz (kostenloser Austausch des an ein bioMérieux System angeschlossenen PC)	auf Anfrage
2303852	QCV included (Quality Controls VIDAS®), die wöchentlichen Qualitätstests sind in dem Servicevertrag inbegriffen	auf Anfrage

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Serviceverträge

Inbetriebnahme der Systeme

Servicevertragsleistungen

Einzelwartung

Einzelwartung

Es besteht die Möglichkeit, die vorbeugenden Wartungen per Einzelauftrag zu erteilen.

Ein Einzelauftrag beinhaltet folgende Leistungen:

- ▶ Inspektion inklusive Durchführung einer vorbeugenden Wartung (Pflichtwartung ohne evtl. Erforderliche Ersatzteilkosten)
- ▶ Arbeitszeit- und Fahrtkosten

Bitte beachten Sie, dass es ohne Servicevertrag mindestens 4 Wochen dauert, bis Sie einen Wartungstermin bekommen und mindestens 72 Stunden, bis ein Servicetechniker zur Reparatur bereitgestellt werden kann.

Leihgeräte

Kunden ohne Servicevertrag werden Geräte leihweise zu folgenden Tarifen zur Verfügung gestellt:

REFERENZ	SYSTEM	PREIS
2301001	AIR IDEAL® 3P	auf Anfrage
–	Bildschirm, PC, UPS	auf Anfrage
–	PIPETTE, DENSIMAT	auf Anfrage
–	SMASHER®	auf Anfrage

Die maximale Laufzeit eines Darlehens beträgt 3 Monate. Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. und die Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Preistabelle Serviceverträge

Bakteriologische Systeme

Immunologische Systeme

Molekularbiologische Systeme

Bakteriologische Systeme

BEZEICHNUNG	VERTRAGSTYP 1 PRÄVENTIV-WARTUNG	VERTRAGSTYP 3 FULL-RISK	EINZELWARTUNG
BACT/ALERT® 3D 60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BACT/ALERT 3D 120	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BACT/ALERT 3D 240	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BACT/ALERT 3D 360	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BACT/ALERT VIRTUO® Modul A	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BACT/ALERT VIRTUO Module A und B	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
PREVI® COLOR GRAM V2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VITEK® 2 COMPACT 15/30/60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VITEK 2 60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VITEK 2 120	auf Anfrage	auf Anfrage	–
VITEK 2 180	auf Anfrage	auf Anfrage	–
VITEK 2 240	auf Anfrage	auf Anfrage	–
VITEK MS LEGACY	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VITEK MS PRIME	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VITEK REVEAL™ 1 Modul	–	auf Anfrage	auf Anfrage
MAESTRIA™ PC	–	auf Anfrage	–
MAESTRIA Virtuelle Maschine	–	auf Anfrage	–
MYLA® Server	–	auf Anfrage	–
MYLA PC	–	auf Anfrage	–
MYLA Virtuelle Maschine	–	auf Anfrage	–

Alle Preise gelten für Geräte < 6 Jahre. In Abhängigkeit des Gerätesalters erhöhen sich danach die Preise.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Preistabelle Serviceverträge

Bakteriologische Systeme

Immunologische Systeme

Molekularbiologische Systeme

Immunologische Systeme

BEZEICHNUNG	VERTRAGSTYP 1 PRÄVENTIV-WARTUNG	VERTRAGSTYP 3 FULL-RISK	EINZELWARTUNG
VIDAS® 30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS 60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS 90	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
MINI VIDAS	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS 3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS KUBE™ 1 Modul	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS KUBE 2 Module	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
VIDAS KUBE 3 Module	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für Geräte < 6 Jahre. In Abhängigkeit des Gerätesalters erhöhen sich danach die Preise.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Preistabelle Serviceverträge

Bakteriologische Systeme

Immunologische Systeme

Molekularbiologische Systeme

Molekularbiologische Systeme

BEZEICHNUNG	VERTRAGSTYP 1 PRÄVENTIV-WARTUNG	VERTRAGSTYP 3 FULL-RISK	EINZELWARTUNG
BIOFIRE® FILMARRAY®	–	–	auf Anfrage
BIOFIRE FILMARRAY TORCH 1	–	–	auf Anfrage
BIOFIRE FILMARRAY SPOTFIRE®	–	–	auf Anfrage
EMAG®	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
ESTREAM®	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
GENE-UP®	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
NUCLISENS® easyMAG®	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise gelten für Geräte < 6 Jahre. In Abhängigkeit des Gerätesalters erhöhen sich danach die Preise.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Allgemeine Verrechnungssätze

BEZEICHNUNG	PREIS
Verrechnungssatz für Serviceleistungen je Stunde Die angegebenen Sätze gelten für die bioMérieux-Arbeitszeit an Werktagen (Mo-Fr), jede angefangene halbe Stunde wird verrechnet.	auf Anfrage
Spezialtarif Wochenende und kantonalen Genfer Feiertagen Die angegebenen Sätze gelten für die bioMérieux-Arbeitszeit an Samstagen von 08:00-17:00 Uhr und an Sonntagen und kantonalen Feiertagen von 09:00-13:00 Uhr, jede angefangene halbe Stunde wird verrechnet	auf Anfrage
An folgenden offiziellen Feiertagen wird kein Pannendienst gewährleistet: 1. Januar/Neujahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Auffahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, 1. August/Bundes-feiertag, Eidg. Bettag, 25. Dezember/Weihnachten.	
VERTRAGSTYP 3 Spezialtarif Wochenende und kantonalen Genfer Feiertagen An Samstagen wird der Standardtarif berechnet, an Sonntagen und kantonalen Genfer Feiertagen 150% des Standardtarifs. Die Weekend-Hotline wird nicht verrechnet.	auf Anfrage
Anfahrtskosten Alle Fahrtzeiten inklusive Kilometerkosten, Spesenauslagen und Übernachtungskosten	auf Anfrage
SOFTWARE HOTLINE – BCI Anschluss Bei technischen Fragen, die nicht eine Systempanne oder einen Informatikbug betreffen, wird der Service verrechnet. Die ersten 5 Minuten sind gratis, danach kostet die Minute	auf Anfrage

Pauschalgebühren

Hardware-Updates	auf Anfrage
Programmwiederherstellung (keine Datenwiederherstellung) Diese Pauschalleistung beinhaltet Arbeitszeit- und Fahrtkosten sowie benötigte Programmträger und sonstige Hilfsmittel	auf Anfrage
Rechneraustausch Austausch des Rechners bei MYLA®, EMAG®, NUCLISSENS® easyMAG®, VIDAS®, VITEK® 2, VITEK MS und anderen Systemen, inklusive Hard- und Softwarekomponenten und Installation	auf Anfrage

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren

▶ Dienstleistungen Service

- ▶ Hotline Services
- ▶ Onlineanbindung
- ▶ Integrationskonzept für Massenspektrometer mit VITEK® 2 Systemen
- ▶ Umzugsservice
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Dienstleistungen Service

Hotline Services

VITEK® MS LEGACY Online Helpdesk und Updates

BEZEICHNUNG	PREIS
Manuelle Kalibrierung des Massenspektrometers, Anpassung Laser Energy, Anpassung Detector Gain, Anpassung Source Deflection, Qualitätskontrolle der Massenspektren bei unzureichender Identifizierung, Wissenschaftlich-technische Unterstützung und Datenbank-Updates	auf Anfrage
Ohne Vertrag berechnen wir den gültigen Verrechnungssatz für Serviceleistungen je Stunde	auf Anfrage

MAESTRIA™ Helpdesk

Leistungen: Kostenfreie MAESTRIA™ Updates (innerhalb der Versionsnummer); inklusive Installation, MAESTRIA Server Support, MAESTRIA Software Support, Technische Ferndiagnose von an MAESTRIA angeschlossene bioMérieux Systeme (optional), Technischer Support und Wissenschaftlich-technische Unterstützung	auf Anfrage
Ohne Vertrag berechnen wir den gültigen Verrechnungssatz für Serviceleistungen je Stunde	auf Anfrage

Telefon- und Remotesupport

BIOFIRE® FILMARRAY® Support ohne Servicevertrag	auf Anfrage
Mikrobiologische Beratung außerhalb eines Produkt Bereiches	auf Anfrage

Wochenend-Hotline

Technischer telefonischer Support Samstag 08:00 bis 17:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 09:00 bis 13:00 Uhr, je angefangene 30 Minuten Diese Leistung ist im Servicevertrag Standard enthalten	auf Anfrage
--	-------------

API® Profile

API® Telefonische Abfrage je Profil	auf Anfrage
-------------------------------------	-------------

Bitte ▶ [klicken Sie hier](#) zu unseren aktuellen allgemeine Bedingungen für Instandhaltung und Reparatur.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
 - ▶ Hotline Services
 - ▶ Onlineanbindung
- ▶ Integrationskonzept für Massenspektrometer mit VITEK® 2 Systemen
- ▶ Umzugsservice
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Dienstleistungen Service

Onlineanbindung

Beschreibung

Anbindung der vorhandenen bioMérieux-Linie an das im Labor vorhandene LIS EDV-System. bioMérieux übernimmt die im Rahmen dieser Onlineanbindung notwendigen Dienstleistungen seitens des bioMérieux-Gerätes (Ende Schnittstelle bioMérieux-Rechner).

Hardware

- ▶ BCI Software
- ▶ Hardlok Module
- ▶ Kleinteile

Leistungen

- ▶ Zurverfügungstellung der bioMérieux-Schnittstellenbeschreibung
- ▶ Telefonische Beratung des LIS Anbieters
- ▶ Installation und Einrichtung der BCI mit den kundenspezifischen Einstellungen
- ▶ Überprüfung der Übertragungsfunktionen
- ▶ Vor Ort-Support des LIS Anbieters durch einen Servicetechniker für max. 5 Stunden



BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
ATI0201	Onlineanbindung BACT/ALERT® 3D	auf Anfrage
ATI021	Onlineanbindung VIDAS®/MINI VIDAS	auf Anfrage
ATI019	Onlineanbindung VITEK® 2 inklusive BCI Key	auf Anfrage
ATI025	Onlineanbindung VITEK 2 COMPACT	auf Anfrage
AT0204	Onlineanbindung VITEK MS LEGACY & VITEK MS PRIME	auf Anfrage

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
 - ▶ Hotline Services
 - ▶ Onlineanbindung
- ▶ Integrationskonzept für Massenspektrometer mit VITEK® 2 Systemen
- ▶ Umzugsservice
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Dienstleistungen Service

Integrationskonzept für Massenspektrometer mit VITEK® 2 Systemen

Beschreibung

System zur Erstellung von Arbeitslisten für Massenspektrometer in Verbindung mit der Software der VITEK® 2 Smart Carrier Station.

Hardware

- ▶ USB Docking Station
- ▶ Barcode Reader
- ▶ Cassette Docking Station Software

Leistungen

- ▶ Lieferung und Installation der Hard- und Softwarekomponenten an einen vorhandenen PC (Systemanforderung auf Anfrage) inklusive Arbeitszeit und Fahrtkosten
- ▶ Konfiguration
- ▶ Einweisung des Anwenders

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
27210	Cassette Docking Station Inklusive Software	auf Anfrage

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
 - ▶ Hotline Services
 - ▶ Onlineanbindung
 - ▶ Integrationskonzept für Massenspektrometer mit VITEK® 2 Systemen
- ▶ Umzugsservice
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Dienstleistungen Service

Umzugsservice

Beschreibung

Im Falle eines Geräteumzugs innerhalb des Kundenlabors oder in neue Räumlichkeiten bietet bioMérieux einen Umzugsservice für alle bioMérieux-Analysegeräte an. Alle Module der Gerätelinie müssen nach jedem Ortswechsel neu justiert und kalibriert werden.

Wir übernehmen auf Wunsch den kompletten Umzug für Sie; wir transportieren bundesweit. Bei Krantransporten oder bei Transporten ohne Lastenaufzüge erhalten Sie die Preise auf Anfrage.

Hardware

- ▶ Alle benötigten Kabel, Verlängerungen usw.
- ▶ Alle Kleinteile, Transportsicherungen

Leistungen

- ▶ Abbau des bioMérieux-Gerätes, Transport zum neuen Aufstellungsort (inklusive Versicherung)
- ▶ Installation, Justierung und Kalibration des Gerätes durch Servicetechniker
- ▶ inklusive Arbeitszeit- und Fahrtkosten
- ▶ Konfiguration des Rechners

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
ATI004	Umzug innerhalb des gleichen Gebäudes, alle Größe von Geräten	auf Anfrage
ATI005	Umzug von kleinen und mittleren Geräten innerhalb des Bundesgebiets	auf Anfrage
–	Umzug von großen Geräten (BACT/ALERT® VIRTUO®, VITEK® MS LEGACY, etc.)	auf Anfrage

Zuschlag für samstags + 50 %

Umzugsleistungen sind nicht Bestandteil eines Servicevertrages.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Kleingeräteservice

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PREIS	REPARATUR
2300066	AIR IDEAL® 3P Kalibrierung	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile
2300068	ATB™ Pipetten	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile
2300069	DENSITOMETER	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile
2300067	Elektronische Multichannel-Pipette	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile
2300070	VITEK® DENSICHEK®	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile
-	Zusätzliches Sammelgitter aus Edelstahl	auf Anfrage	zzgl. Ersatzteile

Die Revision und Kalibrierung der Pipetten entspricht den ISO 8655 Normen.

Die Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätmanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ **Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial**
 - ▶ Datenträger
 - ▶ Netzteile und Batterien
 - ▶ **BACT/ALERT®**
 - ▶ **PREVI® COLOR GRAM**
 - ▶ **VIDAS®**
 - ▶ **VITEK® 2**

Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

Datenträger

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
6200394	USB-Stick BACT/ALERT® 3D	1	auf Anfrage

Netzteile und Batterien

BACT/ALERT® 3D

FG20721	Akku 12 V 7,2 AH	1	auf Anfrage
---------	------------------	---	-------------

DENSIMAT/DENSICHEK®

98719	Netzteil für DENSIMAT/DENSICHEK®	1	auf Anfrage
-------	----------------------------------	---	-------------

UPS APC750

FG20721	Akku 12 V 7,2 AH	1	auf Anfrage
---------	------------------	---	-------------

UPS APC1000

FG21202	Akku 12 V 12 AH	1	auf Anfrage
---------	-----------------	---	-------------

UPS APC1500

FG21503	Akku 12 V 17 AH	1	auf Anfrage
---------	-----------------	---	-------------

GERÄTEMANAGEMENT

- ▶ Gerätemanagement
- ▶ VILINK® – Fernwartung
- ▶ Serviceteam
- ▶ Serviceverträge
- ▶ Preistabelle Serviceverträge
- ▶ Allgemeine Verrechnungssätze
- ▶ Pauschalgebühren
- ▶ Dienstleistungen Service
- ▶ Kleingeräteservice
- ▶ Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial
 - ▶ Datenträger
 - ▶ Netzteile und Batterien
- ▶ BACT/ALERT®
- ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ VIDAS®
- ▶ VITEK® 2

Kostenpflichtiges Zubehör und Verbrauchsmaterial

BACT/ALERT®

BESTELL-NR	BEZEICHNUNG	PACKUNGSGRÖSSE	PREIS
6202941	Kontroll-Thermometer (3D)	1	auf Anfrage
421931	Kalibratoren	1	auf Anfrage

PREVI® COLOR GRAM

29557	PREVI® COLOR GRAM V2 Karussell für 12 Objektträger	1 Karussell	auf Anfrage
29556	PREVI COLOR GRAM V2 Karussell für 30 Objektträger	1 Karussell	auf Anfrage
415591	PREVI COLOR GRAM V2 Zubehör 12	1 Kit	auf Anfrage
415590	PREVI COLOR GRAM V2 Zubehör 30	1 Kit	auf Anfrage
415592	PREVI COLOR GRAM V2 Barcodeleser	1 Stück	auf Anfrage
415593	PREVI COLOR GRAM V2 Wartungskit	1 Kit	auf Anfrage
423435	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzdüse	2 Stück	auf Anfrage
29696	PREVI COLOR GRAM Düsendraht	1 Stück	auf Anfrage
413570	PREVI COLOR GRAM Reinigungslösung für Düsen	500 ml	auf Anfrage
6201943	PREVI COLOR GRAM V2 Düsendichtung	1 Kit	auf Anfrage
415436	PREVI COLOR GRAM V2 Abfallbehälter	1 Stück	auf Anfrage
29694	PREVI COLOR GRAM Abfallschlauch	1 Stück	auf Anfrage
29559	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzflaschen D & E	500 ml	auf Anfrage
415437	PREVI COLOR GRAM V2 Ersatzflaschen D & E	5 Liter	auf Anfrage

VIDAS®

93628	VIDAS® Barcodeleser 3800gpdf USB	1	auf Anfrage
30503	Klemme Edelstahl 18/10	1	auf Anfrage
419411	MINI VIDAS 1400G Barcode Reader RS232	1	auf Anfrage
419316	VIDAS PC 1400G Barcode Reader USB	1	auf Anfrage

VITEK® 2

533272-1	Karussell Quadrant	1	auf Anfrage
----------	--------------------	---	-------------

SCHNELLER ANS ZIEL

- ▶ **Blutkulturdiagnostik**
 - ▶ BACT/ALERT® 3D
 - ▶ BACT/ALERT VIRTUO®
- ▶ **Färbungen**
 - ▶ PREVI® COLOR GRAM
- ▶ **Chromogene Kulturmedien**
 - ▶ CHROMID®
- ▶ **Luftkeimkontrolle**
 - ▶ AIR IDEAL®
- ▶ **Identifizierung**
 - ▶ API®
 - ▶ VITEK® MS PRIME
- ▶ **Empfindlichkeitsprüfung**
 - ▶ ETEST®
 - ▶ VITEK 2
 - ▶ VITEK 2 COMPACT
 - ▶ VITEK REVEAL™
- ▶ **Epidemiologische Analyse**
 - ▶ EPISEQ®
- ▶ **Automatisierte Immunoassays**
 - ▶ VIDAS®
- ▶ **Molekularbiologie**
 - ▶ BIOFIRE® FILMARRAY®
 - ▶ ARGENE®
 - ▶ EMAG®

So funktioniert's!

Klicken Sie einfach auf die ▶ **BLAUEN** Produktnamen in dem Kreis, um direkt zum Produkt zu gelangen.

